



## GENU-HIT

Referencia **07081**

Rodillera elástica con soporte patelar fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta vascularización.
- Incorpora pad circular para soporte patelar.
- Con férulas espirales laterales.
- Disponible en color carne y platinum.

### INDICACIONES:

- Condropatía patelar.
- Dolencias de menisco.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Problemas reumáticos.
- Lesiones ligamentosas leves.

TALLA	REFERENCIA		D	F
	COLOR CARNE	COLOR PLATINUM		
1	07081-110	07081-100	28 cm	38 cm
2	07081-210	07081-200	31 cm	41 cm
3	07081-310	07081-300	34 cm	44 cm
4	07081-410	07081-400	37 cm	47 cm
5	07081-510	07081-500	40 cm	50 cm
6	07081-610	07081-600	43 cm	53 cm
7	07081-710	07081-700	46 cm	56 cm

**D:** Medida 14 cm por debajo de la mitad de la rótula.

**F:** Medida 14 cm por encima de la mitad de la rótula.