



**RODILLERA ESTABILIZADORA CON FLEJES LATERALES**

Referencia **T43 SKI**

Rodillera de neopreno con aro de silicona superior, aperturas posteriores (una superior y otra inferior) con cierre de velcro que permiten una cómoda colocación y varillas espirales de refuerzo lateral. Indicada para lesiones deportivas, y especialmente en la práctica de esquí.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Confeccionada en Neopreno THERMAL, con forro interior de rizo 100% de algodón.
- Proporciona compresión a los tejidos blandos alrededor de la rótula, estimulando la circulación y reduciendo la hinchazón y el edema.
- Dispone de dos soportes espirales metálicos laterales para proporcionar una estabilidad y soporte extra.
- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.
- Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

**INDICACIONES:**

- Osteoartritis.
- Artritis.
- Condromalacia.
- Dolor anterior de rodilla.
- Inestabilidad de rodilla debido a desequilibrio general muscular.
- Síndrome de Osgood-Schlatter's.
- Tendinitis rotuliana.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T43SKI-150	27-32 cm
M	T43SKI-250	32-37 cm
L	T43SKI-350	37-42 cm
XL	T43SKI-450	42-47 cm
XXL	T43SKI-550	47-52 cm