



DYNACOX

Referencia 22-300

Nuevo concepto en el tratamiento ortopédico al combinar las propiedades de una ortesis de cadera "tres puntos" con una faja de compresión circular.

Principio de tres puntos: Los componentes (1) fijadores de cóndilo medio, (2) la almohadilla subtrocantérica y (3) el contrapeso de la abrazadera de cadera, garantizan una estabilización dinámica del cóndilo del fémur en el acetábulo.

La compresión circular que genera la faja funcional apoya los glúteos y abductores, rodeando la articulación de la cadera en abanico y protegiéndola.

Estabiliza la estructura ósea para prevenir luxaciones y sostiene la estructura muscular, ayudando a la formación del músculo mientras dure el tratamiento.

Se asegura el buen resultado y una rápida rehabilitación postquirúrgica. Su articulación ROM Flex permite limitación de 15° en 15° en la flexión-extensión.

INDICACIONES:

- Después de la reposición de la cadera luxada.
- Inestabilidad en la postartroplastia.
- Coxartrosis.
- Asimetría muscular.

FIGURA A



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	CONTORNO MUSLO	CONTORNO SUPRACONDILAR
	IZQUIERDA	DERECHA			
XS	22 300-100	22 300-200	58-70 cm	32-44 cm	27-35 cm
S	22 300-101	22 300-201	70-85 cm	40-52 cm	30-40 cm
M	22 300-102	22 300-202	85-100 cm	48-60 cm	37-45 cm
L	22 300-103	22 300-203	100-120 cm	56-68 cm	42-50 cm
XL	22 300-104	22 300-204	115-135 cm	62-76 cm	47-58 cm
XXL	22 300-105	22 300-205	130-150 cm	65-80 cm	47-58 cm