



NEWPORT LITE

Referencia **3662**

La nueva ortesis de cadera Newport Lite en talla única, está diseñada para proporcionar protección y soporte a pacientes con problemas relacionados con la inestabilidad de la cadera.

CARACTERÍSTICAS:

- Protege la articulación de la cadera proporcionando un limitado y seguro rango de movimiento, en base a las exigencias del procedimiento quirúrgico.
- Buena aceptación por parte del paciente.
- Articulación "Virtual Joint" fácilmente ajustable para controlar la flexión, extensión, aducción y abducción de la cadera.
- Acción propioceptiva.
- Talla universal, válida para el lado izquierdo y derecho.
- Fácilmente adaptable para un perfecto ajuste.
- Ayuda a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo.
- Sistema de ajuste de la compresión del cinturón de la cadera, para una óptima alineación de la articulación y de la ortesis.

INDICACIONES:

- Artroscopia de cadera.
- Reparación del labrum de la cadera, con o sin reparación del glúteo medio.
- Post-operatorio en reparaciones del tendón de la corva proximal.
- Pacientes con riesgo de dislocación.



TALLA

Única

REFERENCIA

3662