



| POLARIS UNIVERSAL | |
|-------------------|------|
| Referencia | 8535 |

Ortesis de rodilla de talla única con articulación de rodilla para el control de la flexo-extensión. Su particular diseño permite cambiar su longitud tanto en la parte distal como en la proximal.

CARACTERÍSTICAS:

- Compuesto de barras articuladas y telescópicas en aleación ligera de aluminio.
- Las bandas están separadas con el fin de garantizar una mayor transpiración de la pierna.
- Las valvas en las sujeciones están diseñadas especialmente para repartir mejor la presión.
- La articulación ROM tiene un ajuste que permite bloquearse de 10° en 10°.
- Flexión 0°/ 120° /Extensión 0°/ 90°.
- Las almohadillas condilares son desmontables. Su forma anatómica permite una excelente estabilización de la extremidad y una buena tolerancia durante su uso.
- Sistema de cierre con pletinas flexibles que garantiza una plena adaptación a todas las piernas.

LONGITUD MÁXIMA DE ORTESIS: 65CM/ LONGITUD MÍNIMA DE ORTESIS: 51 CM

INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos de fracturas proximales o distales.
- Procesos post-quirúrgicos de lesiones en ligamentos.
- Otras afecciones donde sea preciso limitar el rango articular de la rodilla.

| TALLA | REFERENCIA |
|-------|------------|
| Única | 8535 |