



EASY DONNING

Referencia

3W200

Easy Donning sirve de ayuda en la colocación de prótesis transfemorales con válvula de succión.

Se trata de una bolsa con doble recubrimiento confeccionada en un tejido muy deslizante.

Las características del tejido en conjunción con su diseño, facilitan la colocación del muñón en la prótesis. Del mismo modo, también es muy sencillo retirar.

TALLA	REFERENCIA	COLOR	CIRCUNFERENCIA DISTAL	CIRCUNFERENCIA PROXIMAL
XS	3W200-XS	Amarillo	240 mm	420 mm
S	3W200-S	Rojo	260 mm	460 mm
M	3W200-M	Azul	260 mm	600 mm
L	3W200-L	Verde	310 mm	720 mm
XL	3W200-XL	Azul Claro	320 mm	820 mm
XXL	3W200-XXL	Lila	320 mm	840 mm