

ENCAJE TIBIAL DE SILICONA SKIN TEX 2 SIN PIN

Referencia 4U4121

Encaje tibial en silicona skin tex 2 sin costura y con matrix externo:

- Para usuarios activos (nivel de movilidad 2-4)
- Para amputaciones tibiales.


CARACTERÍSTICAS:

- Silicona Durasil de 3 mm para una máxima estabilidad.
- Longitud aproximada de 38cm.
- Fácil colocación.
- 6 meses de garantía.
- Fabricado en silicona biocompatible en base a los estándares DIN EN ISO 10993-5 y 10993-10.




TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DISTAL
	SIN PIN	
18	4U4121-18-G	18 cm
20	4U4121-20-G	20 cm
21	4U4121-21-G	21 cm
22	4U4121-22-G	22 cm
23,5	4U4121-23,5-G	23,5 cm
25	4U4121-25-G	25 cm
26,5	4U4121-26,5-G	26,5 cm
28	4U4121-28-G	28 cm
30	4U4121-30-G	30 cm
32	4U4121-32-G	32 cm
34	4U4121-34-G	34 cm
36	4U4121-36-G	36 cm
38	4U4121-38-G	38 cm
40	4U4121-40-G	40 cm
42	4U4121-42-G	42 cm
45	4U4121-45-G	45 cm

Nivel de Actividad:



El refuerzo Matrix es una protección adicional que cubre la tibia, sin extenderse mas allá del nivel de la cabeza del peroné. Esto asegura una alta estabilidad en los tejidos blandos.



Para determinar la talla correcta, la circunferencia del muñón se ha de tomar 4 centímetros por encima del extremo distal.

También disponible bajo pedido a proveedor:

- Skin Tex en color Carne.