

ENCAJE TIBIAL DE SILICONA SKIN TEX 6 SOFT

Referencia **4W4062/ 4W4162**



SKIN TEX 6 CON PIN
Con refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos

Encaje de Silicona LITE Liner® Skin Tex 6 Soft, con un único diseño sin costuras:

- Adecuado para personas con muñones sensibles por prominencias óseas.
- Para usuarios de movilidad moderada (nivel de movilidad 1-3).
- Disponible con o sin conector distal.
- Para amputaciones tibiales.

CARACTERÍSTICAS:


- Refuerzo Matrix de 10 cm para absorción de impactos.
- Silicona Comfortsil de 6 mm para una máxima estabilidad.
- Fácil colocación.
- Adecuado para un amplio rango de dispositivos de bloqueo.
- 6 meses de garantía.
- Fabricado en silicona biocompatible en base a los estándares DIN EN ISO 10993.




SKIN TEX 6 SIN PIN
Sin refuerzo Matrix

TALLA	REFERENCIA		CIRCUNFERENCIA DISTAL
	CON PIN	SIN PIN	
18	4W4062-10-18-G	4W4162-10-18-G	18 cm
20	4W4062-10-20-G	4W4162-10-20-G	20 cm
21	4W4062-10-21-G	4W4162-10-21-G	21 cm
22	4W4062-10-22-G	4W4162-10-22-G	22 cm
23,5	4W4062-10-23,5-G	4W4162-10-23,5-G	23,5 cm
25	4W4062-10-25-G	4W4162-10-25-G	25 cm
26,5	4W4062-10-26,5-G	4W4162-10-26,5-G	26,5 cm
28	4W4062-10-28-G	4W4162-10-28-G	28 cm
30	4W4062-10-30-G	4W4162-10-30-G	30 cm
32	4W4062-10-32-G	4W4162-10-32-G	32 cm
34	4W4062-10-34-G	4W4162-10-34-G	34 cm
36	4W4062-10-36-G	4W4162-10-36-G	36 cm
38	4W4062-10-38-G	4W4162-10-38-G	38 cm
40	4W4062-10-40-G	4W4162-10-40-G	40 cm
42	4W4062-10-42-G	4W4162-10-42-G	42 cm
45	4W4062-10-45-G	4W4162-10-45-G	45 cm

Nivel de Actividad:



El refuerzo Matrix es una protección adicional que cubre la tibia, sin extenderse mas allá del nivel de la cabeza del peroné. Esto asegura una alta estabilidad en los tejidos blandos.



Para determinar la talla correcta, la circunferencia del muñón se ha de tomar 4 centímetros por encima del extremo distal.