

ENCAJE LITE LINER DE GEL EXCELSIOR

Referencia **4W7**

Encaje Lite Liner de Gel EXCELSIOR con o sin pin en distintos grosores y perfiles de gel.

CARACTERÍSTICAS:

- Nivel de movilidad: 2-4.
- Refuerzo Matrix integrado (aproximadamente 8 cm) que proporciona la máxima absorción de impactos y una óptima estabilidad.
- Diseño único anterior y posterior para una máxima elasticidad.
- Recomendado para muñones normales (tibiales o femorales) con buena cobertura de tejido.
- Disponible en grosor de 6 mm (grosor uniforme de 3, 9 y cónico de 3 mm bajo pedido a proveedor).
- Con o sin conector distal.
- Longitud del liner: aproximadamente 410 mm.
- Capa de gel posterior de menor grosor en liners de 6 y 9 mm.



CON PIN ESTÁNDAR



SIN PIN ESTÁNDAR

CON PIN ESTÁNDAR


TALLA	GROSOR CAPA DE GEL			
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Uniforme 9 mm	Cónico 3 mm
IS	4W7000-03-IS	4W7000-06-IS*		4W7000-T3-IS
M	4W7000-03-M	4W7000-06-M*	4W7000-09-M	4W7000-T3-M
L	4W7000-03-L	4W7000-06-L*	4W7000-09-L	4W7000-T3-L
IL	4W7000-03-IL	4W7000-06-IL*	4W7000-09-IL	4W7000-T3-IL
XL	4W7000-03-XL	4W7000-06-XL*	4W7000-09-XL	4W7000-T3-XL
XLP	4W7000-03-XLP	4W7000-06-XLP*		4W7000-T3-XLP
XXL	4W7000-03-XXL	4W7000-06-XXL*		4W7000-T3-XXL

SIN PIN ESTÁNDAR

TALLA	GROSOR CAPA DE GEL			
	Uniforme 3 mm	Uniforme 6 mm	Uniforme 9 mm	Cónico 3 mm
IS	4W7500-03-IS	4W7500-06-IS*		4W7500-T3-IS
M	4W7500-03-M	4W7500-06-M*	4W7500-09-M	4W7500-T3-M
L	4W7500-03-L	4W7500-06-L*	4W7500-09-L	4W7500-T3-L
IL	4W7500-03-IL	4W7500-06-IL*	4W7500-09-IL	4W7500-T3-IL
XL	4W7500-03-XL	4W7500-06-XL*	4W7500-09-XL	4W7500-T3-XL
XLP	4W7500-03-XLP	4W7500-06-XLP*		4W7500-T3-XLP
XXL	4W7500-03-XXL	4W7500-06-XXL*		4W7500-T3-XXL

PERFIL DE GEL UNIFORME

PERFIL DE GEL CÓNICO



Nivel de Actividad:



LITE Liner Gel

Todos los LITE LINER GEL están confeccionados en Gel Elastómero Termoplástico Biocompatible (TPE). Este tipo de gel minimiza las cargas y presiones, ofreciendo confort para todo tipo de muñones, incluyendo aquellos especialmente sensibles, de carácter atípico ya sea por prominencias óseas o depresiones y hendiduras por cicatriz.

Para casos especiales LITE LINER GEL puede ser termoplásticamente remodelado a una temperatura de 80°C.

LITE LINER GEL ha sido sometido a los test de biocompatibilidad DIN EN ISO 10993-5 y 19993-10.




TABLA DE MEDIDAS PARA TALLAS LINERS DE GEL:

	S	IS	M	L
40 cm	22-35 cm	23-37 cm	27-43 cm	37-59 cm
30 cm	20-32 cm	21-34 cm	25-40 cm	32-51 cm
20 cm	18-28 cm	19-30 cm	24-38 cm 22-36 cm (Ajustado)	28-45 cm 26-43 cm (Ajustado)
10 cm	16-25 cm	18-29 cm	22-35 cm 20-33 cm (Ajustado)	25-40 cm 23-38 cm (Ajustado)
4 cm	15-22 cm	16-25 cm	20-32 cm 18-30 cm (Ajustado)	21-33 cm 19-31 cm (Ajustado)

	IL	XL	XLP	XXL
40 cm	40-64 cm	42-68 cm	44-71 cm	49-80 cm
30 cm	36-58 cm	40-64 cm	41-66 cm	47-76 cm
20 cm	34-54 cm 32-52 cm (Ajustado)	38-61 cm	39-63 cm	44-71 cm
10 cm	30-48 cm 28-46 cm (Ajustado)	34-55 cm	35-56 cm	39-65 cm
4 cm	26-41 cm 24-39 cm (Ajustado)	27-43 cm	30-50 cm	34-60 cm