


RODILLERA DE SUSPENSIÓN EN GEL LITE LINNER SUPREME PLUS
Referencia 4W85


Rodillera de suspensión en gel para amputaciones transtibiales, con textil extra para mayor resistencia y durabilidad.

- Nivel de actividad 1-3.
- Confeccionada en gel TPE.
- Longitud aproximada de 350 mm.
- Grosor de gel de 3 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta adhesión y excelente confort.
- El gel proporciona amortiguación y acolchado extra.
- Estabilidad rotacional adicional.
- Tejido exterior muy elástico que facilita la colocación del producto.
- Funda para succión de la suspensión para una máxima seguridad.

TALLA	REFERENCIA	DIÁMETRO INFERIOR*	DIÁMETRO SUPERIOR*
	COLOR VERDE		
S	4W85-S-G	10-17 mm	16-24 mm
M	4W85-M-G	15-22 mm	23-34 mm
MP	4W85-MP-G	21-30 mm	29-43 mm
L	4W85-L-G	24-35 mm	33-47 mm
LP	4W85-LP-G	28-42 mm	36-51 mm
XL	4W85-XL-G	31-46 mm	39-55 mm
XXL	4W85-XXL-G	34-50 mm	42-60 mm



* El diámetro inferior (B) y superior (A), deberá de tomarse unos 15 cm por encima o debajo de la articulación de la rodilla (R). En caso de duda entre dos tallas, elegir la mas pequeña.

Nivel de Actividad:

