



PROTECTOR PARA RODILLERA DE SUSPENSIÓN EN GEL

Referencia **6W100**

- Cubierta protectora para proporcionar protección sobre los bordes del encaje.
- El protector 6W100 se coloca por debajo de la rodillera de suspensión.
- Incrementa la durabilidad de la rodillera previniendo rasgaduras o desgastes derivados de su prematura erosión.

TALLA	REFERENCIA	LARGO	CIRCUNFERENCIA RODILLA	EQUIVALENCIA TALLA RODILLERA
S	6W100-S	180 mm	26	M, MP
M	6W100-M	180 mm	31	L, LP
L	6W100-L	190 mm	34	XL
XL	6W100-XL	190 mm	38	XXL
XXL	6W100-XXL	200 mm	48	XXXL