



RODILLA POLICÉNTRICA CON IMPULSOR

Referencia **3W020**

Rodilla policéntrica 3W020 con impulsor integrado.

CARACTERÍSTICAS:

- Para amputados femorales con actividad media.
- Seguridad media en la fase de balanceo.
- Control medio de la fase de impulsión.

NIVEL DE MOVILIDAD 1 Y 2:

- **NIVEL 1 (Desplazamientos en interiores):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.
- **NIVEL 2 (Desplazamientos en exteriores limitados):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse a baja velocidad. Está capacitado para salvar algunos obstáculos leves del entorno tales como bordillos, escaleras o superficies desiguales. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están limitados por las condiciones del paciente.

DATOS TÉCNICOS	3W020-1	3W020-2
Material	Titanio	Acero Inoxidable
Altura	37 mm	37 mm
Peso	462 g	701 g
Ángulo Máximo de Flexión	110°	110°
Peso Máximo Tolerable	100 kg	100 kg
Tipo de Articulación	Mecánica	Mecánica
Nivel de Actividad	Clase 1 y 2	Clase 1 y 2

*Altura de montaje desde el centro del eje de la rodilla al extremo superior de la conexión piramidal.