



3W040



3W045

## RODILLA MONOCÉNTRICA CON BLOQUEO GERIÁTRICA

Referencia **3W040/ 3W045**

Rodilla monocéntrica con bloqueo geriátrica.

### CARACTERÍSTICAS:

- Para amputados con baja actividad.
- Alta seguridad en la fase de balanceo.
- Ningún control en la fase de impulsión.

### NIVEL DE MOVILIDAD 1:

- **NIVEL 1 (Desplazamientos en interiores):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.

DATOS TÉCNICOS	3W040	3W045
Material	Aluminio/ Acero Inox.	Aluminio/ Acero Inox.
Altura*	35 mm	25 mm
Peso	279 g	380 g
Ángulo Máximo de Flexión	140°	155°
Peso Máximo Tolerable	85 kg	100 kg
Tipo de Articulación	Mecánica	Mecánica
Nivel de Actividad	Clase 1	Clase 1

\*Altura de montaje desde el centro del eje de la rodilla al extremo superior de la conexión piramidal.