



## ARTICULACIÓN DE CADERA MONOCÉNTRICA CON ASISTENCIA DE EXTENSIÓN

Referencia **3W290**

Articulación de cadera monocéntrica con asistencia a la extensión 3W290.

### CARACTERÍSTICAS:

- Articulación de cadera monocéntrica con impulsor.
- Control medio en la fase de expulsión.
- Seguridad media en la fase de balanceo.
- Dispositivo de extensión con gomas elásticas de tracción y tope regulable.

### NIVEL DE MOVILIDAD 1 Y 2:

- **NIVEL 1 (Desplazamientos en interiores):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse o caminar en espacios interiores. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están muy limitados por las condiciones del paciente.
- **NIVEL 2 (Desplazamientos en exteriores limitados):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse a baja velocidad. Está capacitado para salvar algunos obstáculos leves del entorno tales como bordillos, escaleras o superficies desiguales. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están limitados por las condiciones del paciente.

DATOS TÉCNICOS	3W0290
Material	Metal Ligero
Peso	890 g
Ángulo Máximo de Flexión	120°
Peso Máximo Tolerable	100 kg
Nivel de Actividad	Clase 1 y 2