



## RODILLA NEUMÁTICA CARBONO CON FRENO

Referencia TKG-1PSO

Rodilla neumática TKG-1PSO con mecanismo de freno a la carga:

- Mecanismo de freno a la carga (por debajo de un ángulo de 15°).
- Control neumático de la fase de balanceo.
- Durabilidad y estabilidad.

### NIVEL DE MOVILIDAD 2 Y 3:

- **NIVEL 2 (Desplazamientos en exteriores limitados):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de emplear la prótesis para desplazarse a baja velocidad. Está capacitado para salvar algunos obstáculos leves del entorno tales como bordillos, escaleras o superficies desiguales. El tiempo y la distancia de los desplazamientos están limitados por las condiciones del paciente.
- **NIVEL 3 (Desplazamientos exteriores ilimitados):** el paciente tiene la capacidad o el potencial de caminar con una prótesis a una velocidad media y alta, pudiendo salvar la mayor parte de los obstáculos del entorno. Está en disposición de moverse en espacios abiertos, incluyendo la realización de prácticas terapéuticas o ejercicios, más allá de una simple locomoción.

| DATOS TÉCNICOS           | TKG-1PSO         |
|--------------------------|------------------|
| Material                 | Fibra de Carbono |
| Altura                   | 260 mm           |
| Peso                     | 990 g            |
| Ángulo Máximo de Flexión | 130 °            |
| Peso Máximo Tolerable    | 100 kg           |
| Tipo de Articulación     | Neumática        |
| Nivel de Actividad       | Clase 2 y 3      |