



INSTRUCCIONES DE USO

☎ 985 51 21 22 / 985 51 21 56

☎ 647 940 206

✉ pedidos@efmo.com



ANTIEQUINO DICTUS BAND

Referencia

8W400

Ayuda a elevar el pie directamente después del despegue del suelo, lo cual elimina obstáculos tales como peldaños, escalones, pavimentos y alfombras. Se adapta a la perfección al calzado, es discreto y fácil de montar.

INDICACIONES:

- Pie equino.
- Apoplejías y accidentes cerebrovasculares.
- Esclerosis múltiple.
- Secuelas del síndrome de poliomielitis.
- Indicaciones de carácter neurológico.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
M	8W400-M	15-20 cm
L	8W400-L	20-27 cm