



## ORTESIS LSO UNIVERSAL

Referencia

GP3



### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema modular con panel posterior y acolchados laterales desmontables.
  - Permite que el técnico ortopédico adapte el corsé a las necesidades del paciente durante el tratamiento.
  - Proporciona un mayor confort al usuario.
- Dispone de marco moldeado rígido anterior y posterior, que se extiende desde la articulación sacrocoxigea hasta la vértebra T9) .
  - Panel posterior ergonómico para un control del movimiento más focalizado en el área S1-T9.
  - Los paneles laterales rígidos proporcionan estabilidad a los lados. Estos paneles acolchados generan presión interior para reducir la carga en los discos vertebrales.
- El grado de compresión y soporte lateral puede ser ajustado por el paciente incrementando o reduciendo la tensión del sistema de cuerdas.
- El concepto general permite al paciente participar de forma activa en el proceso de recuperación.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar de origen mecánico.
- Estenosis de las vértebras.
- Traumatismos de columna.
- Espondilolistesis.
- Síndrome facetario.
- Estabilización post-operatoria en laminotomía, foraminotomía, fusión laparoscópica anterior de la columna y descompresión multinivel.



TALLA	CONTORNO CINTURA
UNIVERSAL	70-170 cm



Panel desmontable

