



CORSÉ BIVALVO TLSO

Referencia **240_.01**

El TLSO dorsolumbar es un corsé bivalvo con diseño en dos placas en termoplástico, las cuales se acoplan con un eficiente sistema de cierre con seis correas de velcro.

Dispone de placa posterior con extensión dorsolumbar, así como una Extensión Anterior, con forma de "T", para estabilizar la zona torácica.

Disponibile en modelo para hombre y mujer.

Diseñado para restringir movimientos no deseados y controlar uno o varios planos de movimiento de la columna.

Cada una de las distintas tallas se pueden modelar y modificar para proporcionar al usuario el ajuste más íntimo.

El corsé bivalvo TLSO proporciona una óptima estabilización y soporte, garantizando el máximo confort.

INDICACIONES:

- Fracturas vertebrales altas.
- Procesos pre y postquirúrgicos.
- Osteoporosis.
- Pacientes afectados de metástasis que requieren de una estabilización secundaria.

MODELO MUJER

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
S	2400.01	68-84 cm	58-73 cm	73-89 cm
M	2401.01	79-94 cm	68-83 cm	83-99 cm
L	2402.01	89-104 cm	78-94 cm	94-109 cm
XL	2403.01	99-114 cm	89-104 cm	104-119 cm

MODELO HOMBRE

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
S	2405.01	83-99 cm	71-86 cm	81-96 cm
M	2406.01	94-109 cm	81-96 cm	91-106 cm
L	2407.01	104-119 cm	91-106 cm	101-116 cm
XL	2408.01	114-129 cm	101-116 cm	111-126 cm



COMPONENTE CERVICAL MINERVA

Referencia **2545**

Componente cervical que dispone de un apoyo craneal posterior y para el mentón. Incorporado al corsé TLSO añade la posibilidad de inmovilizar las cervicales para estabilizar el conjunto cuello/ tronco.

