



**VERTEBRADYN LIGHT**  
 Referencia **07155**

Ortesis lumbar para estabilización, con dos correas tensoras y ballestas posteriores.

**BENEFICIOS:**

- Reducción del dolor y estabilización de la columna.
- Estabilización / compresión ajustable.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Ballenas de acero anatómicamente pre-conformadas.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Dos cintas envolventes para un fácil ajuste.
- Material elástico y transpirable.

**INDICACIONES:**

- Dolor lumbar.
- Inestabilidad lumbar.
- Hernia discal.
- Estabilización preventiva.

| TALLA | REFERENCIA | CONTORNO CINTURA |
|-------|------------|------------------|
| XS    | 07155-010  | 70-80 cm         |
| S     | 07155-110  | 80-90 cm         |
| M     | 07155-210  | 90-100 cm        |
| L     | 07155-310  | 100-110 cm       |
| XL    | 07155-410  | 110-120 cm       |
| XXL   | 07155-510  | 120-130 cm       |

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
 ALTURA POSTERIOR: 27 cm

