



MEDIA LARGA CON PUNTILLA

Referencia **77./87.**

Media corta de compresión graduada especialmente diseñadas para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las piernas.

CARACTERÍSTICAS:

- Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas del marcado CE para dispositivos médicos de clase 1.
- Esta línea está fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.
- El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo que garantiza la correcta circulación sanguínea.
- El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

GRADO DE COMPRESIÓN:

- **70DEN (12-17 mmHg)- Compresión ligera** indicada para trastornos circulatorios ligeros, tendencia a varices y para mujeres embarazadas.
- **140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal**, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y para mujeres embarazadas que padezcan varices.

TALLA	REFERENCIA			GRADO DE COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	COLOR NEGRO	COLOR SABLE	COLOR NATURAL				
1	77199	77136		70 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	77299	77236		70 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	77399	77336		70 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	77499	77436		70 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	77599	77536		70 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	87199		87121	140 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	87299		87221	140 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	87399		87321	140 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	87499		87421	140 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	87599		87521	140 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm

