



PANTY PREMAMA

Referencia **79./89.**

Panty premama de compresión graduada, especialmente diseñado para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las piernas.

CARACTERÍSTICAS:

- Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas del marcado CE para dispositivos médicos de clase 1.
- Esta línea está fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.
- El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo que garantiza la correcta circulación sanguínea.
- El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

GRADO DE COMPRESIÓN:

- **70DEN (12-17 mmHg)- Compresión ligera** indicada para trastornos circulatorios ligeros, tendencia a varices y para mujeres embarazadas.
- **140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal**, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y para mujeres embarazadas que padezcan varices.

TALLA	REFERENCIA COLOR SABLE	GRADO DE COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
1	79136	70 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	79236	70 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	79336	70 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	79436	70 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	79536	70 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	89136	140 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	89236	140 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	89336	140 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	89436	140 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	89536	140 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm