


**PANTY**
**Referencia** 43./78./88./98.

Panty de compresión graduada de compresión graduada, especialmente diseñado para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las piernas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas del marcado CE para dispositivos médicos de clase 1.
- Esta línea está fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.
- El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo que garantiza la correcta circulación sanguínea.
- El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

**GRADO DE COMPRESIÓN:**

- **40DEN (8-11 mmHg) - Compresión muy ligera** que facilita la circulación sanguínea en las piernas y alivia la fatiga y el cansancio.
- **70DEN (12-17 mmHg)- Compresión ligera** indicada para trastornos circulatorios ligeros, tendencia a varices y para mujeres embarazadas.
- **140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal**, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y para mujeres embarazadas que padezcan varices.
- **280DEN (22-27 mmHg) - Compresión fuerte**, indicada como terapia de insuficiencia venosa, varices, post-quirúrgica, edemas y flebitis, así como prevención de trombosis.

TALLA	REFERENCIA				GRADO DE COMPRESIÓN	ALTURA	PESO	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
	COLOR NEGRO	COLOR NATURAL	COLOR FUME	COLOR SABLE				
1	43199	43121	43187		40 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	43299	43221	43287		40 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	43399	43321	43387		40 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	43899	43821	43887		40 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	43999	43921	43987		40 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	78199	78121	78187	78136	70 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	78299	78221	78287	78236	70 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	78799	78721	78787	78736	70 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	78899	78821	78887	78836	70 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	78999	78921	78987	78936	70 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	88199	88121		88136	140 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	88699	88621		88636	140 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	88799	88721		88736	140 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	88899	88821		88836	140 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	88999	88921		88936	140 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm
1	98199			98136	280 DEN	154-162 cm	43-53 kg	18-20,5 cm
2	98699			98636	280 DEN	158-166 cm	48-63 kg	20,5-23 cm
3	98799			98736	280 DEN	162-174 cm	58-73 kg	23-25,5 cm
4	98899			98836	280 DEN	166-182 cm	63-83 kg	25,5-28 cm
5	98999			98936	280 DEN	174-190 cm	68-93 kg	28-30,5 cm