



**GRAPA EPICONDILITIS DE NEOPRENO
TALLA ÚNICA SPORT**

Referencia **ST91**

Codera clásica talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseñada para proporcionar soporte lateral y medial, en los tejidos blandos del codo.
- Confeccionada en neopreno elástico recubierto con tejido de rizo sintético.
- Diseño universal ambidiestro, válida para uso en brazo izquierdo o derecho.

INDICACIONES:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista)
- Epicondilitis medial (codo de golfista)

TALLA	REFERENCIA
Única	ST91