



ORTESIS CERVICAL RÍGIDA UNIVERSAL

Referencia **OC-000**



CARACTERÍSTICAS:

- Ortesis cervical universal fácilmente ajustable en altura y contorno.
 - La altura se ajusta con el sistema lateral (botón verde).
 - El contorno se ajusta con el sistema de cierre "Hook and Loop".
- Acabado plástico de alta calidad con bordes flexibles.
- Acolchado de foam con tejido de rizo para proporcionar un cómodo almohadillado adicional.
- Disponible forro adicional para incrementar la higiene.
- Una única talla se adapta a todas las anatomías de usuarios.

INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Espondilitis aguda.
- Síndromes cervicales severos.
- Hernias en discos cervicales.
- Fracturas estables en vértebras cervicales.



TALLA	REFERENCIA	ARTÍCULO	CIRCUNFERENCIA DE CUELLO
Universal	OC-000	Ortesis Cervical Rígida Universal	25-48 cm
Universal	OC-REP	Forros de Repuesto	

