

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

# ORTOPEDIA


COMPARTIMOS SOLUCIONES



etmi®



# ÍNDICE ORTOPEDIA



	Cabeza	01
	Tronco	07
	Extremidades Superiores	23
	Extremidades Inferiores	39
	Tobillo y Pie	53
	Pediatría	65
	Mastectomía	71
	Bazar	75
	Ayudas Técnicas	93



## Cabeza y Cuello



## ORTESIS CRANEAL STARBAND

Referencia

STARBAND

Las ortesis craneales STARband están indicadas para la corrección de la Plagiocefalia, Braquicefalia, Escafocefalia, post-operatorio de Craneosinostosis, así como otras asimetrías de cráneo en recién nacidos, con edades comprendidas entre los 3 y los 18 meses.

Desde el año 2000, más de 100.000 recién nacidos han sido tratados con éxito con el STARband, siendo la primera ortesis craneal en obtener la aprobación de la FDA de Estados Unidos, lo cual certifica la total garantía en la corrección del 100% de la malformación.

El principio fundamental que rige el funcionamiento de la ortesis en el tratamiento de la Plagiocefalia es el de "contención expansión", el cual, se basa en establecer contacto en las zonas prominentes, para de ese modo contener el crecimiento en esas zonas, dejando espacio para favorecer el desarrollo en las regiones más deprimidas.

- El diseño de STARband y STARlight proporciona contacto en las zonas más prominentes dejando espacio para que se desarrollen las zonas más deprimidas, dando como resultado un crecimiento del cráneo más simétrico y proporcionado.
- STARband y STARlight Bivalvo han sido específicamente diseñados para la corrección de la Escafocefalia, así como otras asimetrías craneales similares.
- STARlight PRO es el resultado de un desarrollo conjunto entre Orthomerica Products y los Doctores David F. Jimenez y Constance M. Barone. Especialmente diseñada para intervenciones de Craneosinostosis por endoscopia.
- Se garantiza el 100% de corrección con una sola ortesis.



## OTROS MODELOS ORTESIS CRANEALES STAR



STARband  
Bivalvo



STARlight  
Bivalvo



STARlight



STARlight  
PRO

Todas las ortesis craneales se confeccionan a medida a partir de molde de escayola o archivo de escáner STARscanner. Para más información consultar en [ene@plagiocefalia.es](mailto:ene@plagiocefalia.es)

star  band<sup>®</sup>  
When nature needs a nudge.™

## CASCO PROTECTOR A-FLEX

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Referencia

783

El casco protector A-Flex es un dispositivo fabricado en plástico flexible que rápidamente se ajusta a las diferentes formas del cráneo realizando fáciles adaptaciones. La protección que proporciona es adecuada para fuerzas y golpes de bajo impacto, las cuales son absorbidas sin llegar a agrietar o penetrar la superficie del casco.

El casco está equipado con correas de fácil ajuste. Dispone además de una correa posterior para bloquear el casco por debajo de los mastoides, facilitando su ajuste ante variaciones de tamaño, mientras que las correas laterales facilitan la colocación y extracción del casco.

El casco protector A-Flex puede ser fácilmente adaptado con unas tijeras sin la necesidad de emplear herramientas complejas.

### INDICACIONES:

- Post-operatorios de craneotomía.
- Reconstrucción de la bóveda craneal y otras cirugías de cráneo.
- Anomalías craneales.
- Enfermedades convulsivas.
- Autolesiones en cabeza tales como golpes o tirones de pelo.
- Inestabilidad o falta de equilibrio.

### CONTRAINDICACIONES:

- Personas que requieran protecciones de gran impacto.
- Personas con alto riesgo de lesiones faciales (existen opciones disponibles para estos casos).



TALLA	REFERENCIA			CIRCUNFERENCIA
	AZUL	ROSA	BLANCO	
Pediátrica SM	783.01	783.21	783.61	40-43 cm
Pediátrica MD	783.02	783.22	783.62	43-46 cm
Pediátrica LG	783.03	783.23	783.63	46-48 cm
Pediátrica XL	783.04	783.24	783.64	48-51 cm
Adulto XS	783.05	783.25	783.65	51-53 cm
Adulto SM	783.06	783.26	783.66	53-56 cm
Adulto MD	783.07	783.27	783.67	56-58 cm
Adulto LG	783.08	783.28	783.68	58-61 cm
Adulto XL	783.09	783.29	783.69	61-64 cm
Adulto 2X	783.10	783.30	783.70	64-66 cm



## MÁSCARA PARA PROTECCIÓN DE NARIZ

Referencia

ANG-980

Máscara facial para la protección de la nariz. Fabricada en plástico transparente de alta calidad y resistencia. Dispone de refuerzos almohadillados y de correas regulables para facilitar la adaptación a la anatomía facial.

El diseño de la máscara está concebido para proporcionar la máxima protección sin restar visibilidad o comodidad.

Ideal para la práctica de actividades deportivas.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CABEZA
S	ANG-980-100	54-56 cm
M	ANG-980-200	56-58 cm
L	ANG-980-300	58-61 cm

## SISTEMA CERVICAL LIDO 2

Referencia

254.

El sistema cervical LIDO 2 es un completo dispositivo de inmovilización cervical que ofrece un excelente control rotacional, antero-posterior y medio-lateral del conjunto cuello/ tronco. El diseño cuenta con un recorte para liberar la zona del pecho, sin comprometer la estabilidad que ofrece la ortesis, y que es adaptable tanto para pacientes femeninos como masculinos. El acolchado en foam de la nueva pieza de la barbilla maleable de aluminio, protege la delicada piel de la generación de rozaduras o úlceras por presión.

El sistema de cierre Click'n'Close facilita la colocación sin la necesidad de ajustar continuamente la fijación. El componente craneal standard dispone de una correa para limitar los movimientos de rotación medial y lateral, lo cual es especialmente útil cuando se retira la sujeción de la barbilla, por ejemplo para aseo, afeitado y para comer. El componente craneal está acolchado, es maleable y ajustable en altura. Las correas acolchadas distribuyen la presión para una mayor comodidad, ejerciendo la fijación y bloqueo de los componentes del torso anterior y posterior. El contorno de la pieza de aluminio que soporta la sujeción de la barbilla, permite un fácil acceso a la correspondiente herida en caso de realización de una traqueotomía o procedimientos de fusión cervical anterior.

El forro CoolFoam se puede retirar para su lavado, absorbe activamente la humedad, evitando la acumulación de sudor, favoreciendo la transpiración y maximizando la comodidad del paciente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema ajustable totalmente modular.
- También disponible confección a medida.

### INDICACIONES:

- El sistema cervical LIDO 2 es efectivo para inmovilización en post-operatorios así como en problemas que no requieren de cirugía:
  - Posicionamiento de columna estructuralmente estable.
  - Complicaciones ante inmovilización de sistema de HALO estándar.
  - Posicionamiento post-operatorio después de liberación del esternocleidomastoideo en tortícolis muscular congénita.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CUELLO	DEL ESTERNÓN AL PUBIS	CONTORNO XIFOIDES
S	2540	25-30 cm	43-51 cm	61-71 cm
M	2541	28-46 cm	51-68 cm	71-114 cm
L	2542	33-46 cm	61-68 cm	96-114 cm

## SISTEMA CERVICAL MRI

Referencia


250.

Fabricado con un material plástico especial, forrado internamente y con extensión a tórax para incrementar la estabilización. Apertura para traqueotomía y compatible con Rayos-X, ya que no dispone de ningún tipo de componente metálico.

### INDICACIONES:

- Post-halo.
- Sustitutivo de las ortesis convencionales, ya que proporciona una mayor estabilidad.
- Estabilizador en fracturas cervico-transversas.
- Acuñaientos cervicales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CUELLO	ALTURA ORTESIS
S	2500	25-30 cm	33 cm
M	2501	33-38 cm	38 cm
L	2502	40-46 cm	46 cm
XL	2503	48-53 cm	50 cm



## ORTESIS CERVICAL PROGLIDE

Referencia

PRO-172

La ortesis PROGLIDE representa los últimos avances en el ámbito de los soportes cervicales, constituyendo un nuevo cénit en innovación, calidad y confort. PROGLIDE ofrece una máxima inmovilización de la región cervical, con un innovador sistema de ajuste que ofrece 12 alturas distintas. Para ello la ortesis cervical incorpora un sistema de perno, cuyo giro permite alternar distintas alturas, permitiendo que la ortesis se adapte a todo tipo de anatomías.

### CARACTERÍSTICAS:


- Innovador sistema de perno para ajustar la altura.
- Talla única.
- 12 alturas distintas para una adaptación universal.
- Acolchado interior de máxima calidad, de tacto agradable y cómodo.
- Dispone de apertura traqueal.
- Compatible con Rayos X, MRI y CT.

### INDICACIONES:

- Inmovilización preventiva en pacientes con traumatismos.
- Inmovilización en pre y post-operatorios de cirugías cervicales.
- Desórdenes degenerativos.
- Estenosis cervical.
- Espondilolistesis.
- Inmovilización después de ortesis halo.
- Fractura vértebra C2 tipo I.
- Disquectomía anterior.
- Fractura vertebral en lágrima.
- Esguinces cervicales.
- Fracturas inestables.
- Luxación atlanto-occipital.



Regulable  
12 alturas



TALLA  
Universal

REFERENCIA  
PRO-172

## ORTESIS CERVICAL RÍGIDA UNIVERSAL

Referencia

OC-000

### CARACTERÍSTICAS:

- Ortesis cervical universal fácilmente ajustable en altura y contorno.
  - La altura se ajusta con el sistema lateral (botón verde).
  - El contorno se ajusta con el sistema de cierre "Hook and Loop".
- Acabado plástico de alta calidad con bordes flexibles.
- Acolchado de foam con tejido de rizo para proporcionar un cómodo almohadillado adicional.
- Disponible forro adicional para incrementar la higiene.
- Una única talla se adapta a todas las anatomías de usuarios.

### INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Espondilitis aguda.
- Síndromes cervicales severos.
- Hernias en discos cervicales.
- Fracturas estables en vértebras cervicales.



TALLA

REFERENCIA

ARTÍCULO

CIRCUNFERENCIA  
DE CUELLO

Universal

OC-000

Ortesis Cervical Rígida Universal

25-48 cm

Universal

OC-REP

Forros de Repuesto

## PHILADELPHIA ORTESIS CERVICAL ESTABILIZADORA

Referencia OD110

Ortesis cervical bivalva con apoyo mentoniano y occipital, para inmovilización y alivio del dolor, manteniendo la cabeza en posición de flexo-extensión neutra.

Dispone de apertura en la zona de la tráquea.

Confeccionado en materiales que permiten el paso de los Rayos X para la realización de radiografías.

### INDICACIONES:

- Contracturas y cervicobraquialgias.
- Dolores por flexión postural excesiva.
- Traumatismos de las partes blandas, como es el caso del "latigazo vertical".
- Traumatismos óseos leves: apófisis espinosa, transversas, etc.
- Prevención de lesiones medulares causadas por accidentes de tráfico o laborales.
- Como ortesis protectora o procesos post-operatorios de intervenciones quirúrgicas tales como artrodesis, laminectomías, torticolis tratadas quirúrgicamente, etc...

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO
S	OD110-100	26-32 cm
M	OD110-200	32-40 cm
L	OD110-300	40-49 cm



## COLLARÍN BLANDO STANDARD

Referencia 61

Soporte de inmovilización parcial del cuello cuya base es una espuma de poliéster en el interior y tubular exterior de algodón, rematado con velcro en sus dos extremos.

### INDICACIONES:

- Traumatismos.
- Luxaciones.
- Fracturas.
- Contusiones.
- Inmovilización post-cirugía.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO	ALTURA
S	61-100	32-37 cm	9 cm
M	61-200	38-43 cm	9 cm
L	61-300	44-48 cm	9 cm
XL	61-400	49-53 cm	9 cm



## COLLARÍN DE POLIETILENO

Referencia 8086

Collar rígido fabricado en polietileno perforado, con los bordes superior e inferior recubiertos de goma blanda y revestidos de cuero artificial y cinta blanca.

Cierre por la parte superior mediante velcro. Altura regulable (8-10 cm).

### INDICACIONES:

- Traumatismos de las partes blandas del cuello.
- Traumatismos óseos leves.
- Procesos reumáticos.
- Traslado de traumatizados.
- Post-operatorio en cirugía cervical.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE CUELLO	LARGO
XS	8086-000	31-34 cm	39,5 cm
S	8086-100	34-37 cm	44 cm
M	8086-200	37-41 cm	49'5 cm
L	8086-300	41-45 cm	54 cm
XL	8086-400	45-48 cm	56'5 cm
XXL	8086-500	48-51 cm	62 cm



## COLLARÍN CERVICAL DE NEOPRENO

Referencia T60

Collarín fabricado en neopreno con cierres de velcro. Proporciona calor y soporte cervical.

TALLA	REFERENCIA	ALTURA CERVICAL
S	T60-150	6 cm
M	T60-250	8 cm
L	T60-350	9 cm





# Tronco



## CORSÉ MODULAR CALIFORNIA (LSO/ TLSO)

Referencia

33.

El corsé CALIFORNIA está diseñado para proporcionar una óptima compresión circular que estabilice la columna, mitigando dolores y limitando movimientos no deseados.

El sistema modular, ajustable e intercambiable, permite una óptima adaptación a todo tipo de perfiles de pacientes, teniendo en cuenta los posibles cambios que puedan acontecer en el tratamiento de cada uno de ellos.

El sistema dispone de una construcción muy ligera, óptima para pacientes que requieran de un uso prolongado de la ortesis. Su construcción permite la realización de actividades cotidianas o laborales.

### INDICACIONES:

- Dolor de espalda crónico y agudo.
- Espondilolistesis.
- Estabilización en post-operatorios.
- Soporte para actividades cotidianas y laborales, con dolor moderado.
- Laminectomía lumbar.
- Cambios degenerativos vertebrales.
- Cifosis y lordosis.
- Hernia discal.
- Estenosis cervical.
- Metástasis cervical.

Disponible opción abdomen péndulo:  
(Añade 8 cm adicionales de circunferencia en cintura)  
Especificar añadiendo (.23) a referencia, ejemplos:  
LSO hombre talla XS abdomen péndulo  
- Ref: 3306.23  
TLSO mujer talla XS  
- Ref: 3299.01.23


### Configuración TLSO



### Extensión torácica anterior



### Extensión torácica posterior



### Panel anterior de perfil bajo



### Sistema de cierre con una sola mano



### Panel posterior con apertura en columna



TALLA HOMBRE	REFERENCIA		MEDIDAS		
	LSO	TLSO	PECHO	CINTURA	CADERA
XS	3306*	3306.01*	81-91 cm	71-81 cm	84-94 cm
S	3307	3307.01	86-96 cm	76-86 cm	89-99 cm
M	3308	3308.01	94-104 cm	84-94 cm	97-107 cm
L	3309	3309.01	99-114 cm	92-107 cm	102-117 cm
XL	3310	3310.01	109-124 cm	104-119 cm	112-127 cm
XXL	3311*	3311.01*	120-135 cm	117-132 cm	123-137 cm
XXXL	3312*	3312.01*	130-145 cm	130-145 cm	132-147 cm

TALLA MUJER	REFERENCIA		MEDIDAS		
	LSO	TLSO	PECHO	CINTURA	CADERA
XS	3299*	3299.01*	66-76 cm	56-76 cm	76-86 cm
S	3300	3300.01	71-81 cm	61-71 cm	81-91 cm
M	3301	3301.01	79-89 cm	69-79 cm	89-99 cm
L	3302	3302.01	84-99 cm	76-91 cm	94-109 cm
XL	3303	3303.01	94-109 cm	89-104 cm	104-119 cm
XXL	3304*	3304.01*	104-119 cm	102-117 cm	104-119 cm
XXXL	3305*	3305.01*	114-130 cm	114-130 cm	124-140 cm

\* Tallas disponibles bajo pedido a proveedor

### OPCIONES CORSÉ CALIFORNIA

- Panel anterior de perfil bajo
- Panel posterior con apertura en columna
- Sistema de cierre con una sola mano
- Extensión torácica anterior standard
- Extensión torácica anterior larga
- Extensión torácica posterior
- Cámara de aire posterior
- Kit de acolchados para correas dorsales
- Paneles de control laterales
- Panel plástico anterior neutral
- Panel plástico anterior abdomen péndulo
- Panel plástico posterior 0°
- Panel plástico posterior 15°

## CMC COSMIC

Referencia

340.

Sistema modular para el tratamiento e inmovilización de la columna a nivel dorso-lumbar.

Permite la incorporación de una extensión torácica anterior, posterior o ambas combinadas.

Es indispensable una adaptación personalizada y a medida.

### INDICACIONES:

- Fracturas vertebrales.
- Procesos degenerativos.
- Osteoporosis.
- Espondilolistesis y espondilólisis.
- Estenosis de canal.
- Procesos post-quirúrgicos.
- Pacientes afectados de metástasis que requieren una estabilización secundaria.

### ESTÁNDAR

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
1	3401LC	69-81 cm	61-71 cm	81-94 cm
2	3402LC	74-89 cm	66-79 cm	89-99 cm
3	3403LC	84-99 cm	76-91 cm	94-112 cm
4	3406LC	86-97 cm	76-86 cm	89-99 cm
5	3407LC	89-104 cm	84-94 cm	97-107 cm
6	3408LC	99-114 cm	91-107 cm	102-117 cm
7	3409LC	107-124 cm	104-119 cm	112-127 cm

Las tallas 1,2 y 3 son preferentemente para mujer.  
Las tallas 4,5,6 y 7 son preferentemente para hombre.

### ABDOMEN PÉNDULO

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
1	3403.01	97-107 cm	91-102 cm	104-114 cm
2	3408.01	112-122 cm	107-117 cm	109-119 cm


La talla 1 es preferentemente para mujer.  
La talla 2 es preferentemente para hombre.



## COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA COSMIC


Referencia

2370/201.



### EXTENSIÓN TORÁCICA POSTERIOR

TALLA	REFERENCIA
Única	2370



### EXTENSIÓN TORÁCICA ANTERIOR

TALLA	REFERENCIA	ALTURA*
Standard	2013	16-29
Extendida	2014	22-35

\*Altura Ajustable

## CMC SACROLUMBAR ALTO

Referencia

20.

Sistema modular para el tratamiento de patologías y afecciones de la columna sacrolumbar y dorsolumbar baja.

### INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos.
- Afecciones crónicas.
- Fracturas vertebrales.
- Metástasis.
- Como terapia protectora, etc,...



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO CADERA
1	2030LC	61-71 cm	81-91 cm
2	2031LC	69-79 cm	89-99 cm
3	2032LC	76-91 cm	94-109 cm
4	2041LC	84-94 cm	97-107 cm
5	2043LC	104-119 cm	112-127 cm

## CMC SACROLUMBAR CON PLACA

Referencia

32.

Sistema modular para el tratamiento de patologías y afecciones moderadas o leves de la columna a nivel sacrolumbar y que precisen inmovilización.

### INDICACIONES:

- Lumboartrosis.
- Lumbalgias.
- Lumbociáticas.
- Espondilitis.
- Pacientes obesos de baja estatura.
- Mujeres embarazadas.
- Pacientes con problemas respiratorios.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	3289LC	69-79 cm
S	3290LC	79-89 cm
M	3291LC	89-101 cm
L	3292LC	101-114 cm
XL	3293LC	114-127 cm

## ORTESIS LSO UNIVERSAL

Referencia

GP3

Ortesis lumbosacra que proporciona un firme soporte en la zona lumbar de la columna vertebral. Gracias a su innovador diseño se puede regular el grado de compresión.

- Sistema modular con panel posterior y acolchados laterales desmontables.
- Dispone de marco moldeado rígido anterior y posterior que se extiende desde la articulación sacrocoxigea hasta la vértebra T9.
- El grado de compresión y soporte lateral puede ser ajustado por el paciente incrementando o reduciendo la tensión del sistema de cuerdas.
- El concepto general permite al paciente participar de forma activa en el proceso de recuperación.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar de origen mecánico.
- Estenosis de las vértebras.
- Traumatismos de columna.
- Espondilolistesis.
- Síndrome Facetario.
- Estabilización post-operatoria en laminotomía, foraminotomía, fusión laparoscópica anterior de la columna y descompresión multinivel.




TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
Única	GP3	70-170 cm

## HERRAJE DE MILWAUKEE

Referencia

H-6

Kit completo para montaje de herraje de Milwaukee para tratamiento de escoliosis. Compuesto de collarín articulado de acero inoxidable y pletinas en aleación ligera anodizada. El conjunto incluye todos los elementos para su montaje. Disponible en 4 tallas para una fácil adaptación a cada paciente.



TALLA	REFERENCIA	A	B	C
1	H-6-100	7 cm	10 cm	10-11,5 cm
2	H-6-200	7,5 cm	10,5 cm	10-12 cm
3	H-6-300	8 cm	11 cm	11-12,5 cm
4	H-6-400	8,5 cm	11,5 cm	12-13,5 cm

## ECO

Referencia

325.

El corsé dorsal de extensión-compresión ECO supone la última novedad en corsés espinales. Ha sido desarrollado para proporcionar una mayor estabilidad en el tratamiento de problemas vertebrales sin ocasionar presiones no deseadas sobre la médula espinal.

Se trata de un corsé eficaz en pacientes con osteoporosis, lesiones vertebrales, torácicas y con tendencia a la cifosis.

El ECO es de muy fácil adaptación y ajuste, muy cómodo gracias a sus tirantes acolchados. La placa espinal metálica es totalmente adaptable a la columna toracolumbar.

### VENTAJAS

- El sistema de ajuste mediante poleas compensadas California (Compressor) garantiza una perfecta transpiración y adaptación con un solo dedo.
- No requiere medios especiales de ajuste.
- Los tirantes anticifóticos acolchados permiten una fácil y cómoda adaptación al ser ajustables.
- Placa dorsal en aluminio.

### INDICACIONES

- Lesiones torácicas.
- Cifosis.
- Procesos avanzados de osteoporosis.
- Tensiones derivadas de posturas dorsales incorrectas.
- Dolores agudos de espalda.
- Acuñaientos dorsales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	3254	76-89 cm
M	3255	89-102 cm
L	3256	102-114 cm



## CEO

Referencia

338.

El CEO es un nuevo y mejorado Corsé Cruciforme de Hiperextensión, última incorporación en la familia *California Soft Spinal* de Orthomerica. Este nuevo corsé esta expresamente diseñado para la elongación de la espina torácica, para prevenir la rotación e impedir la cifosis. El sistema de poleas compensadas patentado (Compressor) permite un excelente ajuste lumbar. Proporciona una eficaz estabilización que permite a los pacientes con traumatismos reanudar las actividades cotidianas.

### VENTAJAS

- Impide la cifosis.
- Su ligera estructura permite su uso bajo la ropa.
- Ajusta los apoyos deltopectorales y reduce la presión en el esternón.
- Placa púbica basculante y almohadillada.
- Fácil y cómodo ajuste.
- El cierre California ajusta la placa posterior (opcional).
- Regulable en altura.

### INDICACIONES

- Inmovilización de fracturas entre D7 y L2.
- Cifosis torácica.
- Pacientes propensos a posturas torácicas incorrectas.
- Inestabilidad torácica y dolor lumbar en procedencia postraumática.
- Pacientes necesitados de una hiperextensión y estabilidad espinal.

TALLA	REFERENCIA	AJUSTE VERTICAL	CONTORNO CINTURA
S/M	3381	31-49 cm	76-102 cm
L/XL	3382	31-49 cm	102-127 cm



Sistema de poleas compensadas



## MARCOS DE HIPEREXTENSIÓN

Referencia

MJ.

Última revisión del clásico diseño de ortesis de hiperextensión, en donde se mejoran la robustez, ligereza y acabado de los materiales.

La disposición de los apoyos acolchados garantiza una efectiva estabilización de la columna, mitigando los dolores y molestias derivados de las fracturas en las zonas torácica y lumbar, para las cuales este producto está especialmente diseñado e indicado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Marco en aluminio ligero de alta resistencia y excelente acabado.
- Apoyos laterales mullidos con una terminación impecable.
- Apoyo esternal ovalado y articulado.
- Cierre de presión ergonómico con un sencillo y novedoso ajuste posterior.
- La almohadilla posterior se puede colocar tanto vertical como horizontalmente, facilitando su adaptación y comodidad.
- Banda pélvica articulada. Permite su angulación y bloqueo de manera muy sencilla y fiable.

### INDICACIONES:

- Espondiloartrosis y otras discopatías.
- Artrosis asociadas o no con escoliosis.
- Post-operatorios.
- Fracturas vertebrales derivadas de traumatismos, osteomalacia y osteoporosis.



REF: MJ35

REF: MJ45

### CON BANDA PÉLVICA ARTICULADA Y ARTICULACIÓN SUPERIOR

TALLA STANDARD	REFERENCIA	CONTORNO PELVIS	LONGITUD ESTERNÓN-PUBIS
S	MJ45-S	60-75 cm	39-46 cm
M	MJ45-M	75-90 cm	42-49 cm
L	MJ45-L	90-105 cm	45-52 cm
XL	MJ45-XL	105-115 cm	49-56 cm

### CON BANDA PÉLVICA ARTICULADA

TALLA STANDARD	REFERENCIA	CONTORNO PELVIS	LONGITUD ESTERNÓN-PUBIS
S	MJ35-S	60-75 cm	39-46 cm
M	MJ35-M	75-90 cm	42-49 cm
L	MJ35-L	90-105 cm	45-52 cm
XL	MJ35-XL	105-115 cm	49-56 cm

TALLA CORTA	REFERENCIA	CONTORNO PELVIS	LONGITUD ESTERNÓN-PUBIS
M	MJ35-MS	75-90 cm	39-43 cm
L	MJ35-LS	90-105 cm	42-49 cm
XL	MJ35-XLS	105-115 cm	45-52 cm

## CORSÉ MODULAR CON SOPORTE PÉLVICO

Referencia

T2780

Corsé de hiperextensión modular con soporte pélvico fabricado en aleación ultraligera y acero con cobertura plástica. Dispone de acolchado con almohadillas adicionales para la zona del pecho. Estructura de descarga en axilas de altura ajustable con dos barras de conexión axilo-iliacas. Incorpora un corsé semirrígido acolchado con foam transpirable, tejido elástico y cuatro férulas espirales que añaden soporte.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alternativa a otros corsés convencionales más aparatosos.
- Óptima inmovilización superoanterior.
- Doble sujeción inferior (faja+ cinturón).
- Ligero, cómodo y adaptable.
- Excelente acabado y aspecto estético.

### INDICACIONES:

- Lesiones de espalda.
- Fracturas vertebrales.
- Osteomalacia y osteoporosis.
- Espondilitis y espondilolistesis.
- Cifosis dorsal.
- Espina dorsal curvada.



TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA ENTRE AXILAS (apoyo axilar)	CONTORNO PELVIS
S	T2780-S	30-35 cm	60-75 cm
M	T2780-M	35-40 cm	75-90 cm
L	T2780-L	38-43 cm	90-105 cm
XL	T2780-XL	Más de 43 cm	105-125 cm

### PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LAS BARRAS DE CONEXIÓN AXILO-ILIACAS EN EL CORSÉ MODULAR T2780

**Paso 1:** Colocar el corsé en posición vertical. (Imagen 1)

**Paso 2:** Retirar todo el acolchado a excepción de las almohadillas paravertebrales de tal modo que el marco de la estructura de soporte pélvica y axilar quede totalmente libre. (Imagen 2)

**Paso 3:** Dependiendo del grado de extensión en el cual desea colocar el corsé, lo cual determina la posición del tronco del paciente, es preciso identificar los puntos en donde se realizarán los agujeros, tanto en la estructura pélvica como en la estructura axilar. En estos puntos serán donde se sitúen los tornillos que fijarán la barra de conexión. (Imagen 3)

**Paso 4:** Volver a colocar todo el acolchado poniendo un especial cuidado en realizar un corte para la fijación de la barra de conexión. (Imagen 4)

**Paso 5:** Colocar las bisagras laterales en ambos lados y apretar los tornillos. (Imagen 4)



Ortesis dinámica de espalda para estabilizar y proporcionar un soporte activo. Gracias a su diseño, la ortesis es tan sencilla de poner y quitar como una mochila. En la parte posterior dispone de una estructura telescópica ergonómica, la cual se adapta a la curvatura y movimientos de la espalda. De este modo cuando el cuerpo se inclina hacia adelante, la estructura se extiende, volviendo a su longitud inicial cuando el cuerpo retorna a su posición original. Los materiales textiles en los que está confeccionada son elásticos y flexibles garantizando una excelente comodidad.

**INDICACIONES:**


- Espondilitis anquilosante (enfermedad de Bechterew).
- Post-operatorio de columna vertebral.
- Tratamiento conservador en cifosis secundaria.
- Osteoporosis.
- Laxitud muscular.
- Enfermedad de Scheuermann.
- Fracturas vertebrales estables.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reclinación activa y estabilización de las vértebras torácicas y lumbares.
- Dispone de soporte lumbar transpirable para optimizar la estabilización.
- Estructura dinámica telescópica con efecto resorte.
- Innovador sistema de correas simplificado con una única hebilla en cada lado del cuerpo.
- Dispone de una cincha de seguridad que une la correa del hombro a los laterales para facilitar su localización en la colocación.
- El sistema de correas minimiza el esfuerzo necesario para colocar la ortesis.
- Las correas se pueden adaptar individualmente.
- La estructura dinámica posterior está diseñada para acompañar todos los movimientos del cuerpo.
- La longitud total de la ortesis se puede elegir entre 3 tamaños estándar y también se puede personalizar.
- La estructura dinámica telescópica se extiende cuando el cuerpo se reclina hacia adelante, recuperando la longitud cuando se vuelve a la posición inicial. Esto evita que la ortesis se deslice hacia arriba.
- La anchura de los agarres para el cierre de las correas del hombro facilita su colocación.



TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL	LONGITUD ESPALDA
1	07435-1	70-80 cm	54-60 cm
2	07435-2	70-80 cm	61-67 cm
3	07435-3	70-80 cm	68-75 cm
4	07435-4	80-90 cm	54-60 cm
5	07435-5	80-90 cm	61-67 cm
6	07435-6	80-90 cm	68-75 cm
7	07435-7	90-100 cm	54-60 cm
8	07435-8	90-100 cm	61-67 cm
9	07435-9	90-100 cm	68-75 cm
10	07435-10	100-110 cm	54-60 cm
11	07435-11	100-110 cm	61-67 cm
12	07435-12	100-110 cm	68-75 cm
13	07435-13	110-120 cm	54-60 cm
14	07435-14	110-120 cm	61-67 cm
15	07435-15	110-120 cm	68-75 cm
16	07435-16	120-130 cm	54-60 cm
17	07435-17	120-130 cm	61-67 cm
18	07435-18	120-130 cm	68-75 cm



Placa posterior telescópica que acompaña los movimientos. Facilita la realización de movimientos tales como agacharse, manteniendo la ortesis en su posición óptima.

## ACTIMOVE CLAVÍCULA CONFORT

Referencia 4686.

Ortesis confortable y funcional para fracturas de clavícula. Su diseño en forma de mochila, empuja los hombros hacia atrás para alinear la clavícula o proporcionar soporte postural. Muy cómoda incluso cuando el usuario se reclina.

### INDICACIONES:

- Tratamiento post-operatorio y postraumático de fracturas de clavícula.
- Tratamiento conservador de las fracturas.
- Vendaje post-operatorio.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO PECHO
XS	46862-1	50-65 cm
S	46863-1	65-80 cm
M	46864-1	80-95 cm
L	46865-1	95-110 cm
XL	46866-1	110-125 cm



## ESPALELLERA GERZER

Referencia 40386

Corrector de columna vertebral. Se presenta en modo de cinta dotada de gran elasticidad con la cara interior de superficie vellosa.

### INDICACIONES:

- Posturas incorrectas de espalda.
- Tratamiento de diversos dolores de espalda.
- Cansancio muscular.
- Afecciones discales.

TALLA	REFERENCIA	TALLA DE ROPA
1	40386-110	32
2	40386-210	34-36
3	40386-310	38-40
4	40386-410	42-44
5	40386-510	46-48
6	40386-610	50-52



## VENDAJE DE CLAVÍCULA

Referencia E-140

Fabricado en foam con un suave forro en algodón. Dispone de un sistema de ajuste por velcro permitiendo que los hombros se separen como se desee para una postura correcta. Fácil de usar gracias a su material blando y transpirable.

### INDICACIONES:

- Fractura clavicular, tanto para tratamientos conservadores como post-operatorios.
- Dislocación esternoclavicular.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HOMBRO
XS	E-140-000	18-24 cm
S	E-140-100	25-30 cm
M	E-140-200	31-36 cm
L	E-140-300	37-42 cm
XL	E-140-400	43-48 cm
XXL	E-140-500	49-54 cm



## BANDA TORÁCICA

Referencia 15M

Banda torácica de caballero. Indicada para fracturas, lesiones de costillas o cualquier tipo de lesión en la zona torácica

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX
1	15M-100	65-80 cm
2	15M-200	80-95 cm
3	15M-300	95-110 cm



## LUMBO-HIT

Referencia

07405

Faja sacrolumbar semirrígida de máxima adaptación lumbar gracias a la placa de carbono complementaria, la cual evita los desplazamientos laterales y horizontales, aún sin tirantes. La mínima altura en la parte anterior facilita los movimientos habituales del trabajo. Incorpora bandas de tracción imprescindibles para una correcta compresión. Diseñada en color negro con un tejido que permite una total transpiración.

### INDICACIONES:

- Inflamación de la articulación iliosacral.
- Desequilibrio muscular.
- Síndrome lumbar.
- Lumbago.



Detalle placa de carbono

TALLA	REFERENCIA	MEDIDAS*
S	07405-110	65-75 cm
M	07405-210	75-85 cm
L	07405-310	85-95 cm
XL	07405-410	95-105 cm
XXL	07405-510	105-120 cm

ALTURA ANTERIOR: 12 cm  
ALTURA POSTERIOR: 20 cm

\*Medidas: Perímetro 2 cm por debajo de la cintura



## COMPRESSOR

Referencia

323

Ortesis sacrolumbar semirrígida para sostén de la columna y suspensión abdominal. Ideal para el tratamiento de patologías de la columna vertebral a nivel sacrolumbar, como procesos traumáticos o crónicos del raquis. Sistema de adaptación exclusivo mediante poleas compensadas que permite al paciente o persona auxiliar conseguir un ajuste homogéneo, cómodo, fácil y efectivo con una sola mano. Fabricada en material transpirable. Totalmente desmontable y fácilmente lavable.

### INDICACIONES:

- Distrofia muscular y ligamentosa.
- Enfermedades degenerativas y dolorosas de disco.
- Complemento post-laminectomía.
- Síndrome lumbar crónico.
- Espondilolistesis.
- Artritis vertebral.
- Estenosis espinal.
- Pacientes geriátricos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	323-0	76-89 cm
M	323-1	89-102 cm
L	323-2	102-114 cm
XL	323-3	114-127 cm



## FAJA SACROLUMBAR CRUZADO AJUSTABLE

Referencia

06

Fabricada en material elástico transpirable y con ballenas de refuerzo. Cierre mediante velcro. Incorpora tirantes de tracción para un correcto ajuste y compresión. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	06-110	75-85 cm
M	06-210	85-95 cm
L	06-310	95-105 cm
XL	06-410	105-115 cm
XXL	06-510	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR CRUZADO CLÁSICO

Referencia 08C

Fabricada en material elástico color carne con cruzado en la zona lumbar y ballenas de refuerzo. Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares, en casos de artrosis, lumbalgias y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	08C-110	75-85 cm
M	08C-210	85-95 cm
L	08C-310	95-105 cm
XL	08C-410	105-115 cm



## FAJA LUMBOSACRA

Referencia 06M

Faja lumbosacra fabricada con material elástico, con flejes, acolchada en algodón y bandas laterales transpirables. Cierres mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros procesos lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	06M-100	75-85 cm
M	06M-200	85-95 cm
L	06M-300	95-105 cm
XL	06M-400	105-115 cm
XXL	06M-500	115-125 cm



## FAJA DORSOSACRA CRUZADO AJUSTABLE

Referencia 07AE

Compresión y soporte dorsal alto ajustable. Fabricada en material elástico color carne. Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares en casos de artrosis, lumbalgias, lumbociática y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07AE-010	65-75 cm
S	07AE-110	75-85 cm
M	07AE-210	85-95 cm
L	07AE-310	95-105 cm
XL	07AE-410	105-115 cm
XXL	07AE-510	115-125 cm



## BANDA ABDOMINAL

Referencia 11PS

Banda abdominal post-peratoria. Indicada para lesiones abdominales. 100% algodón.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	11PS-100	75-85 cm
M	11PS-200	85-95 cm
L	11PS-300	95-105 cm
XL	11PS-400	105-115 cm



## FAJA INDUSTRIAL TIRANTES

Referencia 07IB/078I

Fabricada en material elástico color negro, con tirantes para facilitar su uso. Proporciona compresión e inmovilización lumbar, especialmente durante la realización de trabajos manuales.

Previene dolores dorsales.

Cierre mediante velcro.

TALLA	REFERENCIA NORMAL	CONTORNO CINTURA
S/M	07IB-190	75-95 cm
L/XL	07IB-290	95-115 cm

TALLA	REFERENCIA ECONÓMICA	CONTORNO CINTURA
S	078I-190	75-85 cm
M	078I-290	85-95 cm
L	078I-390	95-105 cm
XL	078I-490	105-115 cm
XXL	078I-590	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR CRUZADO CLÁSICO

Referencia T08

Faja en neopreno "THERMOFLEX" con elástico cruzado en la zona lumbar y ballenas de refuerzo.

Cierre mediante velcro. Actúa como compresora e inmovilizadora de las vértebras lumbares. Indicada para casos de artrosis, lumbalgias y otros síndromes lumbares.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	T08-150	75-85 cm
M	T08-250	85-95 cm
L	T08-350	95-105 cm
XL	T08-450	105-115 cm
XXL	T08-550	115-125 cm



## FAJA STANDARD NEOPRENO

Referencia T11

Faja compresora que aporta calor en la zona abdominal y lumbar. Fabricada en neopreno. Cierre mediante velcro.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	T11-150	75-85 cm
M	T11-250	85-95 cm
L	T11-350	95-105 cm
XL	T11-450	105-115 cm
XXL	T11-550	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR CRUZADA (Altura 26 cm)

Referencia AO-60

- Fabricada en algodón flexible y transpirable que previene el sudor.
- Alivia la presión de los discos vertebrales con la ayuda de tirantes transversales.
- Dispone de 4 flejes posteriores, siendo su altura de 26 cm.

### INDICACIONES:

- Lumbago agudo o crónico.
- Lesiones degenerativas de disco.
- Espondilosis o espondilolistesis.
- Procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-60-100	75-85 cm
M	AO-60-200	85-95 cm
L	AO-60-300	95-105 cm
XL	AO-60-400	105-115 cm
XXL	AO-60-500	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR CRUZADA (32cm)

Referencia


AO-80

- Fabricada en algodón flexible y transpirable que previene el sudor.
- Alivia la presión de los discos vertebrales.
- Dispone de 4 flejes posteriores, siendo su altura de 32 cm. Esto permite soportar también la parte inferior dorsal.

### INDICACIONES:

- Lumbago agudo o crónico.
- Lesiones degenerativas de disco.
- Espondilosis o espondilolistesis.
- Procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-80-100	75-85 cm
M	AO-80-200	85-95 cm
L	AO-80-300	95-105 cm
XL	AO-80-400	105-115 cm
XXL	AO-80-500	115-125 cm



## FAJA DORSOLUMBAR

Referencia

AO-91

- Fabricada en tejido de algodón transpirable y muy flexible que previene el sudor.
- Altura de la parte lumbar de 26 cm.
- Correa axilar con almohadillas para un uso más confortable.
- Fácil de poner.
- Los cierres de velcro en la parte dorsal permiten el ajuste en función de la altura para prevenir la generación de presión en la zona axilar.

### INDICACIONES:

- Traumatismos de columna vertebral.
- Osteoporosis.
- Cifosis moderada.
- Soporte pre y post-operatorio.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-91-100	75-85 cm
M	AO-91-200	85-95 cm
L	AO-91-300	95-105 cm
XL	AO-91-400	105-115 cm
XXL	AO-91-500	115-125 cm



## FAJA SACROLUMBAR REFORZADA

Referencia

AO-70

- Fabricado en tejido de algodón flexible y transpirable que previene el sudor.
- Corsé en dos piezas con cuatro flejes de acero interiores.
- Exterior anatómico con apoyo adicional de poliuretano que da soporte en la zona lumbar, aliviando la presión en los discos vertebrales para mitigar posibles dolores.

### INDICACIONES:

- Lumbago y lesiones discales degenerativas.
- Espondilolisis y espondilolistesis.
- Dolor agudo y/o dolor crónico lumbar.
- Inmovilización post-operatoria.
- Estabilización pre y post-quirúrgica.
- Patologías vertebrales degenerativas en área lumbar.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
S	AO-70-100	75-85 cm
M	AO-70-200	85-95 cm
L	AO-70-300	95-105 cm
XL	AO-70-400	105-115 cm
XXL	AO-70-500	115-125 cm



## VERTEBRADYN LIGHT

Referencia

07155

### BENEFICIOS:

- Reducción del dolor y estabilización de la columna.
- Estabilización / compresión ajustable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ballenas de acero anatómicamente pre-conformadas.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Dos cintas envolventes para un fácil ajuste.
- Material elástico y transpirable.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar.
- Inestabilidad lumbar.
- Hernia discal.
- Estabilización preventiva.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07155-010	70-80 cm
S	07155-110	80-90 cm
M	07155-210	90-100 cm
L	07155-310	100-110 cm
XL	07155-410	110-120 cm
XXL	07155-510	120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
ALTURA POSTERIOR: 27 cm



## VERTEBRADYN SENSO

Referencia

07145

### BENEFICIOS:

- Reduce la lordosis lumbar y evita la sobrecarga muscular.
- Evita la atrofia.
- Mejora postural y de la coordinación.
- Limitación de los movimientos.
- Enderezamiento de la columna.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pad posterior de silicona con relieve propioceptivo.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Dolor lumbar.
- Desequilibrios musculares.
- Síndrome de irritación radicular.
- Estenosis vertebral.
- Estabilización preventiva.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07145-010	70-80 cm
S	07145-110	80-90 cm
M	07145-210	90-100 cm
L	07145-310	100-110 cm
XL	07145-410	110-120 cm
XXL	07145-510	120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
ALTURA POSTERIOR: 23 cm



## VERTEBRADYN STABIL

Referencia

07410

### BENEFICIOS:

- Reducción del dolor y estabilización de la columna.
- Limitación de los movimientos.
- Mejora postural y de la coordinación.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ballenas lumbares de acero anatómicamente pre-conformadas.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre con bandas para las manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Ciática.
- Dolor lumbar.
- Osteocondrosis.
- Espondilolistesis.
- Espondilosis.
- Hernia discal.
- Inestabilidad lumbar.
- Estabilización preventiva.



ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
ALTURA POSTERIOR: 27 cm

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07410-010	70-80 cm
S	07410-110	80-90 cm
M	07410-210	90-100 cm
L	07410-310	100-110 cm
XL	07410-410	110-120 cm
XXL	07410-510	120-130 cm

## VERTEBRADYN STRONG

Referencia

07425

### BENEFICIOS:

- Levantamiento de la zona abdominal y estabilización de la lordosis lumbar.
- Corrección postural de la pelvis.

### CARACTERÍSTICAS:

- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar.
- La parte posterior dispone de una mayor altura para estabilizar la lordosis lumbar.
- Cuatro correas con hebillas para tensado.
- Tejido elástico libre de látex para una compresión funcional.
- Cierre frontal con bandas para manos para una fácil colocación.
- Cierres de micro-velcro.

### INDICACIONES:

- Lumbalgia severa.
- Desequilibrio muscular.
- Irritación de la articulación sacroiliaca.
- Síndrome facetario.
- Estenosis vertebral.
- Espondilosis.
- Hernia discal.
- Inestabilidad de la columna.
- Deformidad lumbar.



ALTURA ANTERIOR: 15,5 cm  
ALTURA POSTERIOR: XS-S: 30 cm  
M-XXXL: 32 cm

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07425-010	70-80 cm
S	07425-110	80-90 cm
M	07425-210	90-100 cm
L	07425-310	100-110 cm
XL	07425-410	110-120 cm
XXL	07425-510	120-130 cm
XXXL	07425-610	Más de 130 cm

**BENEFICIOS:**

- Alivio de la zona lumbar de la columna en base a la corrección de la lordosis.
- Movilización funcional en base a su transformación en ortesis de soporte lumbar.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Placa posterior anatómica y soporte abdominal.
- Totalmente ajustable.
- Fácil y rápida colocación.
- Tejido interior suave y transpirable.
- Tejido 3D-punto plano totalmente libre de látex para una compresión funcional.
- Cuatro ballenas de acero de estabilización lumbar.
- Correas con hebillas para tensado.
- Cierres de micro-velcro.

**INDICACIONES:**

- Ciática severa.
- Dolor lumbar agudo (radicular y pseudoradicular).
- Espondilosis.
- Deformidad lumbar severa con hipermovilidad articular (Síndrome facetario/ artrosis).
- Operaciones de columna con gran prolapso.
- Inestabilidad lumbar.
- Estenosis de la columna.
- Fracturas de columna.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA
XS	07426-010	70-80 cm
S	07426-110	80-90 cm
M	07426-210	90-100 cm
L	07426-310	100-110 cm
XL	07426-410	110-120 cm
XXL	07426-510	120-130 cm

ALTURA ANTERIOR: XS-S: 18cm  
M-XXL: 21cm  
ALTURA POSTERIOR: 36 cm



Soporte abdominal



Placa posterior anatómica



## Extremidades Superiores



## NEWPORT HOMBRO

Referencia

118.

Sistema de hombro modular que utiliza el componente pélvico Newport, el cual permite la descarga del peso sobre el sistema de cadera, eliminando la necesidad de utilizar vendajes rígidos, que a menudo son muy poco confortables.

El sistema de articulación del hombro controla aducción/ abducción, flexión/ extensión y la rotación de hombro y brazo, ofreciendo al técnico ortopédico un buen número de posiciones en la rehabilitación del paciente.

Con acolchado en neopreno para un máximo confort, la ortesis es muy ligera, cómoda y muy fácil de poner y quitar.

La estabilización que proporciona, previene el movimiento anterior de la escápula, de modo que los tejidos conectivos entre el hombro y la escápula no se ven sometidos a estiramientos.

Esta característica está especialmente diseñada para prevenir la capsulitis adhesiva (reducción del rango de movimiento en la articulación del hombro) que puede acontecer tras una cirugía de hombro.

### INDICACIONES:

- Lesiones de hombro/ brazo tanto en pre-operatorio como en el post-operatorio o postraumático.
- Fases de rehabilitación.



Sistema ajustable abducción – aducción para rehabilitación o postraumatismo



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	DE AXILA A CADERA	DE AXILA A PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1180*	1185*	63-78 cm	30-38 cm	43-66 cm
M	1181	1186	86-101 cm	30-38 cm	43-66 cm
L	1182	1187	86-101 cm	38-48 cm	48-73 cm
XL	1183*	1188*	99-114 cm	38-48 cm	48-73 cm

\* Las tallas S y XL se suministran bajo pedido a proveedor.

## FÉRULA DE AVIÓN

Referencia

115.

Sistema de hombro extremadamente ligero fabricado con un plástico especial y aleación ligera. Especialmente efectivo para fracturas de húmero y procesos post-operatorios del hombro o del brazo, que requieran de un control de la posición del hombro y del grado de flexión del codo.

Se puede adaptar a lados izquierdo y derecho.



TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA DE AXILA A EPICÓNDILO MEDIAL	DISTANCIA DE AXILA A CADERA
S*	1150	15-22 cm	19-28 cm
M/L	1153	22-33 cm	28-41 cm

\* Tallas S se suministra bajo pedido a proveedor.

## NEUROLUX II

Referencia

07261

El uso del Neurolux II previene los dolores de hombro causados por la subluxación. La ortesis mantiene la alineación de la cabeza del húmero en la cavidad de la articulación mejorando el dominio de los músculos. Reduce el peso del brazo que soporta el hombro, incrementando la movilidad, de modo que aumenta la predisposición a desarrollar actividades con el brazo.

SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOPAEDICS

### CARACTERÍSTICAS:

- Dos correas de elevación: articulación cruzada y dinámica para dosificar la fuerza de recuperación con efecto de rotación externa en la articulación del hombro.
- Pieza de hombro con excelente ajuste.
- Componente de brazo: aplicación sin presión, cinta adhesiva de nudo cónica.
- Correa para el pecho de fácil manejo en apertura y cierre.
- Cierre antideslizante con una sola mano.

### BENEFICIOS:

- Estabilización y recentrado.
- Reducción parcial del peso del brazo que soporta el hombro.
- Libre movilidad.
- Protección contra excesivo estiramiento.

### INDICACIONES:

Flacidez y limitación de movimientos en los músculos de hombro y brazo después de:

- Hemiplejía.
- Lesiones de plexo.
- Traumatismos craneo-encefálicos.
- Traumatismos cervicales.
- Lesiones en nervios periféricos.



Sin Neurolux II



Con Neurolux II



TALLA	REFERENCIA		MAYOR CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	CIRCUNFERENCIA PECHO
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07261-11I	07261-11D	Hasta 25 cm	Hasta 90 cm
2	07261-21I*	07261-21D*	Hasta 25 cm	90-105 cm
3	07261-31I*	07261-31D*	Hasta 25 cm	105-125 cm
4	07261-41I*	07261-41D*	25-29 cm	Hasta 90 cm
5	07261-51I	07261-51D	25-29 cm	90-105 cm
6	07261-61I*	07261-61D*	25-29 cm	105-125 cm
7	07261-71I*	07261-71D*	29-35 cm	Hasta 90 cm
8	07261-81I*	07261-81D*	29-35 cm	90-105 cm
9	07261-91I	07261-91D	29-35 cm	105-125 cm

\* Tallas bajo pedido a proveedor. Consultar plazos de entrega.

## OMO-LUX

Referencia

07245

Ortesis funcional para luxación de hombro, fabricada en termoplástico con forro en tejido especial antialérgico. Incluye articulación Tamarack.

### INDICACIONES:

- Luxación recidivante del hombro.
- Lesiones de la articulación escapulo-humeral de primer o segundo grado.
- Estado de irritación a consecuencia de la artrosis.
- Tratamiento post-operatorio en caso de rotura de ligamentos de tercer grado.
- Tratamiento post-operatorio después de la resección del extremo distal de la clavícula.



LADO	REFERENCIA
Derecho	07245-01D
Izquierdo	07245-01I

Con Articulación Tamarack



## OMO-HIT

Referencia

07262

Ortesis funcional de hombro fabricada en tejido elástico antialérgico, ligero y transpirable. Se suministra con un pad de silicona que consigue una compresión muscular y un efecto masaje permanente. Incluye una bolsa de gel para tratar la inflamación por medio de la terapia frío/ calor y una banda para utilizar como cabestrillo.



### INDICACIONES:

- Luxación y subluxación.
- Distorsión.
- Bursitis subacromial.
- Procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO TÓRAX
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07262-11I	07262-11D	Hasta 92 cm
M	07262-21I	07262-21D	92-102 cm
L	07262-31I	07262-31D	102-115 cm
XL	07262-41I	07262-41D	Más de 115 cm

## ACTIMOVE GILCHRIST PLUS

Referencia

767.

Inmovilizador de hombro de alta calidad que asegura la estabilización de la parte superior del brazo en posición de aducción. El diseño sólido y abierto facilita las labores de higiene así como la inspección de las posibles heridas.



### INDICACIONES:

- Luxación con fractura.
- Lesión del manguito rotatorio.
- Fractura subcapital o de la cabeza del húmero.
- Como apoyo a procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA AXILA-NUDILLOS
S	76759	48-52 cm
M	76760	50-56 cm
L	76761	54-60 cm
XL	76762	58-68 cm

## ORTESIS ABDUCCIÓN DE HOMBRO

Referencia

07255

Cojín abductor de hombro con forma anatómica para una mayor sujeción. Consigue mantener el brazo en una posición de rotación externa de forma muy cómoda y confortable. Gracias a su sistema de hebillas y velcro es muy fácilmente adaptable.

30° de Abducción.

Dispone de banda antirrotatoria para una correcta fijación.



### INDICACIONES:

- Luxación y subluxación glenohumeral.
- Lesión y restauración del manguito humeral.
- Complemento en el pre y post-operatorio.
- Reconstrucción de la articulación escápulo-humeral.

LADO	REFERENCIA
Derecho	07255-02D
Izquierdo	07255-02I



## INMOVILIZADOR DE HOMBRO DE NEOPRENO

Referencia

T78

Ortesis inmovilizadora de hombro y húmero, fabricada en neopreno, ajustable mediante velcro. Cruzado ajustable de fijación.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TÓRAX
S	T78-150	60-70 cm
M	T78-250	70-80 cm
L	T78-350	80-90 cm
XL	T78-450	90-100 cm



## ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO UNIVERSAL

Referencia

GO290-1

Ortesis articulada de brazo universal graduable que controla la flexión/ extensión del codo. Adicionalmente, si se emplea el soporte de mano opcional, también estabiliza la muñeca controlando la pronación y supinación.

Gracias a la novedosa tecnología patentada de doble articulación R.O.M y a las barras telescópicas, una sola ortesis se adapta a todos los tamaños de brazo y es válida para ambos lados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Articulación ambidiestra con ajuste de flexión extensión cada 10° con rango de 120°.
- Manguitos de aluminio maleables que posibilitan el ajuste para personalizar la doble articulación R.O.M en función de la anatomía.
- Opción de bloqueo de articulación para más inmovilización.
- Barras telescópicas de aleación con longitud ajustable resistentes a la corrosión.
- Suave acolchado con tejido transpirable.
- Incluye correa de soporte de hombro (cabestrillo).
- Soporte telescópico opcional de mano con control ajustable de la pronación y supinación . Disponible en talla única ambidiestra.

### INDICACIONES:

- Control de la flexión/ extensión de codo tras cirugías o traumatismos.
- Con el uso del soporte opcional de mano, control de la pronación /supinación.



TALLA

Única

REFERENCIA

GO290-1



Soporte opcional de mano ambidiestro.  
REF: GO290-D/I



## VENDAJE ACROMIO-CLAVICULAR

Referencia

E-143

Novedoso sistema de inmovilización de hombro con soporte de brazo semi-rígido.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en tejido microperforado y transpirable.
- Componentes de hombreras y axilas en suave tejido de rizo para un máximo confort.
- La almohadilla del hombro facilita una equilibrada distribución de la carga.
- Sistema de hebilla rotatorio para facilitar la colocación.

### INDICACIONES:

- Luxaciones y subluxaciones acromioclaviculares.



TALLA	REFERENCIA		LONGITUD ANTEBRAZO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	E-143-100I	E-143-100D	30-35 cm
M	E-143-200I	E-143-200D	35-40 cm
L	E-143-300I	E-143-300D	40-45 cm

## OMO-HIT ABDUCTION

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Referencia

07294

Ortesis de abducción de brazo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Óptima correa de sujeción de fácil manejo.
- Correa de hombro de liberación rápida, diseñado para uso con una sola mano.
- Graduación sencilla de la longitud del sistema de correas.
- Cabestrillo confeccionado en material transpirable, muy cómodo y confortable.
- Acolchado de hombro para alivio de la presión en la zona del cuello.
- Se puede ajustar para su uso en lado izquierdo o derecho.

### BENEFICIOS:

- Proporciona posicionamiento con ángulo de abducción de 30°.
- Estructura anatómica para óptima inmovilización del brazo.
- Acolchado anatómico en cuello y hombro.
- Correa de pulgar para maximizar la estabilidad.
- Pelota de mano para posicionamiento y entrenamiento.

### INDICACIONES:

- Bursitis subacromial del hombro.
- Movilización después de rigidez en articulación de hombro.
- Tratamiento conservatorio de lesiones de hombro y brazo.
- Cualquier condición que requiera la fijación del brazo en abducción.

TALLA	REFERENCIA	LONGITUD ANTEBRAZO
S	07294-11	Hasta 27 cm
M	07294-21	27-33 cm
L	07294-31	33-38 cm
XL	07294-41	Más de 38 cm



## CABESTRILLO DE BANDA

Referencia

CE-000

Cabestrillo de brazo en forma de banda.

### INDICACIONES:

- Descarga de hombros y clavícula.
- Procesos inflamatorios que requieran inmovilización.
- Fracturas de clavícula y húmero.
- Sujeción de brazos escayolados.
- Esguinces y luxaciones de miembro superior.

TALLA	REFERENCIA
Única	CE-000



## CABESTRILLO ALMOHADILLADO

Referencia

CE-200

Cabestrillo de brazo fabricado en material transpirable. Dispone de componente de contención de codo y antebrazo.

### INDICACIONES:

- Descarga de hombros y clavícula.
- Procesos inflamatorios que requieran inmovilización.
- Fracturas de clavícula y húmero.
- Sujeción de brazos escayolados.
- Esguinces y luxaciones de miembro superior.

TALLA	REFERENCIA
Única	CE-200




## ORTESIS DE BRAZO PRIME ELBOW

Referencia 113.

Ortesis de brazo modular prefabricada. Incluye cabestrillo y un manguito de confort. Articulación Prime Elbow (Ref: 1144) disponible a la venta por separado.

### INDICACIONES:

- Lesiones en las que se precise un control de movimiento de flexo-extensión y de la rotación de brazo.
- Procesos post-quirúrgicos.




TALLA	REFERENCIA		CONTORNO HÚMERO DISTAL	CONTORNO HÚMERO PROXIMAL	CONTORNO ANTEBRAZO	ANCHO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA				
S	1130	1135	18-23 cm	23-28 cm	18-23 cm	6-8 cm
M	1131	1136	23-28 cm	28-33 cm	23-28 cm	8-9 cm
L	1132	1137	28-33 cm	33-38 cm	28-32 cm	9-10 cm

## ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

Referencia 111.

Ortesis universal de brazo que permite un perfecto control de la flexo-extensión del codo. No guarda lado puesto que no se prolonga hasta el hombro ni a la mano. Indicada especialmente en artroplastias de codo, en procesos post-quirúrgicos y en cualquier traumatismo en el que sea necesario limitar el movimiento. Incluye manguitos de confort.




TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO	CONTORNO ANTEBRAZO
S	1110	20-25 cm	18-23 cm
M	1111	25-30 cm	23-28 cm
L	1112	30-36 cm	28-33 cm
XL	1113	36-40 cm	33-38 cm

## BRACE LIGERO

Referencia 123.

Ortesis de húmero especialmente ligera y confortable. Abraza suavemente el hombro para evitar la migración. Viene acompañada de dos manguitos de confort. Especialmente diseñada para fracturas de la diáfisis humeral.




TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO DISTAL	CONTORNO HÚMERO PROXIMAL	LONGITUD ORTESIS
S	1230	18-23 cm	23-28 cm	30 cm
M	1231	23-28 cm	28-33 cm	33 cm
L	1232	28-33 cm	33-38 cm	33 cm
XL	1233	33-38 cm	38-43 cm	35 cm

## BRACE EN TERMOPLÁSTICO

Referencia 109.

Ortesis de similares características al Brace Ligero (Ref: 123) pero confeccionada en polietileno. También incluye los manguitos de confort.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO DISTAL	CONTORNO HÚMERO PROXIMAL	LONGITUD ORTESIS
S	1090	18-23 cm	23-28 cm	30 cm
M	1091	23-28 cm	28-33 cm	33 cm
L	1092	28-33 cm	33-38 cm	35 cm
XL	1093	33-38 cm	38-43 cm	36 cm



## CODERA EPICONDILITIS

Referencia 95PLUS

Codera especialmente diseñada para la epicondilitis. Muy confortable al incorporar una banda sobre la zona del epicóndilo. No afecta a la libertad de movimientos.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	95PLUS-100	23-25 cm
M	95PLUS-200	25-28 cm
L	95PLUS-300	28-30 cm
XL	95PLUS-400	30-32 cm

## CODERA ELÁSTICA

Referencia 95

Codera elástica indicada para afecciones del codo. Muy confortable, no afecta a la libertad de movimientos.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	95-100	23-25 cm
M	95-200	25-28 cm
L	95-300	28-30 cm
XL	95-400	30-32 cm

## CODERA HIPEREXTENSIÓN

Referencia T98

Codera fabricada en neopreno, que impide la hiperextensión de la articulación del codo, estabiliza la articulación y permite el control de la rotación.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	T98-150	23-25 cm
M	T98-250	25-28 cm
L	T98-350	28-30 cm
XL	T98-450	30-32 cm

## CODERA EPICONDILITIS ALTA

Referencia T91

Codera epicondilitis alta fabricada en neopreno. Especialmente indicada para epicondilitis y para tendinopatía lateral.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
XS	T91-050	21-23 cm
S	T91-150	23-25 cm
M	T91-250	25-28 cm
L	T91-350	28-30 cm
XL	T91-450	30-32 cm
XXL	T91-550	32-34 cm

## CODERA NEOPRENO CLÁSICA

Referencia

T95

Codera elástica fabricada en neopreno, indicada para traumatismos leves de codo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	T95-150	23-25 cm
M	T95-250	25-28 cm
L	T95-350	28-30 cm
XL	T95-450	30-32 cm
XXL	T95-550	32-34 cm



## EPIDYN

Referencia

07237

Ortesis elástica de codo ambidiestra, con bandas lateral y medial de silicona, que permite una compresión y fricción óptimas. Fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex que garantiza una óptima adaptación, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

### INDICACIONES:

- Artrosis de codo.
- Epicondilitis asociada a la artrosis.
- Insuficiencia muscular.
- Distorsiones de codo.
- Molestias en el post-operatorio, fracturas y traumatismos de codo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	07237-10	24-26 cm
M	07237-20	26-28 cm
L	07237-30	28-30 cm
XL	07237-40	30-32 cm
XXL	07237-50	Más de 32 cm



Con acolchado medial y lateral en silicona.



## EPI-HIT

Referencia

07505

Kit epicondilitis indicado para todo tipo de síntomas del epicóndilo, compuesto por una grapa en Composite y una muñequera elástica.

### EFFECTOS:

- Alivio del músculo afectado en la inserción del tendón gracias al desarrollo de la óptima presión.
- Efecto masaje para activar el metabolismo intramuscular.
- Estabilización de la muñeca.
- Ajuste anatómico.
- Las correas pueden ser ajustadas.



Incluye bolsa efecto frío-calor



También disponible en color platinum bajo pedido a proveedor.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO ANTEBRAZO
1	07505-190	Hasta 24 cm
2	07505-290	Más de 24 cm

## CUBIDYN

Referencia

07236

Grapa epicondilitis indicada para el tratamiento post-operatorio y para epicondilo-patías.

Talla Única (circunferencia máxima de 37 cm).

Se puede adaptar al lado izquierdo y derecho.

### EFFECTOS:

- Efecto propioceptivo por la presión de la correa de soporte con reducción reflexiva de la hiperextensión muscular.
- Efecto masaje.
- Alivio del dolor.
- Control de la presión.



Silicona con relieve para efecto masaje.



TALLA

REFERENCIA

Única

07236

## BRAZALETE EPICONDILITIS

Referencia

91-100

Brazaletes indicados para la sintomatología del epicóndilo. Su acción de compresión acciona el mecanismo del antebrazo, descomprimiendo y aliviando la musculatura del epicóndilo lateral. Para la fijación del tendón en caso de tendinopatías en la zona del codo.

TALLA

REFERENCIA

Única

91-100



## CINTA EPICONDILITIS NEOPRENO

Referencia

T90

Cinta de epicondilitis corta. Indicada para todo tipo de sintomatología del epicóndilo.

TALLA

REFERENCIA

CONTORNO CODO

S

T90-150

23-25 cm

M

T90-250

25-28 cm

L

T90-350

28-30 cm

XL

T90-450

30-32 cm



## GRAPA EPICONDILITIS NEOPRENO TALLA ÚNICA

Referencia

T90-050

Grapa de epicondilitis talla única. Indicada para todo tipo de sintomatología del epicóndilo.

TALLA

REFERENCIA

Única

T90-050



## ORTESIS PALMAR

Referencia

07214

Ortesis palmar fabricada con un material termomoldeable que permite adaptarla a cada paciente, proporcionando así una mayor efectividad y, a su vez, un uso más confortable.

### INDICACIONES:

- Esguinces y torceduras severas.
- Inflamación de tendones.
- Después de inmovilización con escayola.
- Artropatías.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Artrosis de muñeca.
- Lunatomalacia.
- Pseudoartrosis navicular.

TALLA	REFERENCIA		DIÁMETRO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07214-10I	07214-10D	7-9 cm
M	07214-20I	07214-20D	9-10 cm
L	07214-30I	07214-30D	10-11,5 cm



SPORLASTIC  
CLINIC  
ORTHOPAEDICS

## ORTESIS DORSAL

Referencia

07213

Ortesis dorsal con las mismas características que la ORTESIS PALMAR, pero, en este caso, la férula termomoldeable se sitúa en la zona dorsal de la mano.

### INDICACIONES:

- Esguinces y torceduras severas.
- Inflamación de tendones.
- Después de inmovilización con escayola.
- Artropatías.
- Artrosis de muñeca.
- Pseudoartrosis navicular.
- Paresia del nervio radial.

TALLA	REFERENCIA		DIÁMETRO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07213-10I	07213-10D	7-9 cm
M	07213-20I	07213-20D	9-10 cm
L	07213-30I	07213-30D	10-11,5 cm



SPORLASTIC  
CLINIC  
ORTHOPAEDICS

## MANU-HIT DIGITUS

Referencia

07333

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca, mano y dedos. Placa palmar en duraluminio la cual se prolonga hasta la zona distal de los dedos para su correcta inmovilización.

### INDICACIONES:

- Artritis reumatoide.
- Esguinces falángicos.
- Esguinces de muñeca.
- Esguinces metacarpofalángicos.
- Tratamiento pre y post-operatorio de la mano y dedos.
- Reposo en caso de síndrome agudo del túnel carpiano en estadio del I al II.



Con férula palmar.

TALLA	REFERENCIA	MEDIDAS*
1	07333-11	Hasta 16,5 cm
2	07333-21	Más de 16,5 cm

\* Longitud de la muñeca al extremo distal del dedo medio



SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOPAEDICS

## MANU-HIT POLLEX

Referencia

0764.

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización de la muñeca en una posición funcional e inmovilización parcial del pulgar.
- La mano mantiene la función de agarre.
- Alivia la tensión en la articulación de la muñeca, ligamentos y cápsula articular.
- Diseño anatómico.
- Armazón de aluminio individualmente ajustable.
- Férulas de aluminio para refuerzo palmar y dorsal fácilmente ajustables.
- Cinta de velcro para ajuste y fijación circular.

### INDICACIONES:

- Artrosis carpometacarpiana del pulgar y artrosis radiocarpiana.
- Artrosis cubitocarpiana y distorsión del ligamento colateral cubital.
- Dolores en el hueso escafoide.
- Inestabilidad radial de la muñeca, especialmente entre el hueso escafoide y hueso trapecio.
- Parálisis periférica del nervio radial asociado a muñeca caída y reducción en la función de abducción del pulgar.

TALLA	REFERENCIA NEGRO		REFERENCIA PLATINUM		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07640-11I	07640-11D	07645-11I	07645-11D	Hasta 15 cm
S	07640-21I	07640-21D	07645-21I	07645-21D	15-17 cm
M	07640-31I	07640-31D	07645-31I	07645-31D	17-19 cm
L	07640-41I	07640-41D	07645-41I	07645-41D	19-22 cm
XL	07640-51I	07640-51D	07645-51I	07645-41D	Más de 22 cm



## MANU-HIT

Referencia

07035

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y limitación del movimiento de la muñeca.
- Reduce la carga en la cápsula articular, huesos y ligamentos de la muñeca.
- Fijación de los huesos de la muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.
- Férulas de refuerzo de aluminio dorsal y palmar, individualmente ajustables.
- Correas de velcro regulables de compresión circular.
- Innovadores materiales y tejidos.

### INDICACIONES:

- Esguinces severos.
- Inflamación de tendones.
- Artrosis de muñeca.
- Artropatías con o sin incongruencia.
- Después de retirar escayola.
- Pseudoartrosis de escafoides.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07035-11I	07035-11D	Hasta 15 cm
S	07035-21I	07035-21D	15-17 cm
M	07035-31I	07035-31D	17-19 cm
L	07035-41I	07035-41D	19-22 cm
XL	07035-51I	07035-51D	Más de 22 cm



## MANUDYN

Referencia

07057

Férula de refuerzo palmar anatómicamente premoldeada, con cinta de velcro circular regulable alrededor de la muñeca para estabilizarla parcialmente. Dispone de una almohadilla de silicona anatómica que favorece la circulación sanguínea, mejora la reabsorción de edemas y hematomas, así como también evita la irritación por presión.

Fabricada en el nuevo tejido de punto plano de malla libre de látex que elimina totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

### INDICACIONES:

- Artrosis de muñeca.
- Distorsiones moderadas hasta muy moderadas de muñeca.
- Tendovaginitis.
- Artropatías por esfuerzo.
- Asistencia provisional después de la retirada de yesos.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07057-11I	07057-11D	Hasta 15 cm
S	07057-21I	07057-21D	15-16 cm
M	07057-31I	07057-31D	16-17 cm
L	07057-41I	07057-41D	17-18 cm
XL	07057-51I	07057-51D	18-19 cm
XXL	07057-61I	07057-61D	Más de 19 cm



## RHIZO-HIT

Referencia

07605/ 07610

### CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización del pulgar así como su correspondiente articulación.
- Posibilita el movimiento libre de los dedos para rehabilitación.
- No interfiere en la función de agarre de los dedos.
- Férula de aluminio anatómicamente ajustable.
- Uso ambidiestro.

### INDICACIONES:

- Heridas e inestabilidades del tendón en la articulación de pulgar.
- Artrosis de la articulación metacarpofalángica del pulgar (MCFP).
- Artrosis de pulgar moderada o severa con subluxación diferenciada, con o sin hipermovilidad de la articulación de pulgar.
- Tendovaginitis estenosante de Quervain.
- Después de fracturas.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	COLOR PLATINUM	COLOR CARNE	
XS	07610-010		Hasta 15 cm
S	07610-110	07605-110	15-17 cm
M	07610-210	07605-210	17-19 cm
L	07610-310	07605-310	Más de 19 cm

## MANU X

Referencia

07642

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca y mano. Incorpora una placa de duraluminio palmar, otra dorsal y cinta de estabilización circular en torno a la muñeca, lo que permite una óptima inmovilización de la misma. Los carpianos quedan fijados al mismo tiempo que quedan en libertad de movimiento pulgar y dedos.

### INDICACIONES:

- Artrosis de muñeca.
- Esguinces de muñeca.
- Tendovaginitis.
- Tratamiento post-operatorio de muñeca y mano.
- Artropatías por esfuerzo excesivo.
- Mano caída.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
1	07642-11	Hasta 17 cm
2	07642-21	Más de 17 cm



SPORTLASTIC  
CLINIC  
ORTHOTAECD 03

## MUÑEQUERA CORTA

Referencia

07033

Muñequera corta elástica con pletina de aluminio moldeable.

### INDICACIONES:

- Tendosinovitis.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Artritis reumatoide.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07033-11I	07033-11D	Hasta 15 cm
S	07033-21I	07033-21D	15-17 cm
M	07033-31I	07033-31D	17-19 cm
L	07033-41I	07033-41D	19-22 cm
XL	07033-51I	07033-51D	Más de 22 cm



## ORTESIS DE MUÑECA Y MANO

Referencia M1900

Ortesis elástica con bandas de refuerzo palmar y medial en aluminio y aditamento pulgar.

### INDICACIONES:

- Apropriada para aquellos casos donde se necesite una inmovilización de la muñeca.
- Después de una intervención quirúrgica.
- Artritis.
- Después de la escayola.
- Procesos de rehabilitación.
- Inflamación de las articulaciones producida por el deporte.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	M1900-1I	M1900-1D	15-17 cm
M	M1900-2I	M1900-2D	17-19 cm
L	M1900-3I	M1900-3D	19-21 cm
XL	M1900-4I	M1900-4D	21-23 cm
XXL	M1900-5I	M1900-5D	23-25 cm

## MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR CON PLETINA ADAPTABLE

Referencia T28

Muñequera de neopreno con soporte de pulgar con pletina de aluminio moldeable, indicada para casos de artritis, pseudoartrosis del escafoide y otros procesos degenerativos de muñeca.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
S	T28-150	14-16 cm
M	T28-250	16-18 cm
L	T28-350	18-20 cm
XL	T28-450	20-22 cm

## MUÑEQUERA STANDARD CON ALOJAMIENTO DE PULGAR

Referencia T25

Muñequera standard fabricada en neopreno con cierre de velcro, dispone de alojamiento para el pulgar para evitar desplazamientos. Proporciona un firme soporte en la articulación de la muñeca para prevenir lesiones.

Recomendada para tendinitis, artritis y esguinces de muñeca.



TALLA	REFERENCIA
Única	T25-050

## MUÑEQUERA STANDARD CIERRE VELCRO

Referencia T20

Muñequera standard fabricada en neopreno con cierre de velcro. Proporciona un firme soporte en la articulación de la muñeca para prevenir lesiones.

Recomendada para tendinitis, artritis y esguinces de muñeca.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
S	T20-150	14-16 cm
M	T20-250	16-18 cm
L	T20-350	18-20 cm
XL	T20-450	20-22 cm



## MUÑEQUERA ELÁSTICA

Referencia 01125-000

Muñequera elástica talla única en color negro con banda de cierre de velcro.  
Indicada para distorsiones de muñeca.



TALLA	REFERENCIA
Única	01125-000




## ORTESIS DE QUERVAIN

Referencia 100\_.02

Ortesis de muñeca y mano fabricada en polietileno.

### INDICACIONES:

- Tendosinovitis estenosante (Síndrome de Quervain).
- Post-operatorios.
- Artritis reumatoide.
- Tendovaginitis estenosante.
- Alteraciones en la articulación de la mano.



TALLA	REFERENCIA		ANCHO DE PALMA	CIRCUNFERENCIA ANTEBRAZO	LONGITUD ORTESIS
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1000.02	1005.02	6-8 cm	18-23 cm	19 cm
M	1001.02	1006.02	8-9 cm	23-27 cm	20 cm
L	1002.02	1007.02	9-10 cm	25-30 cm	22 cm

## ORTESIS RIZARTROSIS

Referencia 07212

Ortesis fabricada en plástico termomoldeable. Incluye una funda de tejido absorbente para la sudoración.

### INDICACIONES:

- Especialmente indicada para casos de rizartrosis.
- Inestabilidad de los ligamentos de la zona del pulgar.
- Irritaciones del tendón.
- Tratamientos de fracturas de la primera falange.
- Lesiones de ligamento colateral o radial del pulgar (lesión de Stener).



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07212-11I	07212-11D	Hasta 17 cm
M	07212-21I	07212-21D	17-19 cm
L	07212-31I	07212-31D	Más de 19 cm

## ORTESIS INMOVILIZADORA DE PULGAR

Referencia 07051

Ortesis para la inmovilización y el posicionamiento en reposo del metacarpo y de la articulación metacarpofalángica, para lesiones de ligamentos laterales y para la pseudoartrosis de los escafoides.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07051-11I	07051-11D	Hasta 17 cm
M	07051-21I	07051-21D	17-19 cm
L	07051-31I	07051-31D	Más de 19 cm

## RHIZO-RING

Referencia 07601

Ortesis ideal para el trabajo, resistente al agua y con la que se permite una movilidad del pulgar sin dolor. Perfecta para dolencias funcionales de la articulación del pulgar que provengan de una mala postura. Artrosis y como ortesis post-operatoria.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07601-15I	07601-15D	Hasta 17 cm
M	07601-25I	07601-25D	17-19 cm
L	07601-35I	07601-35D	Más de 19 cm



## FÉRULA DIGITAL EXTENSORA

Referencia 07052

Muelle de dedo para el entablillado dinámico de tendones flexores y extensores lesionados, facilitando en parte su descarga.

TALLA	REFERENCIA	LARGO DEDO	CONTORNO DEDO
S	07052-100	6 cm	6 cm
M	07052-200	7-8 cm	7 cm
L	07052-300	7-8 cm	8 cm
XL	07052-400	8-9 cm	8 cm



## FÉRULA DE DEDO DISTAL

Referencia FS-8

Inmovilizador de dedo.

TALLA	REFERENCIA
0	FS-8-000
1	FS-8-100
2	FS-8-200
3	FS-8-300
4	FS-8-400
5	FS-8-500
5,5	FS-8-550
6	FS-8-600
7	FS-8-700





## Extremidades Inferiores



## NEWPORT 3 SISTEMA DE CADERA

Referencia

364

El sistema de cadera Newport 3 es uno de los más innovadores y efectivos sistemas de cadera. Los materiales con los que se ha fabricado hacen de él un producto ligero y lo dotan de una comodidad de uso total. Además su sistema modular permite la posibilidad de combinar componentes para lograr un soporte perfecto, adaptando a cada paciente la ortesis que precisa. El nuevo componente pélvico permite que sea igual de válido para hombres que para mujeres.

Los cierres regulables de Fixlock facilitan el "quita y pon" y permiten el ajuste adecuado a cada cintura y a cada muslo. Los componentes de las crestas, especialmente diseñados, ofrecen una presión continua, no puntual, en toda la superficie pélvica.

Muslera con borde interno que controla la rotación interna del fémur. La articulación de cadera "Virtual Hip Joint" es fácilmente regulable en aducción con intervalos de 7,5 grados en cada muesca.


También es muy sencilla la fijación de la flexión y extensión hasta 120°, en escalas de 10°.

### INDICACIONES:

- Especialmente diseñado para post-operatorios de cirugías de reemplazo de cadera.
- Artroplastia primaria en pacientes con riesgo de luxación.
- Pacientes que precisen de estabilización después de una luxación.
- Pacientes no operables que requieran de estabilización de cadera.

También disponible articulación Virtual Joint REF 4262 por separado (ver página 52)

También disponible NEWPORT 3 PEDIÁTRICO (ver apartado de pediatría)



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	
	IZQUIERDA	DERECHA			PROXIMAL	DISTAL
S	3640	3645	66-81 cm	56-71 cm	38-53 cm	30-43 cm
M	3641	3646	81-96 cm	71-86 cm	43-61 cm	33-46 cm
L	3642	3647	96-111 cm	86-101 cm	48-68 cm	35-51 cm
XL	3643	3648	111-127 cm	101-116 cm	53-73 cm	43-58 cm

## SISTEMA MODULAR ARC (COMPLEMENTO DEL SISTEMA NEWPORT 3)

Referencia

367

Antirrotación interna/ externa.

Opcionalmente, y como complemento al Sistema de Cadera NEWPORT 3, puede ser suministrado el sistema modular ARC, el cual proporciona un control extra en la rotación interna/ externa eliminando la necesidad de emplear otras ortesis complementarias.




Imagen 1

TALLA	REFERENCIA		ALTURA RODILLA- SUELO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	3670	3673	38 cm
M	3671	3674	43 cm
L	3672	3675	48 cm

SISTEMA MODULAR ARC únicamente incluye el estribo exterior y componente para el pie (imagen 1).

SISTEMA MODULAR ARC acoplado a ortesis Newport 3 (imagen 2)




Imagen 2

## DYNACOX

Referencia

22-300

Nuevo concepto en el tratamiento ortopédico al combinar las propiedades de una ortesis de cadera "tres puntos" con una faja de compresión circular.

**Principio de tres puntos (figura A):** Los componentes (1) fijadores de cóndilo medio, (2) la almohadilla subtrocantérica y (3) el contrapeso de la abrazadera de cadera, garantizan una estabilización dinámica del cóndilo del fémur en el acetábulo.


La **compresión circular** que genera la faja funcional apoya los glúteos y abductores, rodeando la articulación de la cadera en abanico y protegiéndola.

Estabiliza la estructura ósea para prevenir luxaciones y sostiene la estructura muscular, ayudando a la formación del músculo mientras dure el tratamiento.

Se asegura el buen resultado y una rápida rehabilitación postquirúrgica. Su articulación ROM Flex permite limitación de 15° en 15° en la flexión-extensión.

### INDICACIONES:

- Después de la reposición de la cadera luxada.
- Inestabilidad en la postartroplastia.
- Coxartrosis.
- Asimetría muscular.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	CONTORNO MUSLO	CONTORNO SUPRACONDILAR
	IZQUIERDA	DERECHA			
XS*	22-300-100	22-300-200	58-70 cm	32-44 cm	27-35 cm
S	22-300-101	22-300-201	70-85 cm	40-52 cm	32-40 cm
M	22-300-102	22-300-202	85-100 cm	48-60 cm	37-45 cm
L	22-300-103	22-300-203	100-120 cm	56-68 cm	42-50 cm
XL	22-300-104	22-300-204	115-135 cm	62-76 cm	47-58 cm
XXL*	22-300-105	22-300-205	130-150 cm	65-80 cm	47-58 cm

\* Tallas XS y XXL se suministran bajo pedido a proveedor

## CALIFORNIA CADERA

Referencia

396

La ortesis de cadera California facilita el control de la pelvis y del muslo gracias a la articulación Virtual Hip con la que se puede controlar la flexión/ extensión y la aducción /abducción de la cadera.

Minimiza la incomodidad y el déficit muscular que genera el uso continuado de las ortesis convencionales de cadera, al sustituir el termoplástico por malla reforzada tanto en la cesta pélvica como en la muslera, e incorporar el sistema de cierre mediante poleas compensadas con el que se consigue una correcta y perfecta adaptación.

Cómodo, de contacto total. Compresión ajustable- con una sola mano- por el mismo paciente.

Tanto el componente pélvico, como la muslera y la articulación de cadera son universales, es decir, sirven para ambos lados.

Fácil de llevar bajo la ropa, lo que incrementa la aceptación por parte del paciente y el tiempo de uso.

### INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos de reposición de cadera.
- Distorsiones traumáticas tanto anteriores como posteriores.
- Pacientes que no toleran la cesta pélvica en termoplástico.
- Pacientes con tendencia habitual a sufrir una luxación.



TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	
	IZQUIERDA	DERECHA			PROXIMAL	DISTAL
S	3960	3965	66-81 cm	56-71 cm	38-53 cm	30-43 cm
M	3961	3966	81-97 cm	71-86 cm	43-61 cm	33-46 cm
L	3962	3967	97-112 cm	86-102 cm	48-69 cm	36-51 cm
XL	3963	3968	112-127 cm	102-117 cm	53-74 cm	43-58 cm

## NEWPORT LITE

Referencia

3662

La nueva ortesis de cadera Newport Lite está diseñada para proporcionar protección y soporte a pacientes con problemas relacionados con la inestabilidad de la cadera.

### CARACTERÍSTICAS:

- Protege la articulación de la cadera proporcionando un limitado y seguro rango de movimiento, en base a las exigencias del procedimiento quirúrgico.
- Buena aceptación por parte del paciente.
- Articulación "Virtual Joint" fácilmente ajustable para controlar la flexión, extensión, aducción y abducción de la cadera.
- Acción propioceptiva.
- Talla universal, válida para el lado izquierdo y derecho.
- Fácilmente adaptable para un perfecto ajuste.
- Ayuda a mantener la cabeza del fémur dentro del acetábulo.
- Sistema de ajuste de la compresión del cinturón de la cadera, para una óptima alineación de la articulación y de la ortesis.

### INDICACIONES:

- Artroscopia de cadera.
- Reparación del labrum de la cadera, con o sin reparación del glúteo medio.
- Post-operatorio en reparaciones del tendón de la corva proximal.
- Pacientes con riesgo de dislocación.



TALLA

Universal

REFERENCIA

3662



## ORTESIS EFO

Referencia

40367

Ortesis elástica para la conducción y el ajuste de la cadera. Conduce la pierna durante la marcha y permite al paciente evitar posiciones anómalas que causarían dolores y daños en la articulación de la cadera. El grado de estabilización puede regularse con los muelles espirales verticales, variando la cantidad de los mismos.

El acolchado en lana aumenta la sujeción del vendaje, especialmente en casos de enfermedades reumáticas y tendinitis musculares.

El acolchado en espuma produce un alivio de la articulación de la cadera en posición acostada.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	40367-10I	40367-10D	60-80 cm	40-55 cm
M	40367-20I	40367-20D	70-100 cm	50-65 cm
L	40367-30I	40367-30D	90-110 cm	55-70 cm
XL	40367-40I	40367-40D	100-130 cm	60-75 cm



## HKAFO

Referencia

172

Ortesis de marcha multifunción a medida fabricada en polietileno de baja densidad y Kydex, que incluye:

- Cesta pélvica.
- Articulación de cadera con control de la flexo-extensión, aducción y abducción.
- Muslera termomoldeable y ajustable.
- Articulación de rodilla con control de la flexo-extensión.
- Pantorrillera termomoldeable y ajustable.
- Estribo libre.

Talla a medida,  
bajo pedido a  
proveedor.

### INDICACIONES:

- Fracturas a nivel proximal del fémur.
- Procesos traumáticos graves de miembro inferior.
- Procesos en los que sea necesario el control rotacional de la cadera para evitar luxaciones.

TALLA	REFERENCIA
Artículo a medida*	1720
Standard*	1723

Talla standard se compone de Newport 3 (ref 364) y KAFO (ref 169).  
Consultar tallas



Ortesis dinámica de rodilla para alivio del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Desplazamiento constante de la fuerza independiente del ángulo de flexión.
- Tensión ajustable de forma independiente de los resortes.
- La tensión del resorte puede ser activada o desactivada sin la necesidad de usar herramientas.
- La activación o desactivación de la tensión del resorte no varía el nivel de tensión fijado.
- Las correas y los componentes del muslo y gemelo pueden ser ajustadas individualmente.
- Fácil colocación y máximo confort de uso.
- Permite inmovilización temporal.
- Opcionalmente disponible con o sin limitación en flexión y extensión.

**FUNCIONAMIENTO DE LA ORTESIS:**


- La Jack PCL Brace está diseñada para mitigar la gravedad en la parte inferior de la pierna, aliviando el ligamento cruzado posterior.
- La fuerza de traslación puede adaptarse en función de la pierna y peso del paciente a través del ajuste de la tensión a ambos lados de la ortesis.
- Contrarresta los efectos adversos de las fuerzas de la gravedad y del músculo.
- También se inhibe el desplazamiento de la tibia por debajo del fémur en la prueba del cajón posterior.

**INDICACIONES:**

- Rotura del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).
- Rotura parcial así como estiramiento del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).



CONCEPTO JACK PCL BRACE



PROBLEMA: Posición de cajón posterior causada por la gravedad o la activación de los músculos isquiotrocrales.



SOLUCIÓN: Fuerza anterior de traslación constante.

TALLA	REFERENCIA		LARGO COMPONENTE MEDIAL DEL MUSLO	LONGITUD PANTORRILLA	CIRCUNFERENCIA DE MUSLO	CIRCUNFERENCIA GEMELO
	IZQUIERDA	DERECHA				
S/XS	885SXS-L	885SXS-R	17,5-20 cm	24 cm	30-40 cm	22-27 cm
M/S	885MS-L	885MS-R	18,5-21 cm	26 cm	36-66 cm	27-33 cm
M/M	885MM-L	885MM-R	18,5-21 cm	27 cm	36-66 cm	33-40 cm
M/L	885ML-L	885ML-R	18,5-21 cm	29 cm	36-66 cm	40-48 cm
LM/S	885LMS-L	885LMS-R	23-25,5 cm	31 cm	33-43 cm	27-33 cm
L/S	885LS-L	885LS-R	23-25,5 cm	31 cm	36-66 cm	27-33 cm
L/M	885LM-L	885LM-R	23-25,5 cm	32 cm	36-66 cm	33-40 cm
L/L	885LL-L	885LL-R	23-25,5 cm	34 cm	36-66 cm	40-48 cm

## KAFO

Referencia

169.

Ortesis QTB en termoplástico con articulación de rodilla que controla la flexo-extensión.

### INDICACIONES:

- Ortesis inmovilizadora para fracturas del miembro inferior.
- Procesos post-operatorios.
- Inmovilización y control de la flexo-extensión de la rodilla.
- Procesos tumorales.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO MEDIO	CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD PERINEO-SUELO
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1690.01	1695.01	35-48 cm	28-30 cm	71-78 cm
M	1691.01	1696.01	48-61 cm	31-38 cm	78-86 cm
L	1692.01	1697.01	58-68 cm	38-43 cm	86-94 cm



## POLARIS UNIVERSAL

Referencia

8535

Ortesis de rodilla de talla única con articulación de rodilla para el control de la flexo-extensión. Su particular diseño permite cambiar su longitud tanto en la parte distal como en la proximal.

### CARACTERÍSTICAS:

- Compuesto de barras articuladas y telescópicas en aleación ligera de aluminio.
- Las bandas están separadas con el fin de garantizar una mayor transpiración de la pierna.
- Las valvas en las sujeciones están diseñadas especialmente para repartir mejor la presión.
- La articulación ROM tiene un ajuste que permite bloquearse de 10° en 10°.
- Flexión 0°/ 120° /Extensión 0°/ 90°.
- Las almohadillas condilares son desmontables. Su forma anatómica permite una excelente estabilización de la extremidad y una buena tolerancia durante su uso.
- Sistema de cierre con pletinas flexibles que garantiza una plena adaptación a todas las piernas.

LONGITUD MÁXIMA DE ORTESIS: 65CM/ LONGITUD MÍNIMA DE ORTESIS: 51 CM

### INDICACIONES:

- Procesos post-quirúrgicos de fracturas proximales o distales.
- Procesos post-quirúrgicos de lesiones en ligamentos.
- Otras afecciones donde sea preciso limitar el rango articular de la rodilla.



TALLA	REFERENCIA
Universal	8535



## POLARIS REHAB SYSTEM

Referencia

850.

Ortesis de rodilla diseñada incorporando los últimos avances en investigación clínica. La ortesis es abierta en rótula y hueco poplíteo para no provocar estrangulamientos. El particular diseño del foam protector, los ajustes de velcro y su longitud evitan el deslizamiento.

El sistema de articulación multigradual es muy fácil de manejar. Solamente una llave Allen fija el tornillo de seguridad para que el paciente no pueda cambiar el posicionamiento de la graduación.

Sus pletinas laterales de aleación ligera son fáciles de moldear en caso de ser necesario.

### INDICACIONES:

- Inmovilización y control de la flexo-extensión.
- Procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUSLO	CONTORNO PANTORRILLA
S	8500	43-51 cm	33-40 cm
M	8501	48-56 cm	38-46 cm
L	8502	53-61 cm	43-51 cm



## ORTESIS DE RODILLA DE 4 PUNTOS

Referencia

G704

Ortesis de rodilla ligera y funcional diseñada para el tratamiento de problemas de rodilla.


### CARACTERÍSTICAS:

- Estructura anatómica en aleación de aluminio anticorrosión.
- Estabilización basada en un sistema de palanca de 4 puntos.
- Acolchado MTP con tejido transpirable de suave compresión.
- Articulación ajustable en flexión con pletinas a 0°/10°/20°/30°/45°/60°/75°/90°/120°.
- Articulación ajustable en extensión con pletinas a 0°/10°/20°/30°/45°/120°.
- Opción de bloqueo de la articulación con pletinas a 0°/10°/20°/30°/45°.
- Cintas de cierre de velcro numeradas para facilitar la colocación por parte del usuario.
- Protección condilar con acolchado desmontable.

### INDICACIONES:

- Post-operatorio de cirugía de ligamentos.
- Ligamento lateral externo e interno.
- Ligamento cruzado anterior y posterior.
- Inestabilidades laterales valgo varo.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUSLO	ALTURA ORTESIS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	G704/S-L	G704/S-R	39-46 cm	41 cm
M	G704/M-L	G704/M-R	46-53 cm	41 cm
L	G704/L-L	G704/L-R	53-60 cm	41 cm
XL	G704/XL-L	G704/XL-R	60-67 cm	43 cm
XXL*	G704/XXL-L	G704/XXL-R	67-74 cm	43 cm



\* Talla XXL bajo pedido a proveedor

KIT DE PLETINAS ARTICULACIÓN.  
REF: G704-KIT



## ORTESIS DE RODILLA POST-QUIRÚRGICA CON BLOQUEO

Referencia

GP2

Esta ortesis proporciona soporte a la articulación de la rodilla. También funciona como dispositivo de inmovilización cuando la articulación está bloqueada o con el rango de flexión- extensión limitado.

La longitud y circunferencia de la ortesis ha de ser adaptada a las necesidades personales del paciente.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ortesis de talla única y de uso en ambas piernas (no tiene lado):
  - Componentes extensibles y barras de aluminio: La longitud de la ortesis puede variar de los 45 cm en su extensión más corta a 60 cm en la más larga.
  - La ortesis es fácilmente adaptable a los contornos de muslo y pantorrilla.
- Mínima superficie de foam en contacto con la extremidad para maximizar la ventilación de la piel.
- Acolchado con superficie anti-deslizante para mantener la correcta posición de la ortesis.
- Los prácticos cierres permiten retirar y recolocar la ortesis sin necesidad de ajustar en cada ocasión las correas.
- Articulación ROM fácilmente ajustable con opción de bloqueo en distintas posiciones (0°, 15°, 30° y 45°).

### INDICACIONES:

- Inmovilización de rodilla en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas en la zona de la rodilla.



TALLA  
Universal

REFERENCIA  
GP2



## INMOVILIZADOR DE NEOPRENO CON CONTROL DE FLEXO-EXTENSIÓN

Referencia

T44G

Ortesis de rodilla diseñada para el tratamiento de problemas y lesiones en menisco y ligamentos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Articulación anatómica que proporciona una estabilización total de la rodilla. Es ajustable permitiendo elegir el ángulo requerido.
- Válida para uso en rodilla izquierda y derecha.

### INDICACIONES:

- Alternativa a la escayola.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento cruzado posterior (LCP), ligamento colateral medial (LCM) y ligamento colateral lateral (LCL).
- Inflamación en menisco.
- Edema.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA RODILLA
M	T44G-250	32-37 cm
L	T44G-350	37-42 cm
XL	T44G-450	42-47 cm
XXL	T44G-550	47-52 cm



Óptimo ajuste anatómico incluso en movimiento, gracias a la interacción de la estructura cinemática de la ortesis y la BISAGRA DINÁMICA. La ortesis se adapta permanentemente al contorno de la pierna garantizando un ajuste perfecto. El resultado es una máxima superficie de contacto con un excelente agarre de la ortesis, al tiempo que se maximiza la estabilidad, incluso durante la realización de movimientos.

**GENUDYN® CI**

Ref: 07780



**GENUDYN® CI STEP THRU**

Ref: 07782

Marco de la ortesis con apoyo de la estructura inferior en el lado posterior de la pierna (pantorrilla)

BAJO PEDIDO A PROVEEDOR



**GENUDYN® CI NOVEL**

Ref: 07785

Sistema NOVEL de ajuste de correas con cuatro tensores graduables.

BAJO PEDIDO A PROVEEDOR



Fácil apertura con sistema de cierre de "click".



Bisagra dinámica para ajuste permanente a cambios en el relieve muscular durante la realización de actividades.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Control funcional de la rodilla y estabilización.
- Flexión y extensión ajustable.
- Estructura de la ortesis ajustable.
- Estructura ventral de fácil colocación.
- Las articulaciones dan soporte al movimiento fisiológico de la rodilla.
- Bloqueos de articulación intercambiables sin necesidad de usar herramientas.
- Ángulos de extensión: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Ángulos de flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60° y 90°.
- Ángulos de bloqueo: 0°, 10°, 20° y 30°.
- Bisagra dinámica para compensación del movimiento.
- Correa adicional para controlar el movimiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).
- Estabilización anterior y posterior en deslizamiento de la tibia por debajo del fémur (movimiento de cajón).

**INDICACIONES:**

- Heridas y reconstrucción de ligamentos.
- Lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA).
- Lesiones de ligamento cruzado posterior (LCP).
- Combinación LCA y LCP.
- Rotura de ligamento cruzado anterior.
- Inestabilidad en movimiento de cajón.
- Lesiones de menisco.



TALLA	GENUDYN CI		GENUDYN CI STEP THRU		GENUDYN CI NOVEL		CIRCUNFERENCIA 15 CM ENCIMA DE LA RODILLA
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	
XS	07780-11I	07780-11D	07782-11I	07782-11D	07785-11I	07785-11D	De 32 a 38 cm
S	07780-21I	07780-21D	07782-21I	07782-21D	07785-21I	07785-21D	De 38 a 44 cm
M	07780-31I	07780-31D	07782-31I	07782-31D	07785-31I	07785-31D	De 44 a 50 cm
L	07780-41I	07780-41D	07782-41I	07782-41D	07785-41I	07785-41D	De 50 a 56 cm
XL	07780-51I	07780-51D	07782-51I	07782-51D	07785-51I	07785-51D	De 56 a 63 cm
XXL	07780-61I	07780-61D	07782-61I	07782-61D	07785-61I	07785-61D	De 63 a 70 cm

## INMOVILIZADOR DE RODILLA

Referencia

GP4

Ortesis confeccionada en tejido transpirable con soportes laterales y posteriores para una efectiva inmovilización de la rodilla. Especialmente diseñada para post-operatorios, traumas y fracturas menores de rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Dos soportes laterales (0°) y dos soportes posteriores contorneados de aluminio.
- Los soportes pueden retirarse para facilitar el conformado así como la limpieza del producto.
- Tejido interior muy suave para un máximo confort.
- Fácil sistema de cierre con cinchas de velcro para un rápido ajuste, con dos correas adicionales.

### INDICACIONES:

- Inmovilización en post-operatorios.
- Traumas de rodilla (esguinces).
- Fracturas menores en la región de la rodilla.



LONGITUD ORTESIS	REFERENCIA	ALTURA USUARIO
40 cm	GP4-40	Menos de 140 cm
50 cm	GP4-50	De 140 a 170 cm
55 cm	GP4-55	De 150 a 175 cm
60 cm	GP4-60	Más de 170 cm

## GENU-HIT

Referencia

07081

Rodillera elástica con soporte patelar fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex y que garantiza una adaptación óptima, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando casi totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

Incorpora un tejido de especial elasticidad en la zona poplítea para permitir una correcta vascularización.

Disponibles en color carne y platinum.

### INDICACIONES:

- Condropatía patelar.
- Dolencias de menisco.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Problemas reumáticos.
- Lesiones ligamentosas leves.



TALLA	REFERENCIA		D	F
	COLOR CARNE	COLOR PLATINUM		
1	07081-110	07081-100	28 cm	38 cm
2	07081-210	07081-200	31 cm	41 cm
3	07081-310	07081-300	34 cm	44 cm
4	07081-410	07081-400	37 cm	47 cm
5	07081-510	07081-500	40 cm	50 cm
6	07081-610	07081-600	43 cm	53 cm
7	07081-710	07081-700	46 cm	56 cm

D: Medida 14 cm por debajo de la mitad de la rótula.

F: Medida 14 cm por encima de la mitad de la rótula.

Detalle del pad circular para soporte patelar.



## VENDAJE TENDÓN ROTULIANO CON ACOLCHADO PROPIOCEPTIVO

Referencia 07229-000

Soporte propioceptivo de alta eficiencia para uso diario.

### CARACTERÍSTICAS:

- Mejora la coordinación y propiocepción neuromuscular de la articulación.
- Fácil y cómodo ajuste gracias a su sistema de cierre.
- Acolchado propioceptivo con relieve y espacio para la rótula.

### INDICACIONES:

- Dolor anterior de rodilla:
  - Síndrome patelofemoral.
  - Condropatía rotuliana.
  - Artrosis femoropatelar.
- Rehabilitación después de cirugías y traumatismos.
- Paresia de cuádriceps.
- Distrofia muscular.
- Insuficiencia del tendón tibial anterior.



Acolchado propioceptivo con relieve



TALLA	REFERENCIA
Universal	07229-000



## BANDA ROTULIANA CON ACOLCHADO PROPIOCEPTIVO

Referencia 07228

Diseñada para personas activas o deportistas. Incorpora una banda propioceptiva de silicona que proporciona un masaje permanente y evita el desplazamiento. Disponible en color negro y carne.

### INDICACIONES:

- Dolor anterior de rodilla:
  - Síndrome patelofemoral.
  - Condropatía rotuliana.
  - Artrosis femoropatelar.
- Rehabilitación después de cirugías y traumatismos.
- Paresia de cuádriceps.
- Distrofia muscular.
- Insuficiencia del tendón tibial anterior.



Acolchado propioceptivo con relieve



TALLA	REFERENCIA	
	COLOR NEGRO	COLOR CARNE
Universal	07228-000	07228-010



## CINTA ROTULIANA

Referencia 40-000

Cinta rotuliana de eficacia comprobada para el tratamiento de desequilibrios musculares.

### INDICACIONES:

- Síndrome patelofemoral.
- Artrosis femoropatelar.
- Atrofia del cuádriceps con o sin sintomatía retropatelar.

TALLA	REFERENCIA
Universal	40-000



## RODILLERA NEOPRENO TIRO CRUZADO

Referencia T43F

Rodillera de neopreno con tiro cruzado especialmente indicada para el tratamiento post-traumático y quirúrgico de los ligamentos cruzados

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
XS	T43F-050	22-27 cm
S	T43F-150	27-32 cm
M	T43F-250	32-37 cm
L	T43F-350	37-42 cm
XL	T43F-450	42-47 cm
XXL	T43F-550	47-52 cm



## RODILLERA ESTABILIZADORA CON FLEJES LATERALES

Referencia T43SKI

Rodillera de neopreno con aro de silicona superior, aperturas posteriores (una superior y otra inferior) con cierre de velcro que permiten una cómoda colocación y varillas espirales de refuerzo lateral. Indicada para lesiones deportivas, y especialmente en la práctica de esquí.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T43SKI-150	27-32 cm
M	T43SKI-250	32-37 cm
L	T43SKI-350	37-42 cm
XL	T43SKI-450	42-47 cm
XXL	T43SKI-550	47-52 cm



## RODILLERA CON RÓTULA LIBRE AJUSTABLE

Referencia T43

Rodillera de neopreno con rótula libre ajustable gracias a la apertura superior con la cual se consigue una más fácil colocación.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
XS	T43-050	22-27 cm
S	T43-150	27-32 cm
M	T43-250	32-37 cm
L	T43-350	37-42 cm
XL	T43-450	42-47 cm
XXL	T43-550	47-52 cm



## RODILLERA STANDARD CON SOPORTE PATELAR

Referencia T401

Rodillera de neopreno con rótula abierta y con cinta de soporte patelar, indicada para casos de condromalacia patelar y artrosis femoropatelar.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T401-150	27-32 cm
M	T401-250	32-37 cm
L	T401-350	37-42 cm
XL	T401-450	42-47 cm
XXL	T401-550	47-52 cm



## RODILLERA CON SOPORTE PATELAR EN SILICONA

Referencia T42X

Rodillera de neopreno con rótula abierta y con soporte patelar de silicona, indicada para subluxación de rótula, condromalacia y lesiones femororrotulianas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T42X-150	27-32 cm
M	T42X-250	32-37 cm
L	T42X-350	37-42 cm
XL	T42X-450	42-47 cm
XXL	T42X-550	47-52 cm



## RODILLERA CLÁSICA RÓTULA CERRADA

Referencia T45

Rodillera de neopreno con rótula cerrada indicada para patologías menores de rodilla.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
XS	T45-050	22-27 cm
S	T45-150	27-32 cm
M	T45-250	32-37 cm
L	T45-350	37-42 cm
XL	T45-450	42-47 cm
XXL	T45-550	47-52 cm



## RODILLERA CLÁSICA RÓTULA ABIERTA

Referencia T45X

Rodillera de neopreno con rótula abierta indicada para patologías menores de rodilla.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T45X-150	27-32 cm
M	T45X-250	32-37 cm
L	T45X-350	37-42 cm
XL	T45X-450	42-47 cm
XXL	T45X-550	47-52 cm



## BANDA ROTULIANA

Referencia T40-050

Banda rotuliana de neopreno especialmente indicada para artrosis femoropatelar, paresia leve de cuádriceps y síndrome patelar.

TALLA	REFERENCIA
Universal	T40-050



## SOPORTE PATELAR

Referencia T42F

SopORTE patelar de neopreno, con rótula abierta, indicado como estabilizador femoropatelar y en casos de artrosis retropatelar.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO RODILLA
S	T42F-150	27-32 cm
M	T42F-250	32-37 cm
L	T42F-350	37-42 cm
XL	T42F-450	42-47 cm



## MUSLERA

Referencia T49

Muslera de neopreno indicada para dolores musculares y lesiones tendinosas.

### INDICACIONES:

- Dolores musculares.
- Lesiones tendinosas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUSLO
S	T49-150	37-45 cm
M	T49-250	45-52 cm
L	T49-350	52-60 cm
XL	T49-450	60-68 cm
XXL	T49-550	68-75 cm



## PANTORRILLERA

Referencia T39

Pantorrillera de neopreno.

### INDICACIONES:

- Dolores crónicos de pantorrilla.
- Prevención de la periostitis.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO PANTORRILLA
S	T39-150	19-21 cm
M	T39-250	21-23 cm
L	T39-350	23-25 cm
XL	T39-450	25-27 cm



## ORTESIS TIBIAL POST-OPERATORIA SOFT


Referencia 157.

Ortesis tibial fabricada en polietileno de baja densidad, estribo libre y totalmente acolchada.

### INDICACIONES:

- Indicada exclusivamente para casos post-operatorios por fractura de tibia que necesitan una inmovilización.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO NIVEL MALEOLOS	CONTORNO PANTORILLA	LONGITUD PARTE SUPERIOR DE LA RÓTULA A VÉRTICE LATERAL DEL MALEOLO
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1571	1576	20-25 cm	28-33 cm	42-47 cm
M	1572	1577	23-28 cm	33-38 cm	44-49 cm
L	1573	1578	25-30 cm	38-43 cm	49-54 cm



## ORLANDO TPFX

Referencia 153.

Ortesis bivalva PTB para fracturas de la meseta tibial. Fabricada en polietileno fácilmente moldeable. Su forma proporciona estabilidad rotatoria y una firme compresión de los tejidos suaves. Las correas bidireccionales proporcionan una óptima distribución de la compresión. Valva anterior acolchada y con agujeros de ventilación.


Se incluyen dos manguitos protectores.

El estribo se ha de pedir a parte.

### INDICACIONES:

- Indicada para fracturas de la meseta tibial (no operables o en el post-operatorio).

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO PANTORRILLA	LONGITUD RODILLA-MALEOLOS
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	1530	1535	25-38 cm	51 cm
M	1531	1536	30-43 cm	53 cm
L	1532	1537	36-48 cm	56 cm



## ARTICULACIÓN DE CADERA NEWPORT 3


Referencia 4262

Articulación con flexión/ extensión ajustable en 120° en incrementos de 10°.

Aducción/ abducción ajustable en incrementos de 7,5°.



TALLA	REFERENCIA
Universal	4262





## Tobillo y Pie



## JOUSTO PERONEUS

Referencia 20466

La férula JOUSTO representa una aportación de gran valor para el cuidado tradicional de pacientes que padecen parálisis peronea. Está indicada también para el debilitamiento de la dorsiflexión.

La férula JOUSTO levanta y sostiene el pie incapacitado haciendo posible un paso más normal. Gracias a su estructura sencilla pero eficaz, se puede llevar con cualquier tipo de zapato o bota.

El sistema de flejes está diseñado de manera que funciona como una "articulación flotante" para prevenir cualquier tipo de deformación en la zona plantar del tobillo.

El revestimiento de plástico en el sistema de flejes y en la pletina de soporte proporciona al dispositivo un mejor aspecto estético al tiempo que protege la ropa del usuario.

NÚMERO CALZADO	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
36	20466-10I	20466-10D
37	20466-20I	20466-20D
38	20466-30I	20466-30D
39	20466-40I	20466-40D
40	20466-50I	20466-50D
41	20466-60I	20466-60D
42	20466-70I	20466-70D
43	20466-80I	20466-80D
44	20466-90I	20466-90D
45	20466-A0I	20466-A0D



## ORTESIS DINÁMICA DE PERONÉ (VALENS)

Referencia 215.

BAJO PEDIDO A PROVEEDOR

Ortesis dinámica de rehabilitación indicada para pacientes con problemas de debilidad en la articulación del tobillo, procesos post-hemipléjicos o similares. También indicada para esclerosis múltiple, polineuropatías y lesiones traumáticas de peroné.

El muelle interno de la férula, situado a la altura del maléolo, simula perfectamente la deambulación del paciente.

La posibilidad de ajustar la dorsiflexión permite individualizar en cada paciente la intensidad sobre su articulación en función de la actividad, peso y edad. La longitud de la caña es extensible.

Para anclar a plantilla

TALLA	85mm. de altura completa con tope		85mm. de altura completa sin tope		
	REFERENCIA		CONTORNO PANTORRILLA	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA		IZQUIERDA	DERECHA
S	21536-10I	21536-20I	21-30 cm	21539-10I	21539-20I
M	21536-102	21536-202	29-33 cm	21539-102	21539-202
L	21536-103	21536-203	32-36 cm	21539-103	21539-203
XL	21536-104	21536-204	36-42 cm	21539-104	21539-204

Para anclar a zapato

TALLA	85mm. de altura completa con tope		85mm. de altura completa sin tope		
	REFERENCIA		CONTORNO PANTORRILLA	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA		IZQUIERDA	DERECHA
S	21590-10I	21590-20I	21-30 cm	21593-10I	21593-20I
M	21590-102	21590-202	29-33 cm	21593-102	21593-202
L	21590-103	21590-203	32-36 cm	21593-103	21593-203
XL	21590-104	21590-204	36-42 cm	21593-104	21593-204



## UFO

Referencia 362.

Ortesis prefabricada nocturna para el tratamiento efectivo de la fascitis plantar y tendinitis del tendón de Aquiles. La ortesis UFO proporciona un cómodo soporte al pie afectado con un controlable rango de flexión dorsal, aplicando un efecto estiramiento prolongado de baja intensidad en los tejidos blandos de la fascia plantar y tendón de Aquiles. El efecto estiramiento de baja intensidad genera una agradable extensión, curación y remodelado de los citados tejidos, reduciendo de forma efectiva la tensión y el dolor causados que causa la inflamación.

El soporte ayuda a romper el ciclo de lesión, dolor y recaída al mismo tiempo que limita la contracción y deformación de los tejidos blandos durante la noche.

La ortesis no guarda lado, siendo válida para ambos pies.

Disponible en talla pediátrica (ver apartado pediatría)

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO	ALTURA
S	3620	36 a 40	33 cm
M	3621	41 a 43	35 cm
L	3622	Más de 44	38 cm



## ORTESIS WALKER

Referencia

W

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación tibiotarsiana, facilitando la deambulacion gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricacion son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sólido diseño y peso reducido.
- Envoltura acolchada transpirable de fácil colocación.
- Dispone de almohadillas adicionales para incrementar el confort.
- Preciso ajuste circular gracias al sistema de correas horizontales.
- Eficiente suela elipsoidal para un óptimo balanceo del pie.

### INDICACIONES:

- Post-operatorio del tendón de Aquiles.
- Tratamiento conservador para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensión crónica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas de tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

### WALKER FIJO

Referencia

W1



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
S	W1-S	36-39
M	W1-M	39-43
L	W1-L	43-46

### WALKER ARTICULADO

Referencia

W2



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
S	W2-S	36-39
M	W2-M	39-43
L	W2-L	43-46

### WALKER ARTICULADO NEUMÁTICO

Referencia

W3



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
S	W3-S	36-39
M	W3-M	39-43
L	W3-L	43-46

### WALKER CORTO FIJO

Referencia

W5



TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
S	W5-S	36-39
M	W5-M	39-43
L	W5-L	43-46

### SET TALONERAS

Referencia

WT

Set de 5 taloneras para ortesis Walker.



LADO	REFERENCIA
Izquierdo	WT-I
Derecho	WT-D

También disponible  
Ortesis Walker Infantil  
REF W4  
(ver apartado pediatría)

## NEURODYN DYNAM-X ACTIVE

Referencia

07851

Nueva revisión del exitoso diseño de ortesis Neurodyn Dynam X en donde se ha optimizado la rigidez, proporcionando además un efecto de estiramiento en la rodilla.

### BENEFICIOS:

- Apoyo en el levantamiento del pie.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mejora la coordinación en la ejecución del patrón de marcha.
- Mayor amplitud de paso.
- Efecto de estiramiento en rodilla.

### CARACTERÍSTICAS:

- Óptima rigidez de la ortesis para un mayor efecto dinámico.
- Innovador sistema de cierre magnético que permite la colocación con una sola mano.
- Carcasa frontal con altura ajustable y termomoldeable.
- Cómodo acolchado transpirable.
- Suave suela para máximo confort.
- Agujeros en cobertura frontal para una óptima ventilación.
- Reducido peso.

### INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico (después de ictus, esclerosis múltiple, paresia de peroneo, debilidad de cuádriceps y otras enfermedades neurológicas y musculares).
- Lesiones medulares.
- Poliomielitis

SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOPAEDICS



TALLA	REFERENCIA		NÚMERO CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07851-11I	07851-11D	35-38
M	07851-21I	07851-21D	39-42
L	07851-31I	07851-31D	43-46

## NEURODYN CONFORT

Referencia

07830

### BENEFICIOS:

- Ortesis de levantamiento del pie.
- Balance dinámico.
- Estabilización de la articulación del tobillo.
- Reducción del riesgo de caídas.
- Mayor amplitud de paso en base al dinamismo logrado en los músculos.
- Marcha fisiológica.
- Fácil y rápida colocación con una sola mano.

### CARACTERÍSTICAS:

- Componente de tobillo con innovador cierre con una sola mano.
- Plantilla en termoplástico maleable y flexible.
- Correa semielástica con fuerte efecto levantamiento.
- Acolchado de tobillo para incrementar confort.

### INDICACIONES:

- Paresia de pie flácido o espástico:
  - Después de un ictus.
  - Esclerosis múltiple.
  - Paresia de peroneo.

SPORLASTIC  
NEURO  
ORTHOPAEDICS



TALLA	REFERENCIA		NÚMERO CALZADO	CIRCUNFERENCIA SOBRE EL TOBILLO (CM)
	IZQUIERDA	DERECHA		
1	07830-1I	07830-1D	36-37	S<21
2	07830-2I	07830-2D	38-39	S<21
3	07830-3I	07830-3D	40-41	S<21
4	07830-4I	07830-4D	42-43	S<21
5	07830-5I	07830-5D	44-45	S<21
6	07830-6I	07830-6D	46-47	S<21
7	07830-7I	07830-7D	36-37	M 21-24
8	07830-8I	07830-8D	38-39	M 21-24
9	07830-9I	07830-9D	40-41	M 21-24
10	07830-10I	07830-10D	42-43	M 21-24
11	07830-11I	07830-11D	44-45	M 21-24
12	07830-12I	07830-12D	46-47	M 21-24
13	07830-13I	07830-13D	36-37	L>24
14	07830-14I	07830-14D	38-39	L>24
15	07830-15I	07830-15D	40-41	L>24
16	07830-16I	07830-16D	42-43	L>24
17	07830-17I	07830-17D	44-45	L>24
18	07830-18I	07830-18D	46-47	L>24



## TC FLEX AFO SYSTEM

Referencia

05.

El TC Flex es un tratamiento ortopédico único y progresivo para niños y adultos con problemas neuro-musculares, sensomotrices, ortopédicos y físicos. Estas ortesis fabricadas a medida, están diseñadas para estabilizar las estructuras del pie y del tobillo, permitiendo al paciente utilizar y potenciar su capacidad muscular.

Los distintos diseños de TC Flex están confeccionados en materiales termoplásticos, extremadamente finos y flexibles, que permiten al paciente recibir una respuesta propioceptiva a través del contacto total. La estabilidad proporcionada por estas ortesis, asegura la óptima alineación de las extremidades inferiores. La alineación de la zona distal, activa el aprendizaje motor y facilita un mayor ajuste proximal de las estructuras óseas, así como un mayor equilibrio de los músculos. La combinación de la estabilidad y simplificación de las tareas motoras que proporciona la ortesis, crea un contexto para que el paciente mejore las capacidades motrices y de deambulación.

El nuevo TC Flex AFO System está disponible en 15 modelos, que se agrupan en cuatro categorías para ayudar a la diferenciación de cada ortesis, así como para facilitar la prescripción.

### ORTESIS SUPRAMALEOLAR (SMO)

Referencia

0512A

#### ORTESIS DE CONTROL DEL RETROPIE

##### Recomendado para:

- Significativa inestabilidad del antepie, mediopie y retropie.
- Desviación global del pie a causa de bajo o medio tono muscular.
- Desviaciones del pie que interfieran con la posición erguida y el equilibrio.
- Inestabilidad del pie que no pueda ser controlada en la zona distal con el maleolar.
- Niños con significativa inestabilidad del pie que precisen de libre flexión dorsal y plantar.

##### No recomendado para:

- Flexión de rodilla o inestabilidad de extensión.
- Pie equino persistente.



### LEAF SPRING

Referencia

0520A

#### ORTESIS DE CONTROL SAGITAL

##### Recomendado para:

- Favorecer la flexión dorsal sin limitar completamente la flexión plantar.
- Holgura en el balanceo y posicionamiento del pie para el golpe de talón.
- Estabilización del pie y tobillo sin bloqueo del movimiento.
- Severa pronación que no pueda ser tratada solo con la Ortesis Supra Maleolar (SMO).
- Debilidad en los dos planos sagital y coronal.

##### No recomendado para:

- Flexión de rodilla o inestabilidad de extensión.



### LEAF SPRING COMBO

Referencia

0521A

#### ORTESIS DE CONTROL SAGITAL

##### Recomendado para:

- Resistencia en la flexión plantar con flexión dorsal flexible.
- Leve hiperextensión de rodilla.
- Pie equino.

##### No recomendado para:

- Fuerte hiperextensión de rodilla.
- Resistencia en flexión dorsal y/o flexión de rodilla reducida.



### PLANTAR BLOCKER

Referencia

0522A

#### ORTESIS DE CONTROL SAGITAL

##### Recomendado para:

- Restricción en la flexión plantar (o flexión dorsal y plantar tibial cuando se emplea la banda de velcro tibial).
- Hiperextensión secundaria de rodilla con excesiva flexión plantar.
- Pie equino.
- Traslado de pacientes no-ambulatorios cuando se emplea banda de velcro proximal.

##### No recomendado para:

- Pacientes que se benefician de tener más flexibilidad en el plano sagital.
- Pacientes con flexión inestable de rodilla (cuando se retira la banda de velcro proximal).



## DORSI-FREE OVERLAP

Referencia 0530A

### ORTESIS ARTICULADA

#### Recomendado para:

- Dorsiflexión débil y desviación del mediopie sin inestabilidad en la flexión de rodilla.
- Pie equino.
- Hiperextensión de rodilla.
- Desviación severa del mediopie y antepie (sin uso del bloqueo plantar).

#### No recomendado para:

- Inestabilidad en flexión de rodilla/ patrón de bipedestación en cuclillas.

## WRAP ARTICULADO

Referencia 0532A

### ORTESIS ARTICULADA

#### Recomendado para:

- Debilidad en la flexión dorsal con bloqueo plantar cuando se recomienda un modelo de ortesis de bajo perfil.
- Debilidad en la flexión dorsal con buena estabilidad de rodilla cuando la flexión plantar esta bloqueada.
- Pie equino.
- Hiperextensión de rodilla debido a flexión plantar.

#### No recomendado para:

- Inestabilidad de flexión de rodilla / patrón de bipedestación en cuclillas.
- Rigidez en la flexión dorsal con inestabilidad de mediopie.

## COMBO ARTICULADO

Referencia 0533A

### ORTESIS ARTICULADA

#### Recomendado para:

- Dorsiflexión débil con desviación del mediopie y sin inestabilidad de flexión de la rodilla.
- Pie equino.
- Hiperextensión de rodilla debido a la flexión plantar.

#### No recomendado para:

- Inestabilidad de flexión de rodilla / patrón de bipedestación de cuclillas.

## DORSI-BLOCKER REACTOR

Referencia 0541A

### ORTESIS DE REACCIÓN PLANTAR

#### Recomendado para:

- Posición agachada / bipedestación secundaria con debilidad de tobillos, caderas y rodillas.
- Flexión de rodilla inestable y posición agachada secundaria con debilidad del cuádriceps.
- Pacientes que precisen de unos pocos grados en el rango de flexión dorsal para aumentar la habilidad funcional en la inclinación, movimientos de transición y actividades de juego.

#### No recomendado para:

- Posición agachada sin ninguna fuerza de flexión plantar.

## TRANSFORMER

Referencia 0542A

### ORTESIS DE REACCIÓN PLANTAR

#### Recomendado para:

- Control preciso de la flexión dorsal y plantar en el rango de movimiento.
- Patologías variables que puedan variar entre la remisión y la exacerbación.
- Tratamiento ortopédico ajustable y sensible a la mejora o empeoramiento.

#### No recomendado para:

- Pacientes que no requieran de un control preciso de la flexión dorsal y/o de la flexión plantar.



## ANTIEQUINO SUPRALITE

Referencia 350.

Rancho de los amigos fabricado en polipropileno. Muy confortable gracias a su forma anatómica en el apoyo de la pantorrilla.

### INDICACIONES:

Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3500	3505	35 a 38	27 cm
M	3501	3506	39 a 41	28 cm
L	3502	3507	42 a 44	33 cm
XL	3503	3508	Más de 44	38 cm

Disponible Antiequino Supra Lite Pediátrico (ver apartado de pediatría).



## ANTIEQUINO SUPRALITE DE CARBONO

Referencia 352.

Rancho de los amigos fabricado en carbono y polipropileno inyectado. Con esta nueva composición se aportan múltiples ventajas a la deambulación. Muy confortable gracias a su forma anatómica en el apoyo de la pantorrilla.

### INDICACIONES:

Indicado especialmente para casos de parálisis del ciático poplíteo externo y como corrector del equinismo.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3520	3525	35 a 38	27 cm
M	3521	3526	39 a 41	28 cm
L	3522	3527	42 a 44	33 cm
XL	3523	3528	Más de 44	38 cm



## ORTESIS TIBIOTARSIANA ARTHROFIX

Referencia 07075

Ortesis tibiotalariana fabricada en termoplástico muy liviano. Totalmente acolchada para evitar cualquier tipo de molestia o rozamiento.

### INDICACIONES:

- Distorsiones graves de la articulación tibiotalariana, tanto medial como lateral.
- Fracturas distales del peroné.
- Sustituto ideal de la escayola.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07075-11I	07075-11D	37-39
M	07075-21I	07075-21D	40-42
L	07075-31I	07075-31D	43-45




SPORLATIC CLINIC ORTOPEDIA

## ESTRIBO LIBRE

Referencia 158.

Complemento en termoplástico para cualquier tipo de ortesis del miembro inferior que necesite un control del tobillo.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	1580	1585	35-36
M	1581	1586	37-39
L	1582	1587	40-42
XL	1583	1588	43-45



## TOBILLERA ACHILLODYN

Referencia

07071

Ortesis de tobillo para el tratamiento específico del tendón de Aquiles. Con una cuña de ocho milímetros de altura dorsal, más plana en la parte distal, con la que conseguiremos elevar el talón y dos almohadillas laterales de silicona que comprimen y se ciñen al paratendón inflamado, las cuales con la acción de caminar, ayudan a la disminución del hinchazón, motivan la mejora del riego sanguíneo y producen un ligero masaje.

Para garantizar la misma altura en ambas piernas, se entrega una cuña de igual altura para el talón de la pierna sana.

### INDICACIONES:

- Tratamiento del tendón de Aquiles.
- Tendinitis.
- Bursitis aquilea.



Detalle almohadillas Laterales de silicona

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	07071-120	Hasta 19 cm
M	07071-220	19-21 cm
L	07071-320	21-23 cm
XL	07071-420	23-25 cm
XXL	07071-520	25-27 cm



## ESTABILIZADOR DE TOBILLO SWEDE-O UNIVERSAL

Referencia

07072

Estabilizador de tobillo con refuerzos en termoplástico que dejan los maleolos totalmente libres. Fabricado con costuras dobles que proporcionan refuerzo en los puntos de presión.

### INDICACIONES:

- Para estabilización de la articulación tibiotarsiana después de operaciones.
- Como complemento final después de una fractura o en casos de artrosis de la articulación.
- Sustituto de la escayola.

TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO
S	07072-200	37-39
M	07072-300	40
L	07072-400	41-43
XL	07072-500	44-45



## ORTESIS DEL TENDÓN DE AQUILES ACHILLO-HIT

Referencia

07804

Ortesis de tobillo con almohadilla de silicona ACHILLO-HIT. Actúa como estímulo propioceptivo en el tratamiento funcional de las lesiones del tendón de Aquiles. Se prescinde intencionadamente de cualquier elevación del talón, para evitar el acortamiento del músculo peroneo. Fácilmente adaptable debido a la malla especial elástica en la zona del empeine, que posibilita un ceñido sin arrugas al deslizarse el pie.

### INDICACIONES:

- A) Tratamiento conservador:
- Aquilodinia.
  - Tendinitis.
  - Paratenonitis.
  - Bursitis aquilea.
  - Bursitis calcánea.
- B) Tratamiento post-operatorio:
- Rotura parcial del tendón de Aquiles.
  - Rotura total del tendón de Aquiles.
  - Reconstrucción del tendón perineal.
  - Reconstrucción del canal del tendón tibial posterior.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO TOBILLO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07804-10I	07804-10D	Hasta 19 cm
M	07804-20I	07804-20D	19-21 cm
L	07804-30I	07804-30D	21-23 cm
XL	07804-40I	07804-40D	23-25 cm
XXL	07804-50I	07804-50D	25-27 cm



Detalle almohadilla para estímulo propioceptivo



## TOBILLERA ALTA REFORZADA

Referencia

32

Ortesis de tobillo con pletinas laterales de refuerzo, cierre mediante cordones y cruzado elástico.

### INDICACIONES:

- Esguinces severos de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	32-100	19-21 cm
M	32-200	21-23 cm
L	32-300	23-25 cm
XL	32-400	25-27 cm



## SOPORTE DE TOBILLO

Referencia

33

Ortesis de tobillo ideal para deportistas o personas activas. Ayuda a evitar lesiones en la articulación del tobillo permitiendo el libre movimiento en la carrera o el salto. Con refuerzos laterales de termoplástico que liberan totalmente los maléolos y estabilizan la articulación

### INDICACIONES:

- Artritis.
- Esguinces de tobillo.
- Complemento post-operatorio.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	33-100	19-21 cm
M	33-200	21-23 cm
L	33-300	23-25 cm
XL	33-400	25-27 cm



## TOBILLERA ELÁSTICA CON CINTA ESTABILIZADORA

Referencia

34PLUS

Tobiltera elástica que comprime y estabiliza las distorsiones ligamentosas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	34PLUS-110	19-21 cm
M	34PLUS-210	21-23 cm
L	34PLUS-310	23-25 cm
XL	34PLUS-410	25-27 cm
XXL	34PLUS-510	27-28 cm



## TOBILLERA ELÁSTICA TALÓN ABIERTO

Referencia

35

Tobiltera elástica de talón abierto especialmente recomendada para esguinces leves y para la práctica deportiva.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	35-100	19-21 cm
M	35-200	21-23 cm
L	35-300	23-25 cm
XL	35-400	25-27 cm



## TOBILLERA ALTA REFORZADA

Referencia T32

Tobiltera de neopreno con pletinas laterales de refuerzo extraíbles, cierre mediante cordones y cinta estabilizadora.

### INDICACIONES:

- Esguinces severos de tobillo.
- Inestabilidad crónica de tobillo.
- Tratamiento post-quirúrgico.
- Traumatismos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
XS	T32-050	17-19 cm
S	T32-150	19-21 cm
M	T32-250	21-23 cm
L	T32-350	23-25 cm
XL	T32-450	25-27 cm
XXL	T32-550	27-28 cm



## TOBILLERA ALTA CON CINTA ESTABILIZADORA

Referencia T33

Tobiltera de neopreno alta con placa en termoplástico y cinta estabilizadora, indicada para artritis, tendinitis y distorsiones ligamentosas.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T33-150	19-21 cm
M	T33-250	21-23 cm
L	T33-350	23-25 cm
XL	T33-450	25-27 cm
XXL	T33-550	27-28 cm



## TOBILLERA STANDARD ALTA

Referencia T35

Tobiltera de neopreno standard.

### INDICACIONES:

- Traumatismos leves de tobillo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO TOBILLO
S	T35-150	19-21 cm
M	T35-250	21-23 cm
L	T35-350	23-25 cm
XL	T35-450	25-27 cm
XXL	T35-550	27-28 cm



## INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE TOBILLO

Referencia GP1

Ortesis de tobillo diseñada con dos soportes laterales y cierre regulable, proporcionando una sujeción funcional, además de incrementar el soporte y la estabilidad del tobillo. Disponible acolchado hinchable o de foam para adaptarse a las circunstancias del paciente.

### INDICACIONES:

- Esguinces de tobillo moderados y severos (tratamiento post-operatorio y funcional).
- Fractura estable de maleolo.
- Post-cuidado en fases de rehabilitación de fracturas.
- Inestabilidades de tobillo.



TALLA	REFERENCIA	ACOLCHADO
Universal	GP1-F	FOAM
Universal	GP1-A	AIRE



## DICTUS BAND

Referencia 8W400

Ayuda a elevar el pie directamente después del despegue del suelo, lo cual elimina obstáculos tales como peldaños, escalones, pavimentos y alfombras. Se adapta a la perfección al calzado, es discreto y fácil de montar.

### INDICACIONES:

- Pie equino.
- Apoplejías y accidentes cerebrovasculares.
- Esclerosis múltiple.
- Secuelas del síndrome de poliomielitis.
- Indicaciones de carácter neurológico.

TALLA	REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA TOBILLO
M	8W400-M	15-20 cm
L	8W400-L	20-27 cm



### GOMA PARA DICTUS BAND

Referencia 8S400-01 (Unidad)



### GANCHOS PARA DICTUS BAND

Referencia 8S400-02 (Par)

## METATARSO

Referencia 07905

Banda anatómica de pie con protector, color negro. Se suministra por pares.

### INDICACIONES:

- Metatarsalgias.
- Pie transverso plano.
- Periostitis articular en la región de las cabezas metatarsianas (I-V).
- Presión de los nervios interdigitales.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO ANTEPIE
S	07905-100	Hasta 19
M	07905-200	19-21 cm
L	07905-300	21-24 cm
XL	07905-400	25-27 cm



## VENDAJE METATARSAL

Referencia 36

Vendaaje de metatarso que permite una eficaz descarga de la cabeza de los metatarsianos sin necesidad de plantilla. Alivia la presión de la parte delantera y evita las callosidades. Su anchura es ajustable

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO ANTEPIE
S	36-110	18-20 cm
M	36-210	21-23 cm
L	36-310	24-26 cm
XL	36-410	26-28 cm



## HALLUX VALGUS

Referencia 38-000

Soporte corrector para el Hallux Valgus y para el post-operatorio del mismo.

TALLA	REFERENCIA
Universal	38-000



## ZAPATO ESPECIAL ARTISTEP

Referencia 4556.

Zapato especialmente diseñado para facilitar la deambulacion a personas con la pierna escayolada. Impide el deslizamiento del yeso dentro de este y gracias a su fina suela se produce un menor alargamiento de la pierna, reduciendo el balanceo pélvico.

TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
P	45564	25-30
XS	45565	31-34
S	45566	35-38
M	45567	39-41
L	45568	42-43
XL	45569	44-47



## ZAPATO ESPECIAL REMEDIAL ABIERTO

Referencia REMEDIAL-A

Zapato especial de apertura total, ancho especial y regulable mediante cierre de velcro, con la puntera abierta indicado para utilizar con aparatos de marcha, apósitos, tobilleras, etc.... Incorpora el tratamiento Sanitized que aporta protección antibacteriana, así como una mayor durabilidad y frescor. Unisex en color negro.

Nº CALZADO	REFERENCIA
35	REMEDIAL-A-35
36	REMEDIAL-A-36
37	REMEDIAL-A-37
38	REMEDIAL-A-38
39	REMEDIAL-A-39
40	REMEDIAL-A-40
41	REMEDIAL-A-41
42	REMEDIAL-A-42
43	REMEDIAL-A-43
44	REMEDIAL-A-44
45	REMEDIAL-A-45



## BOTA ESPECIAL NEW CONFORT

Referencia CONFORT

Bota especial de apertura total, ancho especial y regulable mediante cierre de velcro. En la parte trasera dispone de cierre de cremallera para facilitar la colocación. Incorpora el tratamiento Sanitized que aporta protección antibacteriana y una mayor durabilidad y frescor. Unisex en color azul marino.

Nº CALZADO	REFERENCIA
35	CONFORT-35AZ
36	CONFORT-36AZ
37	CONFORT-37AZ
38	CONFORT-38AZ
39	CONFORT-39AZ
40	CONFORT-40AZ
41	CONFORT-41AZ
42	CONFORT-42AZ
43	CONFORT-43AZ
44	CONFORT-44AZ
45	CONFORT-45AZ



## ZAPATO ESPECIAL NEW CITY

Referencia CITY

Zapato especial de apertura total, ancho especial y regulable mediante cierre de velcro. En la parte trasera dispone de cierre de cremallera para facilitar la colocación. Incorpora el tratamiento Sanitized que aporta protección antibacteriana y una mayor durabilidad y frescor. Unisex en color negro o marrón.

Nº CALZADO	REFERENCIA
35	CITY-35
36	CITY-36
37	CITY-37
38	CITY-38
39	CITY-39
40	CITY-40
41	CITY-41
42	CITY-42
43	CITY-43
44	CITY-44
45	CITY-45





## Pediatría



## NEWPORT PEDIÁTRICO

Referencia

392.

Ortesis de cadera bilateral para uso infantil compuesta por cesta pélvica, articulación VIRTUAL PLUS y musleras en termoplástico ajustables.

Con la articulación VIRTUAL PLUS se consigue un control idóneo de la flexo-extensión, aducción y abducción.

También disponible con barra abductora regulable de muy fácil adaptación.

### INDICACIONES:

- Niños con tendencia a la subluxación de la cadera.
- Procesos post-operatorios en los que sea necesaria una estabilización de la cadera.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CINTURA	CONTORNO MUSLO	ALTURA TROCANTER-RODILLA
S	3920	48-51 cm	27-31 cm	21-26 cm
M	3921	51-56 cm	28-35 cm	24-30 cm
L	3922	55-61 cm	32-39 cm	29-36 cm
XL	3923	61-65 cm	36-43 cm	35-42 cm



OPCIÓN: Barra Abductora  
Ref. 3950 (talla S). Ref. 3951 (resto tallas)



## COXAFLEX

Referencia

23-300

Coxaflex es una férula de flexión y abducción originalmente diseñada por el Dr Gekeler. La ortesis ofrece los beneficios de una amplia experiencia clínica e inmejorables resultados tras su utilización.

### INDICACIONES:

- Displasia de cadera.
- Pronación de la articulación de cadera con tendencia a la luxación.
- Luxación de cadera leve.

TALLA	REFERENCIA	EXTENSIÓN MÍNIMA	EXTENSIÓN MÁXIMA	CONTORNO MUSLO
S	23-300-001	9,5 cm	16 cm	12-20 cm
M	23-300-002	11 cm	17,5 cm	18-25 cm
L	23-300-003	12,5 cm	19 cm	24-30 cm



## CORRECTIO

Referencia

20519

Ortesis para la prevención y el tratamiento de la luxación congénita de cadera. La férula de apoyo garantiza un cuidado totalmente higiénico de la región anal y de los genitales, evitando erupciones cutáneas, llagas, inflamaciones de los ganglios linfáticos de la ingle, etc.

Debido a la banda de acero elástica, la férula de apoyo asegura una movilidad restringida.

TALLA	REFERENCIA	ANCHO DE APOYO
XS	20519-000	16-20 cm
S	20519-100	20-24 cm
M	20519-200	22-26 cm
L	20519-300	26-30 cm
XL	20519-400	30-34 cm



## MIGNON REGULABLE

Referencia 20525

Calzón de luxación para lactantes y niños pequeños con ligeras alteraciones en la formación de las articulaciones de la cadera o con displasia.

TALLA	REFERENCIA	ANCHO DE APOYO
0	20525-0RE	14-16 cm
1	20525-1RE	15-18 cm
2	20525-2RE	17-21 cm
3	20525-3RE	20-25 cm
4	20525-4RE	24-30 cm
5	20525-5RE	29-37 cm



## ARNÉS DE PAVLIC

Referencia 23400 / 70

Ortesis en forma de correa para la luxación congénita de cadera. No tiene elementos plásticos ni metálicos que puedan generar agarrotamientos musculares u obstrucción del flujo sanguíneo.

Su sistema de anclaje por clips permite un cómodo proceso de colocación. Este peculiar diseño del arnés, permite practicar un examen clínico, radiológico y una perfecta higiene sin la necesidad de quitar la ortesis.

A. PROFILIUS (TEUFEL)			
TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE PECHO	LONGITUD DE PIE MÁXIMA
S	23400-011	30-40 cm	6 cm
S+	23400-012	30-40 cm	7,5 cm
M	23400-022	40-50 cm	7,5 cm

B. URIEL		
TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA ENTRE ABDUCCIÓN
XS	70-000	38-42 cm
S	70-100	42-45 cm
M	70-200	45-48 cm
L	70-300	48-52 cm



B. URIEL



A. PROFILIUS (TEUFEL)

## ORTESIS WALKER INFANTIL

Referencia W4

Ortesis Walker concebida para generar una eficiente inmovilización de la articulación tibiotarsiana, facilitando la deambulacion gracias a su suela antideslizante con curvatura elipsoidal que proporciona un óptimo balanceo en la pisada. Todos los materiales empleados en su fabricación son ligeros y sólidos de modo que se logra una excelente estabilización sin llegar a mermar el confort.

### INDICACIONES:

- Post- Operatorio del tendón de Aquiles.
- Tratamiento conservatorio para la inestabilidad ligamentosa.
- Control de la hiperextensión crónica.
- Tendinitis de los extensores del pie tras retirada de yesos en fracturas del tercio inferior de la tibia.
- Lesiones del nervio ciático poplíteo externo.

TALLA	REFERENCIA	Nº CALZADO
S	W4-S	21-23
M	W4-M	24-26
L	W4-L	27-29
XL	W4-XL	30-34




## ANTIEQUINO PEDIÁTRICO

Referencia 358.

Antiequino pediátrico en polipropileno, especialmente diseñado para adaptarse al calzado y de uso muy cómodo. Indicado para prevención y tratamiento del pie equino y de la hemiplejía y displejía.

TALLA	REFERENCIA		LONGITUD DE PLANTILLA	ALTURA DE CAÑA
	IZQUIERDA	DERECHA		
S	3581	3586	10 cm	16 cm
M	3582	3587	11 cm	19 cm
L	3583	3588	12 cm	23 cm
XL	3584	3589	13 cm	25 cm
XXL	3585	3590	15 cm	28 cm



## UFO PEDIÁTRICO

Referencia 361.

Ortesis pediátrica "UFO" fabricada con un polímero muy resistente a la fatiga y forrada internamente en tejido "COOLFOAM". Es cómoda y permite mantener el rango de la dorsiflexión. Esta exclusiva ortesis infantil de extremidad inferior posiciona el pie y tobillo en un óptimo alineamiento para mantener el soleo en posición correcta mientras el paciente está acostado.

Cuando se combina con un inmovilizador de rodilla, el UFO permite igualmente mantener en extensión las dos articulaciones del grupo gastrocnemio.

### INDICACIONES:

- Parálisis cerebral u otras alteraciones neuromusculares.
- Marcha en puntillas idiopática.
- Trastornos graves.
- Tirantez de pie y tobillo.
- Facilita la extensión del tendón de Aquiles.



TALLA	REFERENCIA	NÚMERO CALZADO	ALTURA	LONGITUD PLANTILLA
S	3614.02	16-23	16,5 cm	14 cm
M	3615.02	23-27	20 cm	16 cm
L	3616.02	27-31	26,5 cm	19 cm

## ORTESIS PEDIÁTRICA DE PIE WEATHON

Referencia 38.

Ortesis pediátrica de Wheaton para el tratamiento del metatarso aducto. Sus tres puntos de apoyo mantienen el talón y el antepié en una óptima posición.

Para niños entre 3 y 36 meses aproximadamente.

TALLA	REFERENCIA		EDAD APROXIMADA	LONGITUD DE PIE
	IZQUIERDA	DERECHA		
XS	3849L	3849R	0-2	8 cm
S	3850L	3850R	3-8	9 cm
M	3851L	3851R	9-15	11 cm
L	3852L	3852R	16-24	12 cm
XL	3853L	3853R	25-36	14 cm



Especialmente diseñada para adaptarse a la anatomía de los niños.



**CERVILASTIC**

Referencia 8273.

Collarín para soporte anatómico de las cervicales. Para uso durante día y noche.

→ Referencia: 82734 altura 4,5 cm

→ Referencia: 82735 altura 6,5 cm

Longitud: 46 cm

Color: Negro estampado



**EPIDYN**

Referencia 87237

Codera con acolchado de silicona con relieve para compresión y efecto masaje.

Circunferencia de codo: 18-20 cm

Color: Platinum



**MANU-HIT**

Referencia 87035

Muñequera con refuerzo dorsal y palmar.

Circunferencia de muñeca: 12-14 cm

→ Referencia (lado izquierdo): 87035-I

→ Referencia (lado derecho): 87035-D

Longitud: 17 cm

Color: Platinum



**GENU-HIT**

Referencia 87081

Rodillera con anillo acolchado de silicona y refuerzos laterales.

Medida inferior: 23-26 cm

Medida superior: 29-33 cm

Color: Platinum



**MALLEO-HIT**

Referencia 87074

Tobillera con acolchado de silicona con relieve.

Circunferencia por encima del tobillo: 16-18 cm

Color: Platinum



## TCFLEX AFO SYSTEM

Referencia

05.

El TCFlex es un tratamiento ortopédico único y progresivo para niños y adultos con problemas neuro-musculares, sensomotrices, ortopédicos y físicos. Estas ortesis fabricadas a medida, están diseñadas para estabilizar las estructuras del pie y del tobillo, permitiendo al paciente utilizar y potenciar su capacidad muscular.


Los distintos diseños de TCFlex están confeccionados en materiales termoplásticos, extremadamente finos y flexibles, que permiten al paciente recibir una respuesta propioceptiva a través del contacto total. La estabilidad proporcionada por estas ortesis, aseguran la óptima alineación de las extremidades inferiores. La alineación de la zona distal, activa el aprendizaje motor y facilita un mayor ajuste proximal de las estructuras óseas, así como un mayor equilibrio de los músculos. La combinación de la estabilidad y simplificación de las tareas motoras que proporciona la ortesis, crea un contexto para que el paciente mejore las capacidades motoras y de deambulación.

El nuevo TCFlex AFO System está disponible en 15 modelos, que se agrupan en cuatro categorías para ayudar a la diferenciación de cada ortesis, así como facilitar la prescripción.

SUB MALEOLAR ABIERTO	SUB MALEOLAR CERRADO	SUPRAMALEOLAR (SMO)	LEAF SPRING
0510A 	0511A 	0512A 	0520A 
LEAF SPRING COMBO	PLANTAR BLOCKER	FULL BLOCKER COMBO	FULL BLOCKER RESTING
0521A 	0522A 	0523A 	0524A 
DORSI-FREE OVERLAP	DORSI-FREE STRETCH	WRAP ARTICULADO	COMBO ARTICULADO
0530A 	0531A 	0532A 	0533A 
FULL BLOCKER REACTOR	DORSI-BLOCKER REACTOR	TRANSFORMER	MIB
0540A 	0541A 	0542A 	El MIB añade ventajas adicionales al forro convencional, mejora el ajuste y la comodidad, es irrompible y perfecto para pacientes pediátricos. 



## Mastectomía



## PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA SIMÉTRICA

Referencia 701

Prótesis de mama simétrica en forma de lágrima, adaptable a cualquier tipo de pecho. La extensión se coloca bajo el brazo. Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo. La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA*	REFERENCIA
55	701-055
60	701-060
65	701-065
70	701-070
75	701-075
80	701-080
85	701-085
90	701-090
95	701-095
100	701-100
105	701-105
110	701-110
115	701-115
120	701-120
125	701-125
130	701-130

\*Talla europea

## PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA ASIMÉTRICA

Referencia 711

Prótesis de mama en forma asimétrica, más ergonómica que la simétrica, gracias a la extensión hacia arriba. Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo. La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA *	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
55	711-055I	711-055D
60	711-060I	711-060D
65	711-065I	711-065D
70	711-070I	711-070D
75	711-075I	711-075D
80	711-080I	711-080D
85	711-085I	711-085D
90	711-090I	711-090D
95	711-095I	711-095D
100	711-100I	711-100D
105	711-105I	711-105D
110	711-110I	711-110D
115	711-115I	711-115D
120	711-120I	711-120D
125	711-125I	711-125D
130	711-130I	711-130D

\*Talla europea

## PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA TRIANGULAR

Referencia

712

Prótesis de mama simétrica con forma triangular. Con base ancha, esta prótesis está recomendada para mujeres de gran pecho y busto plano. Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA*	REFERENCIA
75	712-075
80	712-080
85	712-085
90	712-090
95	712-095
100	712-100
105	712-105
110	712-110
115	712-115
120	712-120
125	712-125
130	712-130

\*Talla europea

## PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA LIGERA SIMÉTRICA

Referencia

701L

Prótesis de mama simétrica en forma de lágrima un 30% más ligera, adaptable a cualquier tipo de pecho. La extensión se coloca bajo el brazo. Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA*	REFERENCIA
75	701L-075
80	701L-080
85	701L-085
90	701L-090
95	701L-095
100	701L-100
105	701L-105
110	701L-110
115	701L-115
120	701L-120
125	701L-125
130	701L-130

\*Talla europea

## PRÓTESIS DE MAMA MÁXIMA LIGERA TRIANGULAR

Referencia 712L

Prótesis de mama simétrica con forma triangular, un 30% más ligera. Con base ancha, esta prótesis está recomendada para mujeres de gran pecho y busto plano.

Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.



TALLA*	REFERENCIA
75	712L-075
80	712L-080
85	712L-085
90	712L-090
95	712L-095
100	712L-100
105	712L-105
110	712L-110
115	712L-115
120	712L-120
125	712L-125
130	712L-130

\*Talla europea

## SUJETADOR EWA

Referencia ESU

Sujetador 100% de algodón bilateral, en color beige y con tirante ancho para evitar posibles problemas derivados de la sustentación de la prótesis.

Copa B

TALLA*	REFERENCIA
65	ESU-065
70	ESU-070
75	ESU-075
80	ESU-080
85	ESU-085
90	ESU-090
95	ESU-095
100	ESU-100
105	ESU-105
110	ESU-110
115	ESU-115
120	ESU-120

\*Talla europea



## BANDA PECTORAL

Referencia 07039

Banda pectoral indicada en procesos post-operatorios e implantes subcutáneos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO DE TÓRAX
S	07039-100	86-92 cm
M	07039-200	92-98 cm
L	07039-300	98-108 cm
XL	07039-400	108-114 cm
XXL	07039-500	Más de 114 cm





# Bazar



## FAJA LUMBAR DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Referencia ST11

Faja lumbar talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA	REFERENCIA
Única	ST11



## CODERA CLÁSICA DE NEOPRENO TALLA ÚNICA SPORT

Referencia ST95

Codera clásica talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA	REFERENCIA
Única	ST95



## GRAPA EPICONDILITIS DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Referencia ST91

Grapa epicondilitis talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA	REFERENCIA
Única	ST91



## MUÑEQUERA DE NEOPRENO CON SUJECCIÓN DE PULGAR DE TALLA ÚNICA SPORT

Referencia ST25

Muñequera con sujeción de pulgar talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA	REFERENCIA
Única	ST25



## MUSLERA DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Referencia

ST49

Muslera talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
ST49

## RODILLERA RÓTULA ABIERTA DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Referencia

ST45X

Rodillera con rótula abierta talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
ST45X

## TOBILLERA CRUZADO AJUSTABLE DE NEOPRENO DE TALLA ÚNICA SPORT

Referencia

ST37

Tobillera cruzado ajustable talla única de neopreno de 3 mm de máxima calidad. Diseñada para su adaptación a cualquier talla, gracias a su sistema de velcros que permite un ajuste individual óptimo.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
ST37

## FAJA LUMBAR NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC07

Faja lumbar talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
AC07

## CODERA CLÁSICA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC95

Codera clásica talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
AC95

## GRAPA EPICONDILITIS NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC91

Grapa epicondilitis talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
AC91

## MUÑEQUERA CON PLACA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC27R/ AC27L

Muñequera con placa talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA	REFERENCIA	LADO
Única	AC27L	Izquierdo
Única	AC27R	Derecho



## MUÑEQUERA CON SUJECCIÓN DE PULGAR TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC25

Muñequera con sujeción de pulgar talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA	REFERENCIA
Única	AC25



## MUÑEQUERA CON SOPORTE PULGAR NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC28

Muñequera con soporte de pulgar talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA	REFERENCIA
Única	AC28



## RODILLERA CLÁSICA RÓTULA ABIERTA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC45X

Rodillera con rótula abierta talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
AC45X



## RODILLERA ARTICULADA RÓTULA ABIERTA NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC43D

Rodillera articulada con rótula abierta talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
AC43D



## TOBILLERA AJUSTABLE NEOPRENO TALLA ÚNICA ACTIVE

Referencia

AC37

Tobiltera ajustable talla única de neopreno URIEL ACTIVE. Confeccionada con el innovador tejido "Air Mesh", compuesto de micro-hilos, con una disposición única de diminutos orificios que permiten el desarrollo de un principio activo que facilita la circulación de aire desde el exterior, eliminando la humedad y el calor corporal acumulados.

La piel se mantiene fresca y sin olores, incluso después de horas de uso, ya que la sudoración se transfiere al exterior del tejido donde es eliminada por evaporación.

La combinación de "Air Mesh" con neopreno permite obtener grandes ventajas como producto ortopédico. La línea URIEL ACTIVE es muy resistente, cómoda, confortable, fresca y sin olores lo que la hace especialmente apropiada tanto para la práctica deportiva como para personas con altas demandas de movilidad.



TALLA  
Única

REFERENCIA  
AC37



## LÍNEA RELAXMATERNITY

Referencia 5100/5200/5700/5710

Relaxmaternity es la línea completa de lencería sin costuras diseñada específicamente para mujeres embarazadas que buscan calidad y confort. Cada uno de los artículos son de la más alta calidad, creados con tecnología de vanguardia e ideados para ofrecer la máxima eficacia de uso, belleza y protección higiénica. Incorporan el tratamiento antibacteriano Sanitized que garantiza una protección higiénica segura y constante, además de una protección antialérgica.



### RELAXMATERNITY PREMAMA

Referencia 5100



La faja RelaxMaternity PRE está diseñada para crecer gradualmente a lo largo de los meses de gestación. Sostiene sin comprimir y se dilata progresivamente con el crecimiento del bebé. Con refuerzo abdominal que favorece el máximo confort, protección y sostén.

Colores blanco y beige.

TALLA*	REF BEIGE	REF BLANCO
S	5100-1	5100-1BL
M	5100-2	5100-2BL
L	5100-3	5100-3BL
XL	5100-4	5100-4BL

\*Consultar tabla de medidas en página 84

### RELAXMATERNITY NURSING BRA

Referencia 5700



Nuevo sujetador para lactancia sin costuras totalmente innovador. La apertura para la lactancia es simple y rápida, lo que permite efectuar la operación con una sola mano. El tejido es sumamente elástico para adaptar el seno a los posibles cambios de volumen. Color blanco.

TALLA*	REF
S	5700-1 BL
M	5700-2 BL
L	5700-3 BL
XL	5700-4 BL

\*Consultar tabla de medidas en página 84

### RELAXMATERNITY POST-PARTO

Referencia 5200



Faja post-parto que favorece el proceso natural de readaptación del cuerpo después del embarazo. Su especial conformación ayuda a recuperar la elasticidad de los tejidos que sostienen el abdomen, vientre y espalda.

Indicada para recuperar el tono muscular y estilizar su silueta.

Colores blanco y beige.

TALLA*	REF BEIGE	REF BLANCO
S	5200-1	5200-1BL
M	5200-2	5200-2BL
L	5200-3	5200-3BL
XL	5200-4	5200-4BL

\*Consultar tabla de medidas en página 84

### RELAXMATERNITY SMART BRA

Referencia 5710



Nuevo concepto en sostenes de lactancia, de amplio escote y gran elasticidad para simplificar el desempeño de la función. Con un cómodo diseño especialmente concebido para no generar problemas ni molestias en las glándulas mamarias ni ganglios linfáticos de las axilas.

Totalmente sin costuras.

Color blanco

TALLA*	REF
S	5710-1BL
M	5710-2BL
L	5710-3BL
XL	5710-4BL

\*Consultar tabla de medidas en página 84

### FAJA EMBARAZADA SERIE LUXE

Referencia 18

Faja de embarazada con refuerzo lumbar, zona abdominal super elástica y bandas de contención en bajo vientre.

#### INDICACIONES:

- Sustentación ventral durante los meses de embarazo.

TALLA	REFERENCIA	TALLA DE ROPA
1	18-110	36-38
2	18-210	38-40
3	18-310	42-44
4	18-410	46-48



## FARMACELL BÁSIC MICROMASAJEANTE

Referencia

F-112/F-113/F-122/F-123/F-132/F-142/F-133

Farmacell es una línea de artículos realizados con el exclusivo microtejido patentado "con trama de abeja", caracterizado por pequeños relieves que encierran zonas lisas, las cuales realizan un suave pero eficaz efecto masaje.

Su particular estructura, con el constante micromasaje, alisa la piel y es eficaz contra las alteraciones estéticas causadas por la celulitis, favoreciendo la circulación y ayudando a la eliminación de las acumulaciones adiposas y las toxinas sobrantes. Clínicamente testado.



### VEST CLASSIC

Referencia F-142

Camiseta de tirantes.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-142-S
38-42	F-142-M/L
42-46	F-142-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### SHORT CLASSIC

Referencia F-112

Short sobre la rodilla.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-112-S
38-42	F-112-M/L
42-46	F-112-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### SHORT TOP

Referencia F-113

Short sobre la rodilla con cintura alta.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-113-S
38-42	F-113-M/L
42-46	F-113-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### FITNESS CLASSIC

Referencia F-122

Short debajo de la rodilla.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-122-S
38-42	F-122-M/L
42-46	F-122-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### FITNESS TOP

Referencia F-123

Short debajo de la rodilla con cintura alta.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-123-S
38-42	F-123-M/L
42-46	F-123-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### FUSEAUX CLASSIC

Referencia F-132

Mallas hasta el tobillo.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-132-S
38-42	F-132-M/L
42-46	F-132-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### FUSEAUX EXTRA

Referencia F-133

Mallas hasta el tobillo con cintura alta.  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-133-S
38-42	F-133-M/L
42-46	F-133-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84

## FARMACELL BÁSIC SHAPE

Referencia

F-302/ F-312/ F-342

Con acción masajeadora y efecto Push-up. La principal característica de la línea Shape es la de incorporar bandas elásticas con distintos niveles de compresión que garantizan un efecto modelante y push-up. Con una única prenda se obtiene un efecto adelgazante y modelante.



### MINI SHORT SHAPE

Referencia F-302

Mini- Short  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-302-S
38-42	F-302-M/L
42-46	F-302-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### SHORT SHAPE

Referencia F-312

Short sobre la rodilla  
Color: Negro

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-312-S
38-42	F-312-M/L
42-46	F-312-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84



### VEST SHAPE

Referencia F-342

Camiseta sin mangas  
Color blanco

TALLA*	REFERENCIA
34-38	F-342-S
38-42	F-342-M/L
42-46	F-342-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84

## FARMACELL SILVER SHORT CLASSIC (HILO DE PLATA)

Referencia

F-512



Short sobre la rodilla de microfibra e hilo de plata X-Static con efecto masajeador. Su particular diseño permite que la fibra de plata esté en permanente contacto con la piel. Los principales beneficios de la línea Silver derivan de las propiedades de la fibra de plata X-Static: natural, antiolor, antimicrobiana, termorreguladora y antiestática. Color negro.

TALLA*	REFERENCIA
36-40	F-512-S
42-44	F-512-M/L
46-50	F-512-XL

\*Consultar tabla de medidas en página 84


## TABLA DE MEDIDAS LÍNEA RELAXMATERNITY

Referencia 5100/ 5200/ 5700/ 5710

TALLA	C	D	TALLA DE ROPA
S	60 cm	85 cm	34
M	67 cm	91 cm	36-38
L	75 cm	99 cm	40-42
XL	83 cm	107 cm	44-46



TALLA	A	B	TALLA DE SUJETADOR
S	90 cm	75 cm	90
M	95 cm	80 cm	95
L	100 cm	85 cm	100
XL	105 cm	90 cm	105



## TABLA DE MEDIDAS LÍNEA FARMACELL

Referencia F-112/ F-113/ F-122/ F-123/ F-132/ F-133/ F-142/ F-302/ F-312/ F-342/ F-512

TALLA	B	C	TALLA DE ROPA
S	61-70 cm	85-94 cm	34-38
M/L	67-76 cm	91-100 cm	38-42
XL	73-85 cm	97-108 cm	42-46



TALLA	A	B	TALLA DE ROPA
S	78-88 cm	61-70 cm	34-38
M/L	85-95 cm	67-76 cm	38-42
XL	92-103 cm	73-85 cm	42-46



Relaxmaternity Baby es una completa línea de ropa interior sin costuras, diseñada para niños y niñas de 6 a 36 meses. En su fabricación se emplea una novedosa tecnología que proporciona una considerable flexibilidad y confort, asegurando la adaptación de una sola talla a todas las edades indicadas.

Todos estos productos han sido confeccionados empleando los mejores materiales para garantizar el mayor estándar de calidad y confort. La fibra de algodón (96%) asegura un agradable y natural contacto con la piel, sin efectos alérgicos. Gracias a su elasticidad, las prendas proporcionan un cómodo y suave agarre, con total libertad para el niño sin peligro de generar ningún tipo de roce o abrasión.

## SLIP BABY UNISEX



Ref: 5900-BL

## BOXER BABY UNISEX



Ref: 5910-BL

## CAMISETA SIN MANGAS BABY UNISEX



Ref: 5940-BL

## CAMISETA CON MANGAS BABY UNISEX



Ref: 5950-BL

## BODY SIN MANGAS BABY UNISEX



Ref: 5920-BL

## BODY MANGA CORTA BABY UNISEX



Ref: 5930-BL

## MEDIAS Y PANTYS DE COMPRESIÓN GRADUADA

Referencia

43./77./78./79./85./87./88./89./98.

Pantys y medias de compresión graduada especialmente diseñados para la prevención y el tratamiento de problemas de circulación en las piernas. Los productos Relaxsan son fabricados de acuerdo a las normas del marcado CE para dispositivos médicos de clase 1. Esta línea está fabricada con hilos de alta calidad para garantizar una larga durabilidad y procurar una acción antialérgica al contacto con la piel.

El grado de compresión es el aplicado al tobillo, disminuyendo gradualmente hasta la ingle, el 70% en la pantorrilla y el 40% en el muslo, lo que garantiza la correcta circulación sanguínea.

El tratamiento Sanitized garantiza una constante acción antibacteriana y antialérgica.

Categorías de compresión:

40DEN (8-11 mmHg)- Compresión muy ligera que facilita la circulación sanguínea en las piernas y alivia la fatiga y el cansancio.

70DEN (12-17 mmHg)- Compresión ligera indicada para trastornos circulatorios ligeros, tendencia a varices y para mujeres embarazadas.

140DEN (18-22 mmHg)- Compresión normal, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas, hinchazón y para mujeres embarazadas que padezcan varices.

280DEN (22-27 mmHg)- Compresión fuerte, indicada como terapia de insuficiencia venosa, varices, post-quirúrgica, edemas y flebitis, así como prevención de trombosis.



CORTA

Referencia 85.

LARGA CON PUNTILLA

Referencia 77./87.

PANTY

Referencia 43./78./88./98.

PANTY PREMAMA

Referencia 79./89.



Todos los modelos de pantys y medias Relaxsan están disponibles en 5 tallas.

MEDIA CORTA: REFERENCIA		GRADO DE COMPRESIÓN
NEGRO	NATURAL	
85199	85121	140 DEN

MEDIA CON PUNTILLA: REFERENCIA				GRADO DE COMPRESIÓN
NEGRO	NATURAL	FUMÉ	SABLE	
77199	-	-	77136	70 DEN
87199	87121	-	-	140 DEN

PANTY: REFERENCIA				GRADO DE COMPRESIÓN
NEGRO	NATURAL	FUMÉ	SABLE	
43199	43121	43187	-	40 DEN
78199	78121	78187	78136	70 DEN
88199	88121	-	88136	140 DEN
98199	-	-	98136	280 DEN

PANTY PREMAMA: REFERENCIA		GRADO DE COMPRESIÓN
SABLE		
79136		70 DEN
89136		140 DEN

## CALCETÍN DE COMPRESIÓN

Referencia

92.

Línea de calcetines de algodón de compresión graduada para hombre, para prevención y tratamiento de problemas relativos a la circulación sanguínea de las piernas, gracias a la compresión graduada.

Compresión 140DEN (18-22mmHg): Compresión normal, indicada como terapia de insuficiencia venosa crónica ligera, venas varicosas e hinchazón.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO	CONTORNO TOBILLO
	NEGRO	AZUL		
2	92299	92270	37-39	20-22 cm
3	92399	92370	39-41	22-24 cm
4	92499	92470	41-43	24-26 cm
5	92599	92570	43-45	26-28 cm
6	92699	92670	45-47	28-30 cm



## CALCETÍN DIABÉTICO HILO DE PLATA

Referencia

55.

Calcetín fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no comprime ni dificulta la circulación, con una zona anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

Beneficios del X-Static (hilo de plata): natural, antiestática, terapéutica, antimicrobiana, antiolor y termorreguladora.

TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	NEGRO	AZUL	
1	55199	55170	35-37
2	55299	55270	37-39
3	55399	55370	39-41
4	55499	55470	41-43
5	55599	55570	43-45
6	55699	55670	45-47



## CALCETÍN LARGO DIABÉTICO HILO DE PLATA NEGRO

Referencia

55.L

Calcetín largo fabricado en algodón y X-Static, con propiedades excepcionales para las personas que sufren de diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no comprime ni dificulta la circulación, con una zona anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

Beneficios del X-Static (hilo de plata): natural, antiestática, terapéutica, antimicrobiana, antiolor y termorreguladora.

TALLA	REFERENCIA NEGRO	NÚMERO DE CALZADO
2	55299L	37-39
3	55399L	39-41
4	55499L	41-43
5	55599L	43-45
6	55699L	45-47



## CALCETÍN CORTO DIABÉTICO HILO DE PLATA

Referencia 55.S

Calcetín corto de plata X-STATIC.

100% Natural: Recomendado para pieles con problemas alérgicos, totalmente inocuo, no contiene ningún producto químico o tóxico.

Anti-microbiano: Ayuda a combatir las bacterias y agentes que causan malos olores. Elimina los hongos responsables de causar el pie de atleta.

Termodinámico y antiestático: Gracias a su conductividad térmica y propiedades antiestáticas.

Anti-olor: Neutraliza el amoníaco y las proteínas desnaturalizadas, dos de las principales causas del mal olor.



TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	BLANCO	NEGRO	
1	55110S	55199S	35-37
2	55210S	55299S	37-39
3	55310S	55399S	39-41
4	55410S	55499S	41-43
5	55510S	55599S	43-45
6	55610S	55699S	45-47

## CALCETÍN DIABÉTICO CON DEDOS HILO DE PLATA

Referencia 65.C

Calcetín con diseño individual para los dedos del pie, fabricado en algodón y X-Static.

Dispone de propiedades excepcionales para personas que sufren de diabetes, pie de atleta y por lo general todo tipo de pies sensibles y delicados.

Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no comprime ni dificulta la circulación.

Dispone además de un diseño anatómico que permite la adherencia del calcetín al pie sin generar pliegues, con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.



TALLA	REFERENCIA COLOR NEGRO	NÚMERO DE CALZADO
1	65199C	35-37
2	65299C	37-39
3	65399C	39-41
4	65499C	41-43
5	65599C	43-45
6	65699C	45-47

## CALCETÍN BLANCO ALGODÓN E HILO DE PLATA CON SUELA ACOLCHADA

Referencia 55.P

Calcetín con suela acolchada fabricado en algodón y X-Static. Dispone de propiedades excepcionales para personas que sufren de diabetes, pie de atleta y por lo general, todo tipo de pies sensibles y delicados.

Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de forma que no comprime ni dificulta la circulación.

Dispone además de un diseño anatómico que permite la adherencia del calcetín al pie sin generar pliegues, con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con los dedos de los pies.

El acolchado de la suela proporciona un mayor confort y comodidad, así como una mayor protección en el pie.



TALLA	REFERENCIA COLOR BLANCO	NÚMERO DE CALZADO
1	55110P	35-37
2	55210P	37-39
3	55310P	39-41
4	55410P	41-43
5	55510P	43-45
6	55610P	45-47

## CALCETÍN DIABÉTICO HILO DE CANGREJO

Referencia 56.

Calcetín fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las personas que sufren diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de modo que no comprime ni dificulta la circulación, con una forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con lo dedos de los pies.

Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo): función antibacteriana, previene la deshidratación, biodegradable y regenera los tejidos.



TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	NEGRO	AZUL	
1	56199	56170	35-37
2	56299	56270	37-39
3	56399	56370	39-41
4	56499	56470	41-43
5	56599	56570	43-45
6	56699	56670	45-47

## CALCETÍN LARGO DIABÉTICO HILO DE CANGREJO NEGRO

Referencia 56.L

Calcetín largo fabricado en algodón y Crabyon, con propiedades excepcionales para las personas que sufren diabetes, artritis, pie de atleta, pies sensibles y delicados. Se trata de un calcetín sin compresión, con borde elástico en la parte superior, de modo que no comprime ni dificulta la circulación, con una forma anatómica que permite que esté siempre adherido, evitando los pliegues y con una costura totalmente plana para evitar cualquier tipo de abrasión al contacto con lo dedos de los pies.

Beneficios del Crabyon (hilo de cangrejo): función antibacteriana, previene la deshidratación, biodegradable y regenera los tejidos.



TALLA	REFERENCIA	NÚMERO DE CALZADO
	AZUL	
2	56299L	37-39
3	56399L	39-41
4	56499L	41-43
5	56599L	43-45
6	56699L	45-47

## CALCETÍN CORTO DIABÉTICO HILO DE CANGREJO

Referencia 56.S

Calcetín corto en fibra de cangrejo.

**Función antibacteriana.** La función antibacteriana de la fibra que compone el tejido se mantiene activa durante toda la vida del producto.

Recomendado para pieles débiles y sensibles. La fibra de cangrejo ayuda a prevenir la deshidratación de la piel gracias a que su capacidad de mantener el nivel de humedad es superior a la de cualquier otro tejido. Al mismo tiempo, dispone de una capa de terciopelo que impide la irritación de la piel.

Beneficios del Crabyon: Función antibacteriana, biodegradable y con propiedades regenerativas de tejidos que ayudan a prevenir hemorragias.



TALLA	REFERENCIA		NÚMERO DE CALZADO
	BLANCO	NEGRO	
1	56110S	56199S	35-37
2	56210S	56299S	37-39
3	56310S	56399S	39-41
4	56410S	56499S	41-43
5	56510S	56599S	43-45
6	56610S	56699S	45-47

## TALONERA DE SILICONA

Referencia 4W100

Talonera de silicona con cazoleta 100% viscoelástica, con doble densidad en la zona central. Especialmente indicada para la práctica deportiva ya que protege el talón de traumas provocados por impactos violentos. Previene la tendinitis y las lesiones de talón.



TALLA	REFERENCIA	Nº DE CALZADO
S	4W100-S	34-37
M	4W100-M	37-40
L	4W100-L	40-45

## PLANTILLA DE SILICONA

Referencia 4W108

Plantilla de silicona 100% viscoelástica con descarga metatarsal y doble densidad para liberar las zonas más problemáticas del pie como son talón, arco y metatarsos.

Indicadas especialmente en aquellas personas afectadas de artrosis, tanto en cadera, rodilla, tobillo y para problemas crónicos de espalda.



TALLA	REFERENCIA	Nº DE CALZADO
S	4W108-S	37-38
M	4W108-M	39-40
L	4W108-L	41-42
XL	4W108-XL	43-44
XXL	4W108-XXL	45-46

## PLANTILLA EVALUX

Referencia 141S

Plantilla prefabricada en material antialérgico Evalux, con arco longitudinal interno en goma espuma de alta densidad y descarga metatarsal con forma de barra. Semielaboradas

NÚMERO CALZADO	REFERENCIA	
	HOMBRE	MUJER
35	-	141SDF1-35
36	-	141SDF1-36
37	-	141SDF1-37
38	141SUF3-38	141SDF1-38
39	141SUF3-39	141SDF1-39
40	141SUF3-40	141SDF1-40
41	141SUF3-41	141SDF1-41
42	141SUF3-42	
43	141SUF3-43	
44	141SUF3-44	
45	141SUF3-45	
46	141SUF3-46	



## PLANTILLA EASY FIT

Referencia

305

Plantilla tricapa con arco longitudinal intercambiable y núcleo elástico insertado en la zona del talón que proporciona una amortiguación extra. Junto con la plantilla se suministran dos pares de cuñas supinadoras desmontables del arco interno. Una amarilla de elevación medio-baja y otra de elevación alta. También puede utilizarse sin inserción de cuñas, dependiendo del uso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Soporte ideal para uso diario y prácticas deportivas.
- Alivio del dolor en pies y parte baja de la espalda.
- Mejora la distribución del peso corporal.
- Dispone de dos cuñas de pvc de diferentes grosores para soporte del arco en función de los requerimientos individuales.



### INDICACIONES DE USO

- Sin cuña: Uso deportivo
- Cuña amarilla: Uso cotidiano
- Cuña roja: Uso deportivo extremo (especial esquí)



TALLA	REFERENCIA	Nº DE CALZADO
S	305-050	35-36
M	305-150	37-38
L	305-250	39-40
XL	305-350	41-42
XXL	305-450	43-44

## PLANTILLA GEL CON EFECTO MASAJE

Referencia

302

- Plantillas de gel con efecto masaje para uso diario.
- El diseño ondulado en talón y antepié, en conjunción con la cobertura amarilla del arco, proporciona una absorción de impactos superior.
- El diseño en panal en el antepié mejora la transpiración favoreciendo la circulación del aire y regulando la temperatura dentro del zapato, manteniendo el pie seco.
- Las plantillas actúan como un acolchado antifatiga, proporcionando alivio en el tobillo, rodilla y cadera.
- Antibacteriano. La baja fricción que genera el tejido de la parte superior reduce los malos olores y previene la aparición de ampollas.



Las plantillas se suministran con un diseño recortable para un perfecto ajuste al tamaño de pie de cada usuario.

TALLA	REFERENCIA
40-46 (Hombre)	302 M
36-40 (Mujer)	302 W



## VENDAJE NEUROMUSCULAR KTAPE

Referencia

K-TAPE-MIX

- Vendaje neuromuscular de máxima calidad.
- Máxima adherencia y durabilidad (de 5 a 6 días).
- Apto para natación y deportes acuáticos.
- Óptima elasticidad para adaptación a todo tipo de formas y partes del cuerpo.
- Permite la transpiración de la piel.
- Adhesivo PH neutro.
- 100% algodón.
- Medidas 5m x 5 cm.



Unidad mínima de venta caja de 4 rollos (beige, negro, magenta y azul)



Fabricación 100% en Alemania. K Tape es una marca líder desde los años 90 con presencia en más de 40 países y proveedor de deportistas y equipos de élite.

## VENDAJE NEUROMUSCULAR URIEL SPORT

Referencia

KT

- Óptima adhesión.
- Algodón de máxima calidad.
- 100% transpirable.
- Disponible en cuatro colores que se pueden adquirir individualmente.



REFERENCIA	COLOR	MEDIDAS
KT-AZUL	AZUL	5m x 5cm
KT-BEIG	BEIG	5m x 5cm
KT-ROSA	ROSA	5m x 5cm
KT-NEGRO	NEGRO	5m x 5cm

Disponible expositor de 12 unidades bajo pedido a proveedor. Consultar disponibilidad.

## VENDAJE DE FRÍO CALOR ICE & GO

Referencia

801

Venda elástica con efecto frío para proporcionar un alivio inmediato. Fácil de usar. No es necesario refrigerar la venda. Mantiene el efecto frío durante horas.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alivio inmediato.
- Efecto frío de larga duración.
- Ideal para asistencia en lesiones deportivas.

### INDICACIONES:

- Esguinces.
- Contusiones.
- Otros traumatismos deportivos.





## AYUDAS TÉCNICAS



## CAMAS GERIÁTRICAS

Las camas geriátricas han dejado de ser un producto exclusivo de hospitales y residencias, para convertirse en un producto elemental del hogar si se está al cuidado de personas mayores, con problemas de movilidad o que precisen de estar mucho tiempo encamados. Los modelos de cama ECA ofrecen unos materiales de máxima calidad, así como un óptimo diseño de la estructura, para que el usuario disponga de un cómodo y placentero reposo, facilitando además las tareas a desarrollar por el cuidador.

### CARACTERÍSTICAS:

#### • Bastidor:

La zona de los pies ha sido redondeada para potenciar su estética en caso de no complementar con piecero de madera.

Dimensiones: 90x194 cm/ 105x194 cm.

Fabricado en tubo de acero de 45x25x1,5mm.

#### • Somier:

Fabricado en tubo de acero de 30x20x1,5 mm.

Grados de inclinación máxima:

- Camas manuales: Respaldo: 80° Piernas: 60°.

- Camas eléctricas: Respaldo: 60° Piernas: 35°.

#### • Lamas:

Fabricadas en madera con recubrimiento especial de corcho que actúa de aislante acústico, térmico y de amortiguación. Dicho recubrimiento lleva un tratamiento especial (patentado) que lo hace resistente al agua, a sustancias químicas e ignífugo. Al mismo tiempo, se evita el desplazamiento del colchón.

La sujeción de las lamas, fabricada en caucho, incorpora un nuevo sistema de suspensión activa y se incorporan tensores y doble lama en el punto de mayor presión y apoyo del somier.

#### • Patas:

Fabricadas en tubo de acero 50x1,5 mm.

Altura máxima: 41 cm.      Altura mínima: 31 cm.

Las ruedas aumentan la altura en 12 cm y tienen un diámetro de 10 cm.

Simple regulación sin necesidad de herramientas.

#### • Cabecero y piecero:

Dimensiones:

- Cama de 90: Cabecero: 90x56cm/ Piecero: 90x51cm

- Cama de 105: Cabecero: 105x56 cm / Piecero: 105x51 cm

Fabricado en MDF con asidero embellecedor y espesor de 19 mm.

#### • Motor:

Incorporan sistema de bajada de emergencia para casos de corte repentino de corriente eléctrica.

#### • Pintura:

El conjunto de la cama está pintado en epoxi con espesor de 80-85 micras, y secado al horno durante 45 minutos a temperatura entre 225° y 240°.

#### • Carro elevador:

Disponible para modelos eléctricos.

Altura máxima conseguida: 76 cm.

Altura mínima: 38 cm.

Resistencia testada: 150 kg.

#### • Otros datos de interés:

Todos los modelos pueden ser adquiridos sin cabecero ni piecero.

Disponibles patas con ruedas, así como diversos complementos.

Consulte otras medidas de ancho y longitud.



### CAMA GERIÁTRICA ECA 1

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Referencia ECA-1

Cama geriátrica de acero de 2 planos con manivela.



MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-1

### CAMA GERIÁTRICA ECA 2

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Referencia ECA-2

Cama geriátrica de acero de 3 planos con 2 manivelas.



MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-1

### CAMA GERIÁTRICA ECA 3

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Referencia ECA-3

Cama geriátrica de acero de 4 planos con 2 manivelas.



MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-3

### CAMA GERIÁTRICA ECA 4

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Referencia ECA-4

Cama geriátrica de acero de 3 planos con motor eléctrico.



MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-3

### CAMA GERIÁTRICA ECA 5

Referencia ECA-5

Cama geriátrica de acero de 4 planos con motor eléctrico.

Disponibles varias medidas bajo pedido a proveedor



MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-5-90
190 cm	105 cm	ECA-5-105

### CAMA GERIÁTRICA ECA 7

Referencia ECA-7

Cama geriátrica de acero de 4 planos con motor eléctrico y carro elevador.

Disponibles varias medidas bajo pedido a proveedor



MEDIDAS		REFERENCIA
LARGO	ANCHO	
190 cm	90 cm	ECA-7-90
190 cm	105 cm	ECA-7-105

## COMPLEMENTOS CAMAS GERIÁTRICAS ECO

Referencia

ECO



DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
Barandilla de protección abatible (Unidad)	(1)	ECO-1/2
Barandilla de protección abatible (Par)	(1)	ECO-1
Incorporador	(2)	ECO-2
Triángulo para incorporador	(2)	ECO-2-Rep
Soporte de sueros	(3)	ECO-3
Patas regulables en altura con ruedas	(4)	ECO-5

## MESITAS DE NOCHE

Referencia

Varias referencias

BAJO PEDIDO A  
PROVEEDOR

Básica



Mesita + Atril giratorio



Giratoria



## COLCHÓN ANTIESCARAS CON COMPRESOR

Referencia

ECO-18-1

Colchón antiescaras diseñado para el tratamiento y prevención de las úlceras por presión de categoría I en terapias domiciliarias o a corto plazo. El colchón en PVC se compone de 130 células de aire de unos 7 cm de altura, las cuales proporcionan un agradable confort. Se fija a la cama gracias a las solapas situadas en el lado superior e inferior del colchón. Fácil instalación y uso gracias a la posibilidad de ajustar el rango de confort. El compresor se puede acoplar a la estructura de la cama gracias a la disposición de dos enganches.



Incluye kit de reparación y tubo de goma de máxima calidad



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COLCHÓN

Dimensiones sin solapas	200x90x7 cm
Longitud de solapas	50cm+50 cm (lados superior e inferior)
Material colchón	PVC de grado médico TW NanYa EN71
Grosor material	0,32 mm
Resistencia al frío	-30°C
Número de células	130
Resistencia al peso	135 kg
Certificados	Rohs / CA-117 / EN-71
Garantía	12 meses

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMPRESOR

Especificaciones eléctricas	AC110V/220V 50Hz/60Hz
Rango de presión	40-100 mmHg
Salida de aire	6-7 L/min
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	27x13x10,5 cm
Revestimiento plástico	ABS
Duración del test	24 horas
Certificado	German TUV-CE IEC/ EN60601-1&60601-1-2
Garantía	12 meses

#### PRÓXIMAMENTE:

Colchón antiescaras con compresor para prevención de úlceras por presión de categoría II



## COLCHÓN VISCO SANITARIO

Referencia

ECO-16

El colchón ECO-16 combina dos capas de diferente grosor y densidad, ofreciendo un soporte que mejora la distribución de las presiones ejercidas por el peso del cuerpo en los puntos de apoyo, para de ese modo prevenir la aparición de úlceras por presión.

La capa superior, de espuma viscoelástica, ofrece una excelente comodidad al adaptarse perfectamente a la forma del cuerpo. La capa inferior, de poliuretano flexible, aporta firmeza garantizando un óptimo soporte en el reposo.



CAPA	DENSIDAD	DUREZA	GROSOR
Base de Poliuretano flexible	28 kg/m <sup>3</sup>	3,30 Kpa	10 cm
Espuma Viscoelástica	50 kg/m <sup>3</sup>	1,60 Kpa	5 cm

DISPONIBLE EN DOS MEDIDAS

MEDIDAS	REFERENCIA
90X190X15 cm	ECO-16-90
105X190X15 cm	ECO-16-105

El colchón se presenta enrollado

El colchón ECO-16 dispone de funda elástica exterior en color azul, impermeable, transpirable e ignífuga. Esta funda, fabricada en poliéster y poliuretano, ha sido diseñada para no limitar las propiedades de distribución de la presión del colchón viscoelástico.

Para facilitar su retirada del colchón dispone de cremallera oculta tras una doble solapa, lo cual evita el paso de líquidos.

La funda es lavable y desinfectable, con tratamiento antibacteriano, anti-ácaros y de biocompatibilidad (no cito-tóxico).



## COLCHÓN VISCOELÁSTICO STANDARD

Referencia

ECO-10

El colchón viscoelástico standard ofrece una óptima densidad para una inigualable mejora en el descanso. Proporciona una agradable y placentera sensación de ingravidez, liberando la tensión y aportando un óptimo soporte en la zona cervical.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo fabricado con la última tecnología en descanso y estructura ergonómicamente moldeable en la zona de contacto.
- Fabricado con estructura de celdas abiertas que garantizan un óptimo microclima y permite una perfecta transpiración.
- Alta sensibilidad al contacto y temperatura corporal para una óptima adaptación, minimizando los puntos de presión para una perfecta sustentación anatómica en cualquier postura.
- Contribuye a reducir los movimientos del cuerpo durante el sueño, facilitando un descanso relajado y placentero.
- Funda interior de protección.
- Funda exterior fabricada en tejido Stretch elástico, que incorpora un filamento de carbono con tratamiento antiestrés.
- Totalmente desenfundable.



REFERENCIA	ANCHO	LARGO	ALTURA TOTAL
ECO-10-90	90 cm	190 cm	22 cm
ECO-10-105	105 cm	190 cm	22 cm

## COLCHÓN VISCOELÁSTICO ALTA GAMA

Referencia

ECO-15

Colchón viscoelástico con diseño multicapa de diferentes densidades y con soporte multizona, que proporciona un máximo confort así como unas excelentes prestaciones. Ideal para camas articuladas.

Asegura una perfecta sustentación anatómica que incrementa el óptimo tiempo de descanso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo BiForm Plus con una capa extra viscoelástica, proporciona una óptima y placentera sensación de ingravidez así como un soporte multizona, asegurando una eficiente absorción de los movimientos que se producen durante el descanso.
- Base firme que elimina todos los puntos de presión, garantizando una óptima posición para la espalda.
- Capa de fibras Fibersoft, de máxima calidad y confort que ofrece una agradable sensación de suavidad y adaptación al contacto con nuestro cuerpo.
- Núcleo bicomponente con capa extra viscoelástica y foam de alta densidad.
- Diseño con microceldas abiertas que dota al conjunto de una perfecta transpiración.
- Tejido Stretch con elasticidad en todas las direcciones que al no ejercer resistencia a la presión del cuerpo, se adapta perfectamente al núcleo potenciando sus características.
- El tratamiento Saniguard facilita una barrera total contra todo tipo de ácaros y alérgenos, testado dermatológicamente, de propiedades inocuas y seguras para el ser humano. Especialmente ideado para personas que padezcan asma o alergias.



Disponibles varias medidas bajo pedido a proveedor

## COLCHÓN VISCOELÁSTICO GAMA SUPERIOR

Referencia

Varias referencias a elegir

Colchón viscoelástico de gama superior en cuya fabricación se ha puesto una especial atención en el detalle, acabados, así como en el empleo de materiales de máxima calidad.

La perfecta adaptación al cuerpo, así como la inigualable sensación envolvente de bienestar que proporciona, garantizan el mejor descanso.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo Biform compuesto de viscoelástico y espuma de alta densidad para una perfecta sustentación anatómica, que permite permanecer más tiempo en la fase óptima de descanso.
- El soporte que proporciona contribuye a reducir los movimientos durante las horas de sueño, para una mejora de la recuperación y del descanso.
- El tratamiento Saniguard facilita una barrera total contra todo tipo de ácaros y alérgenos, testado dermatológicamente, de propiedades inocuas y seguras para el ser humano. Especialmente ideado para personas que padezcan asma o alergias.
- Diseño con microceldas abiertas que dota al conjunto de una perfecta transpiración.



## COLCHÓN MUELLES ENSACADOS GAMA SUPERIOR

Referencia

Varias referencias a elegir

Colchón de muelles ensacados es una elección imprescindible para tu hogar. Sin duda alguna este colchón constituye una opción tradicional que no renuncia a las últimas tecnologías en descanso, ofreciendo lechos independientes así como una eficiente adaptación.

### CARACTERÍSTICAS:

- Núcleo de muelles ensacados multizona, aporta una mayor firmeza en las zonas susceptibles de recibir una mayor presión.
- Foam técnico perfilado que ofrece una alta transpiración, facilitando la eliminación de humedad gracias a sus microcámaras de aire.
- Tejido técnico Stretch Quality de alto gramaje que dota al colchón de un mayor confort para un descanso profundo y reparador. La mezcla inteligente de materiales contribuyen a mejorar y potenciar las características del núcleo.
- Diseño duradero, resistente y ligero.



## COLCHÓN LÁTEX

Referencia

ECO-9

- Colchón con núcleo 100% látex con 15 cm de grosor.
- Zona lumbar reforzada.
- Densidad media 65 kg/m<sup>3</sup>.
- Óptima flexibilidad y elasticidad. Gran capacidad de adaptación al movimiento de los somieres articulados, resultando un soporte perfecto para el cuerpo.
- Zona lumbar reforzada.
- Producto natural y ecológico, antialérgico y altamente higiénico y bactericida.
- Funda interior de protección.
- Funda exterior fabricada en tejido Stretch, acolchado con fibra de poliéster antialérgica.
- Cremallera a cuatro caras con ribeteado interior.



REFERENCIA	ANCHO	LARGO	ALTURA TOTAL
ECO-9-90	90 cm	190 cm	18 cm
ECO-9-105	105 cm	190 cm	18 cm

Consultar otras medidas bajo pedido a proveedor

## ALMOHADA VISCOELÁSTICA SPACE

Referencia

ECO-AV

Almohada con núcleo viscoelástico de alta densidad, suave y transpirable, diseñada para proporcionar un máximo confort durante el descanso. Se adapta perfectamente proporcionando una descarga en las cervicales y hombros favoreciendo además una correcta postura durante las horas de sueño.

ANCHO	REFERENCIA
90 cm	ECO-AV-1
135 cm	ECO-AV-2
70 cm	ECO-AV-3
105 cm	ECO-AV-4

Dispone de funda lavable y resistente.



## ALMOHADA VISCO FIBRA DE PLATA RELAXSAN


Referencia

ECO-AP

Almohada fabricada con espuma viscoelástica con efecto memoria que garantiza un alto confort y bienestar. La almohada se adapta a la cabeza y a las vértebras cervicales, previene las sobrecargas y promueve la relajación, ayudando a eliminar el molesto dolor cervical. La espuma es transpirable y la funda está tratada con fibra de plata, proporcionando un efecto antibacteriano permanente.

### CARACTERÍSTICAS:

Antiácaros, reciclable, antialérgica, transpirable y antibacteriana.




MODELO CLASSIC



MODELO ANATÓMICA

DENOMINACIÓN	REFERENCIA
Classic	ECO-AP-C
Anatómica	ECO-AP-A



Espuma viscoelástica con efecto memoria

## ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO Y CESTA

Referencia

AN-024 / AN-025

- Empuñaduras graduables en altura.
- Suministrado con cesta.
- Manguitos anatómicos de silicona.
- Disponible en colores azul (AN-024) y rojo (AN-025).

### DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Altura Máxima	95 cm
Altura Mínima	83,5 cm
Ancho	57 cm
Profundidad	61 cm
Peso	4,9 kg
Peso máximo tolerable	135 kg

Pedido mínimo de 2 unidades



AN-024



AN-025

## ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO, CESTA Y FRENO POR PRESIÓN

Referencia

AN-024-FP

- Empuñaduras graduables en altura.
- Suministrado con cesta.
- Manguitos anatómicos de silicona.
- Disponible en color azul.
- Dispone de rueda trasera con freno por presión.

### DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Altura Máxima	95 cm
Altura Mínima	83,5 cm
Ancho	57 cm
Profundidad	61 cm
Peso	4,9 kg
Peso máximo tolerable	135 kg

Pedido mínimo de 2 unidades



## ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE

Referencia

AN-022

- Empuñaduras graduables en altura.
- Fácil de guardar gracias a su diseño plegable.

### DATOS TÉCNICOS

Material	Aluminio
Altura Máxima	91,5 cm
Altura Mínima	81,5 cm
Ancho	58 cm
Profundidad	55 cm
Peso	2,86 kg
Peso máximo tolerable	100 kg

Pedido mínimo de 2 unidades



## REPUESTOS ANDADORES

Referencia

Varias referencias

REPUESTOS ANDADOR AN-024	REFERENCIA	REPUESTOS ANDADOR AN-024-FP	REFERENCIA
Contera azul	CON-024	Contera azul	CON-024
Par de manguitos azules	MAN-024	Par de manguitos azules	MAN-024
Rueda delantera azul	RU-024	Rueda delantera azul	RU-024
Palometa azul	PAL-024	Palometa azul	PAL-024
Cesta	CES-AN	Cesta	CES-AN
Asiento azul	ASI-024	Asiento azul	ASI-024
		Rueda trasera con freno	RU-024-FP
REPUESTOS ANDADOR AN-025	REFERENCIA	REPUESTOS ANDADOR AN-022	REFERENCIA
Contera roja	CON-025	Contera gris	CON-022
Par de manguitos rojos	MAN-025	Par de manguitos negros	MAN-022
Rueda delantera roja	RU-025	Rueda delantera gris	RU-022
Palometa roja	PAL-025	Palometa negra	PAL-022
Cesta	CES-AN		
Asiento rojo	ASI-025		

## SILLA DE DUCHA CON ALTURA REGULABLE

Referencia

AT-202

- Silla de baño y de ducha con asiento y respaldo plástico ergonómico, impermeable, hipoalergénico y lavable.
- Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.
- Altura regulable de 34,5 a 43,5 cms.



REFERENCIA

PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-202

135 kg

## SILLA DE DUCHA CON ASIENTO EN "U" CON ALTURA REGULABLE

Referencia

AT-204

- Silla de baño y ducha con asiento y respaldo plástico ergonómico, impermeable, hipoalergénico y lavable.
- El asiento tiene forma de herradura para facilitar el lavado de la zona genital.
- Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.
- Altura regulable de 35,5 a 45,5 cm.



REFERENCIA

PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-204

135 kg

## ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO

Referencia

AT-066

- Asiento de bañera para facilitar el aseo personal. Fabricado en plástico ergonómico, impermeable, hipoalergénico y lavable.
- Eje de inclinación ajustable y desplazable lateralmente.
- Estructura de aluminio giratoria para facilitar el acceso del usuario.
- Brazos desmontables.
- Dispone de palanca para fijar la posición.
- Incorpora agujeros para drenaje de agua, así como cuatro brazos con manguitos para sujeción a la bañera.
- Resistente a la corrosión.

REFERENCIA

PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-066

105 kg



## BANQUETA DE DUCHA CON ALTURA REGULABLE

Referencia

AT-201

- Banqueta de ducha con asiento curvo de plástico ergonómico, impermeable, hipoalérgico y lavable.
- Las asas en los exteriores sirven como apoyo y facilitan la transferencia del paciente.
- Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.
- Altura regulable de 33 a 45,5 cms.
- Disponibles conteras de repuesto de venta por unidades (Referencia CON-201).

Pedido mínimo de 2 unidades

REFERENCIA

PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-201

135 kg



## TABURETE DE DUCHA CON ALTURA REGULABLE

Referencia

AT-208

- Taburete para ducha con asiento plástico redondo, impermeable, hipoalergénico y lavable.
- Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del asiento.
- Altura regulable de 35 a 53,5 cms.
- Disponibles conteras de repuesto de venta por unidades (Referencia CON-208).

Pedido mínimo de 2 unidades

REFERENCIA

PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-208

135 kg



## BARRA DE BAÑO ABATIBLE APOYO PARED

Referencia

AT-012

Barra de baño, diseñada como ayuda técnica de incorporación y asidero para usuarios de la tercera edad y personas con problemas de movilidad.


REFERENCIA

PESO MÁXIMO TOLERABLE

AT-012

135 kg






## NUESTROS PRODUCTOS AL SERVICIO DE LOS MEJORES PROFESIONALES DE LA ORTOPEDIA TÉCNICA

Uno de los principios sobre los que siempre se ha sustentado nuestra empresa es el total respeto a la actividad que día a día desarrollan los profesionales de la ortopedia española. Para nosotros, nuestro mayor orgullo es que usted nos elija como proveedor de confianza. Por ese motivo, queremos darle la total seguridad de que la calidad de todos y cada uno de los productos que usted hallará en este catálogo, estará en consonancia con el esfuerzo y empeño que usted dedica a la atención de sus clientes.

Estamos convencidos de que el único lugar en donde nuestros productos pueden ser adquiridos, es aquel en donde los mejores profesionales de la ortopedia puedan proporcionar la mejor atención, asesoramiento, adaptación y servicio.

No cabe duda de los innumerables retos, avances y cambios a los que cada día el sector de la ortopedia ha de hacer frente. Nosotros, como proveedor especializado de soluciones ortopédicas, tenemos claro que sin usted nuestro proyecto no sería posible, pues nuestro objetivo no es otro que lograr que su ortopedia sea un referente en excelencia.



## SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES DE SU ORTOPEDIA



No hemos escatimado esfuerzos en concebir, el que sin duda es, el catálogo más extenso de productos que EFMO ha tenido hasta la fecha. Pensado para satisfacer todas y cada una de las necesidades que usted pueda precisar en su ortopedia.

Este catálogo es el fruto de años de trabajo y dedicación, que han hecho que muchos de los principales fabricantes internacionales, referentes en sus respectivas áreas, hayan confiado en EFMO como distribuidor exclusivo de sus productos para el mercado español.

No obstante, somos conscientes de las nuevas necesidades futuras que puedan surgir, siendo la flexibilidad y el dinamismo, dos virtudes de nuestra empresa que ponemos a su disposición. Por lo cual, si usted precisa de alguna solución ortopédica que no figure en este catálogo, no dude en contactar con nosotros. Dedicaremos todos nuestros esfuerzos a poner a su disposición el producto o servicio que usted precise.



**Polígono Industrial Tabaza II Parcela 15**

**33438 Carreño (Asturias)**

**T. 985 51 21 22 / F. 985 51 21 57**

**pedidos@efmo.com**

**[www.efmo.com](http://www.efmo.com)**