



ADAPTA PARA LAMINACIÓN

Referencia **5S41**

Adapta para laminación.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con receptor para dispositivos de bloqueo en un extremo.
- Conexión de 4 orificios en el otro extremo.
- Altura de 10 mm.
- Confeccionado en aleación de aluminio.
- Resistencia al peso de 125 kg.
- Incluye Dummy de laminación 2S085.

REFERENCIA	5S414	5S415
MATERIAL	Al. Aluminio	Al. Aluminio
ALTURA	10 mm	10 mm
PESO	66 gr	48 gr
RESISTENCIA	125 kg	125 kg