

CALCETINES DE COMPRESIÓN GRADUADA UNISEX

RELAX**SAN**[®]



fancysocks



FOR EVERYBODY. EVERYDAY.



LA MÁXIMA CALIDAD CON UN DISEÑO ÚNICO Y ATRACTIVO

La moda italiana llega a los calcetines de compresión.

Relaxsan Fancysocks es la nueva colección de calcetines de compresión unisex que combina el empleo de fibras de máxima calidad con atractivos diseños creados por un diseñador profesional de moda.

Concebidos para uso diario tanto en el trabajo como durante la realización de actividades de ocio. También están recomendados para uso terapéutico en casos tales como problemas crónicos circulatorios de carácter leve, venas varicosas, hinchazón o embarazo.



COMPRESIÓN GRADUADA




DISPOSITIVO MÉDICO CLASE I



FIBRAS NATURALES



DISEÑO UNISEX



Borde suave y progresivo

Suaviza la compresión por debajo de la rodilla sin dificultar la circulación.



Diseño anatómico

Respeta la forma anatómica de la pierna para un perfecto ajuste y un máximo confort.



Refuerzos en dedos y talón

Especialmente diseñados para incrementar la durabilidad del calcetín.

TALLAS	S	M	L	XL
NÚMERO DE CALZADO	36-39	40-42	43-45	46-48
LONGITUD DE PIE	22,5-25,5 cm	25,6-27,2 cm	27,3-29,3 cm	29,4-31,3 cm
CONTORNO TOBILLO	17-20 cm	21-23 cm	24-26 cm	27-30 cm



CALCETÍN PUNTOS NEGRO

TALLA	REFERENCIA
S	810-01-198-S
M	810-01-198-M
L	810-01-198-L
XL	810-01-198-XL



CALCETÍN PUNTOS GRANATE

TALLA	REFERENCIA
S	810-01-4215-S
M	810-01-4215-M
L	810-01-4215-L
XL	810-01-4215-XL



CALCETÍN PUNTOS AZUL

TALLA	REFERENCIA
S	810-01-4322-S
M	810-01-4322-M
L	810-01-4322-L
XL	810-01-4322-XL



CALCETÍN PUNTOS GRIS

TALLA	REFERENCIA
S	810-01-031-S
M	810-01-031-M
L	810-01-031-L
XL	810-01-031-XL



CALCETÍN RAYAS NEGRAS

TALLA	REFERENCIA
S	810-02-198-S
M	810-02-198-M
L	810-02-198-L
XL	810-02-198-XL



CALCETÍN RAYAS AZULES


TALLA	REFERENCIA
S	810-02-4322-S
M	810-02-4322-M
L	810-02-4322-L
XL	810-02-4322-XL



Calce GT es una empresa italiana fundada en el año 1984, con una amplia experiencia en la fabricación y diseño de prendas y tejidos de compresión sin costuras.

Toda la experiencia acumulada a lo largo de todos estos años, así como la profesionalidad y tecnología aplicadas al trabajo con tejidos de compresión, ha llevado a Calce GT, ha ser un referente internacional en la producción de calcetines y medias, para la prevención y tratamiento de problemas relacionados con la circulación en las piernas.

Todos los artículos de Calce GT son fabricados 100% en Italia, y dada su exitosa expansión internacional, ya se comercializan en más de 65 países.



Dispositivo Médico
Medical Device

