

**AT-208 TABURETE DUCHA ALTURA REGULABLE**

Taburete para ducha, impermeable, hipoalergénico y lavable.

Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del producto.

Altura regulable de 35 a 53,5 cms.



**A-10101 WC QUÍMICO EN PVC**

- Estructura total en PVC.
- Cubeta interna extraíble.
- Dimensiones 41x36x38.
- Cómodo, ligero y fácil de limpiar. Ideal para disponer en lugares donde no se puede instalar un WC convencional con desagüe.
- Precisa de productos químicos no incluidos.




Distribuido por:



**AT-012 BARRA DE BAÑO ABATIBLE APOYO PARED**

Barras de baño, diseñadas como ayudas técnicas de incorporación y asidero para usuarios de la tercera edad y personas con problemas de movilidad.



 985 51 21 22  985 51 21 57  
 [pedidos@efmo.com](mailto:pedidos@efmo.com)  
 [www.efmo.com](http://www.efmo.com)

**Ayudas  
Técnicas**



**AN-024 ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO**  
**AN-025**

- Empuñaduras graduables en altura.
- Suministrado con cesta.
- Manguitos anatómicos de silicona.
- Disponible en rojo y azul.

<b>Material</b>	Aluminio
<b>Altura</b>	Mínimo 83,5 cm / Máximo 95 cm
<b>Ancho</b>	57 cm
<b>Profundidad</b>	61 cm
<b>Peso</b>	4,9 kg
<b>Peso máximo tolerable</b>	130 kg



**AN-024**



**AN-025**

**AN-024-FP ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE CON ASIENTO Y FRENO POR PRESIÓN**

Mismas características que el andador de ruedas plegable con asiento AN-024, añadiendo freno por presión.



**AN-022 ANDADOR DOS RUEDAS PLEGABLE**

- Empuñaduras graduables en altura.
- Fácil de guardar gracias a su diseño plegable.

<b>Material</b>	Aluminio
<b>Altura</b>	Mínimo 81,5 cm / Máximo 91,5 cm
<b>Ancho</b>	58 cm
<b>Profundidad</b>	55 cm
<b>Peso</b>	2,86 kg
<b>Peso máximo tolerable</b>	130 kg



**AT-066 ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO**

- Asiento bañera para facilitar el aseo personal.
- Eje de inclinación ajustable y desplazable lateralmente.
- Estructura de aluminio giratoria para facilitar el acceso del usuario.
- Brazos desmontables.
- Dispone de palanca para fijar posición.
- Incorpora agujeros para drenaje del agua así como cuatro brazos con manguitos para sujeción a la bañera.
- Resistente a la corrosión.



**AT-202 SILLA DUCHA ALTURA REGULABLE**

Silla de baño (ducha) con asiento y respaldo plástico ergonómico, impermeable, hipoalérgico y lavable.

Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del producto.

Altura regulable de 34,5 a 43,5 cms.



**AT-204 SILLA DUCHA ASIENTO EN "H" ALTURA REGULABLE**

Silla de baño (ducha) con asiento y respaldo plástico ergonómico, impermeable, hipoalérgico y lavable.

El asiento tiene forma de herradura para facilitar el lavado de la región genital.

Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del producto.

Altura regulable de 35,5 a 45,5 cms.



**AT-201 BANQUETA DUCHA ALTURA REGULABLE**

Banqueta para ducha con asiento curvo de plástico ergonómico, impermeable, hipoalérgico y lavable.

Las asas en los extremos sirven como apoyo y facilitan la transferencia del paciente

Marco de aluminio anodizado con topes de caucho antideslizantes en las patas para mejorar la seguridad y estabilidad del producto.

Altura regulable de 33 a 45,5 cms.

