

# SUB-MO OPEN 510



## Recomendado para:

- Desviaciones subtalares y de mediopie corregibles.
- Excesiva pronación.
- Niños en inicio de deambulación y que precisan de alineación de pie para mejorar el equilibrio y las habilidades funcionales.

### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

**Nombre del Paciente:** \_\_\_\_\_

Masculino  Femenino    Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Altura: \_\_\_\_\_    Peso: \_\_\_\_\_

Especificar lado de la ortesis:  Bilateral     Izquierdo     Derecho

Fecha Toma de Molde: \_\_\_\_\_    Diagnóstico: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DE LA ORTOPEDIA

Técnico Ortopédico: \_\_\_\_\_    Código Postal: \_\_\_\_\_

Ortopedia: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_    Fax: \_\_\_\_\_

**TCflex** Opciones por defecto se indican con el símbolo ★

### INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Si este espacio es insuficiente añadir comentarios en reverso

### ALINEACIÓN

Es necesario completar todos los campos, la falta de datos ocasionará retrasos en el pedido.

#### Alineación de Tobillo (Flexión Dorsal y Plantar):


Corregir en \_\_\_\_\_ grados     No Corregir  
(La alineación del molde está bien)

#### Alineación del Retropie:

Corrección Vertical     No Corregir  
(La alineación del molde está bien)

#### Alineación del Antipié

Rodear con un círculo para indicar la alineación final del Antepié




### MODIFICACIONES EN ZONA PLANTAR


Modificaciones en zona plantar:  Si     No

Si se elige la opción "No", la ortesis no dispondrá de modificaciones en zona plantar.  
\*Almohadillas para elevar los dedos del pie, se proporcionan con cada pedido\*

#### Extensión del Liner de Foam - Para el control del antepié



### LONGITUD- RELLENO- VELCRO



★ Copolímero Plástico     Decoración Transfer: \_\_\_\_\_

#### LARGO DEL PIE ( en mm )

★  Añadir 1/4 " a la longitud del molde     Otra Longitud: \_\_\_\_\_

#### RELLENO

★  Por defecto     Añadir Relleno Extra Navicular

#### COLOR DEL RELLENO

★  Blanco     Otro: \_\_\_\_\_

### FIJACIÓN EXTERIOR

★  Fijación de talón    **NOTA: alineaciones de pronación y supinación han de ser fijadas exteriormente en neutral**

Fijación de talón y mediopie

Sin fijación exterior



Pol. Ind Tabaza II Parcela 15 / 33438 Careño (Asturias)

T. 985 512 122 / 985 512 157

esteban@efmo.com / www.efmo.com