



PRÓTESIS DE MAMA ASIMÉTRICA

Referencia 7004

Prótesis de mama en forma asimétrica, más ergonómica que la simétrica, gracias a una extensión en la parte superior y corta en la parte lateral de la prótesis

Fabricada en gel de silicona extraflexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.

COMPOSICIÓN: 100% silicona

TALLA*	REFERENCIA	
	IZQUIERDA	DERECHA
65	7004-065I	7004-065D
70	7004-070I	7004-070D
75	7004-075I	7004-075D
80	7004-080I	7004-080D
85	7004-085I	7004-085D
90	7004-090I	7004-090D
95	7004-095I	7004-095D
100	7004-100I	7004-100D
105	7004-105I	7004-105D
110	7004-110I	7004-110D
115	7004-115I	7004-115D
120	7004-120I	7004-120D
125	7004-125I	7004-125D
130	7004-130I	7004-130D

*TALLA EUROPEA

PRECAUCIONES: La primera colocación del producto ha de ser llevada a cabo siempre por un profesional con experiencia en adaptación de productos ortopédicos, el cual además deberá de transmitir las apropiadas indicaciones de uso.

La prótesis de mama deberá de ser colocada de modo que resulte cómoda y confortable sin generar molestias.

En caso de molestias e incomodidad acentuada, se ruega interrumpir el uso del producto y contactar con el profesional ortopeda que realizó la colocación.

Es recomendable revisar periódicamente el producto para detectar cualquier tipo de desgaste o desperfecto. En caso de cualquier problema que pudiera afectar a la funcionalidad del producto, se ruega contactar con el establecimiento donde se adquirió el artículo.

INDICACIONES IMPORTANTES: Este producto está destinado a un uso por un único paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto está destinado, eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

A fin de que este producto tenga una larga vida y funcionalidad, la prótesis no debe ponerse en contacto con productos cosméticos, tales como desodorantes, perfumes o lociones, los cuales pueden causar daños en la silicona. Es importante aplicarse estos productos antes de colocar la prótesis, esperando un tiempo prudencial para que evaporen o sean absorbidos por la piel.

Cuando no se esté usando, la prótesis se ha de guardar en su embalaje original para mantener el producto en óptimas condiciones.

COLOCACION:

1. Asegurarse de la elección de la talla correcta. Las prótesis de mama Máxima están disponibles en varias formas y tamaños (en función de la talla de sostén).
2. La prótesis de mama se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal del cuerpo, o dentro de la funda de algodón para proteger las pieles sensibles de irritaciones por roce.
3. Ponga un especial cuidado en la colocación, ya que una caída puede generar daños o roturas en la prótesis.
4. La prótesis se ha de usar con sostenes especiales diseñados para tal efecto.
5. Los objetos afilados, tales como agujas, imperdibles o broches, son susceptibles de generar daños en la prótesis, sobre todo al perforar la capa externa del producto.
6. La prótesis no se ha de usar durante sesiones de radioterapia, ni ser expuesta a temperaturas altas.

CUIDADOS Y LIMPIEZA: Lavar a mano con agua tibia y jabón suave y secar con una toalla suave.