



MANU-HIT PEDIÁTRICA

Referencia **87035**

Ortesis de muñeca en talla pediátrica, con refuerzos en zona volar y dorsal, cada uno de los cuales puede ser individualmente moldeado.

CARACTERÍSTICAS:

- Estabilización y limitación del movimiento de la muñeca.
- Reduce la carga en la cápsula articular, huesos y ligamentos de la muñeca.
- Fijación de los huesos de la muñeca con libre movilidad de pulgar y dedos.
- Férulas de refuerzo de aluminio dorsal y palmar, individualmente ajustables y moldeables.
- Correas de velcro regulables de compresión circular.
- Innovadores materiales y tejidos.

INDICACIONES:

- Síndrome del tunel carpiano.
- Muñeca caída.
- Después de retirar escayola.
- Esguinces severos.
- Lesiones en huesos del carpo.
- Lunatomalacia.
- Pseudo-artrosis navicular.
- Post-operatorios de muñeca y mano.
- Inflamación de tendones.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO MUÑECA	LONGITUD
	IZQUIERDA	DERECHA		
Universal	87035-I	87035-D	12-14 cm	17 cm