


CORRECTIO

Referencia	20519
------------	--------------

Ortesis para la prevención y el tratamiento de la luxación congénita de cadera, permite un sencillo ajuste y modificación del grado de abducción de las piernas.

El diseño del Correctio dispone de una banda de acero en la zona de abducción que permite limitar la libertad de movimientos. Doblando la férula medial, el grado de abducción se puede ir adaptando a los progresos de la terapia,

La ortesis no limita la satisfacción de las necesidades higiénicas del usuario.

CARACTERÍSTICAS:

- Individualmente ajustable.
- Mínimo contacto con la piel.
- Fácil de llevar.
- Facilita la higiene.

INDICACIONES:

Niños y recién nacidos con:

- Displasia de cadera.
- Luxación y subluxación de la articulación de la cadera después de reposición.

MATERIALES:
Férula de abducción:

- Núcleo de acero.
- Cobertura interior de foam.
- Cobertura exterior de silicona.

Correas:

- Piel sintética.
- Hebillas de plástico.
- Remaches de bronce.

TALLA	REFERENCIA	ANCHO DE APOYO
XS	20519-000	16-20 cm
S	20519-100	20-24 cm
M	20519-200	22-26 cm
L	20519-300	26-30 cm
XL	20519-400	30-34 cm