


PIE S.A.C.H DINÁMICO

Referencia **1W010/ 1W011**

Pie S.A.C.H dinámico con altura de tacón de 10 y 18 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Pie S.A.C.H dinámico con dedos.
- Dispone de resorte interno de carbono.
- Núcleo de madera.
- Refuerzo plástico dorsal.
- Cobertura cosmética de poliuretano.

TALLA	REFERENCIA				LONGITUD DE PIE	RESISTENCIA
	18 mm		10 mm			
	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA		
22	1W010-I22	1W010-D22	1W011-I22	1W011-D22	22 cm	100 kg
23	1W010-I23	1W010-D23	1W011-I23	1W011-D23	23 cm	100 kg
24	1W010-I24	1W010-D24	1W011-I24	1W011-D24	24 cm	100 kg
25	1W010-I25	1W010-D25	1W011-I25	1W011-D25	25 cm	100 kg
26	1W010-I26	1W010-D26	1W011-I26	1W011-D26	26 cm	100 kg
27	1W010-I27	1W010-D27	1W011-I27	1W011-D27	27 cm	100 kg
28	1W010-I28	1W010-D28	1W011-I28	1W011-D28	28 cm	100 kg
29	1W010-I29	1W010-D29	1W011-I29	1W011-D29	29 cm	100 kg