



ARTICULACIÓN PARA PIE ARTICULADO

Referencia **2W063**

Articulación para pie articulado.

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye amortiguador de talón 2S063-01 ó 2S063-02 dependiendo del número del pie.
- Disponible en titanio, acero o aluminio.
- Con conexión piramidal.

TALLA	REFERENCIA	MATERIAL	PESO	RESISTENCIA
22-25 cm	2W063-1-01	Titanio	198 gr	100 kg
26-30 cm	2W063-1-02	Titanio	214 gr	100 kg
22-25 cm	2W063-2-01	Acero Inox	301 gr	100 kg
26-30 cm	2W063-2-02	Acero Inox	340 gr	100 kg
22-25 cm	2W063-3-01	Aluminio	213 gr	75 kg
26-30 cm	2W063-3-02	Aluminio	220 gr	75 kg