



ORTESIS DORSAL

Referencia **07213**

Ortesis dorsal fabricada en material termomoldeable para una máxima adaptación al paciente. Proporciona soporte en la parte posterior de la mano. Máxima efectividad y confort.

CARACTERÍSTICAS:

- Posicionamiento dorsal de la mano.
- La palma de la mano queda libre manteniendo su función de agarrar.
- Extremadamente ligera.
- Confeccionada en material termomoldeable.
- Acolchado interior desmontable.
- Ajuste con sistema de correas de velcro.

INDICACIONES:

- Artritis de muñeca y región del carpo.
- Después de inmovilización con escayola.
- Pseudoartrosis navicular.
- Parálisis del nervio radial (mano caída).
- Postoperatorios de muñeca y mano.
- Esguinces y torceduras severas.
- Artropatías de muñeca y mano.
- Inflamación de vainas de los tendones.
- Artrosis de muñeca.



TALLA	REFERENCIA		DIÁMETRO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	07213-10I	07213-10D	30-35 cm
M	07123-20I	07213-20D	35-40 cm
L	07213-30I	07213-30D	40-45 cm