



**EPIDYN SUPREME**

Referencia **07337**

Ortesis elástica de codo ambidiestra, con pad de silicona "Air Mátrix", que permite una compresión y fricción óptimas. Diseño con zonas de confort y bordes optimizados, especialmente diseñado para utilización en prácticas de portivas. Fabricada con el nuevo tejido de punto plano de malla totalmente libre de látex que garantiza una óptima adaptación, una compresión funcional y una acción propioceptiva, eliminando totalmente las arrugas que otros productos generan al adaptarse al cuerpo humano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pad de silicona "Air Matrix", con diseño perforado, transpirable, anatómicamente preconformado y con relieve para estimulación y efecto masaje.
- Zonas de confort de alta elasticidad con efecto libre de arrugas.
- Zonas de estiramiento para un perfecto ajuste en movimiento.
- Bordes de menor grosor, con presión reducida para incrementar el confort.
- Acelera la reabsorción de derrames y edemas.
- Efecto masaje.
- Alivio del dolor.
- Óptima compresión para estabilización y alivio del codo.
- Óptimo ajuste gracias a la técnica de tejido.

**INDICACIONES:**

- Artrosis de la articulación del codo.
- Post-operatorios de codo.
- Laxitud en ligamentos del codo.
- Esguinces de codo.
- Estados inflamatorios posteriores a cirugías o fracturas.
- Reumatismo de codo.



| TALLA | REFERENCIA | CONTORNO CODO |
|-------|------------|---------------|
| S     | 07337-10   | 24-26 cm      |
| M     | 07337-20   | 26-28 cm      |
| L     | 07337-30   | 28-30 cm      |
| XL    | 07337-40   | 30-32 cm      |
| XXL   | 07337-50   | 32-34 cm      |