



EPI-HIT ORGANIC

Referencia 07506

Ortesis para aliviar la presión sobre la inserción de los músculos en el epicóndilo cubital y/o radial.

Incluye una almohadilla reversible de fricción CARPI-PAD con forma anatómica para masaje y estimulación específicos a lo largo de los músculos del codo, ajustable individualmente para codo de **T**enista o **G**olfista.

Talla Única (circunferencia entre 21cm y 36cm).

Se puede adaptar al lado izquierdo y derecho.

EFFECTOS:

- La muñequera ayuda a estabilizar la articulación y reduce el dolor producido por la actividad de los músculos extensores.
- La CARPI-PAD se puede aplicar en la parte externa del codo para tratar el codo de tenista. La letra "T" es legible para el paciente en el EPI-HIT® ORGANIC.
- La CARPI-PAD se puede aplicar en la parte interna del codo para tratar el codo de golfista. La letra "G" es legible para el paciente en el EPI-HIT® ORGANIC.



INDICACIONES:

Todos los tratamientos que requieran alivio de las inserciones de tendones/músculos en el epicóndilo radial y/o cubital, como son:

- Epicondilitis radial/cubital (codo de tenista, codo de golfista).
- Epicondilopatía crónica o recurrente.
- Daño en las inserciones de tendones/músculos en el codo que causen dolor al hacer ejercicio.

TALLA	REFERENCIA
Única	07506