



SPORLASTIC





EPI-HiT[®] ORGANIC

Tratamiento para el codo de tenista y/o golfista.



EPI-HIT® ORGANIC

Ortesis para aliviar la presión sobre la inserción de los músculos en el epicóndilo cubital y/o radial.

TALLA ÚNICA



Ligera.



Material transpirable.



Ajuste óptimo.



Materiales reciclados.



Almacenamiento optimizado.

Correa de cierre
no elástico.

CARPI-PAD
almohadilla de
fricción.

Muñequera.


ESTRUCTURA
ORGANIC y TEJIDO 3D.

Ajuste fácil.

EPI-HIT® ORGANIC CARPI-PAD

Almohadilla de fricción con forma anatómica para masaje y estimulación específicos a lo largo de los músculos del carpo, ajustable individualmente para codo de **T**enista y **G**olfista.


CARPI-PAD
Pad almohadilla.



EPI-HiT® ORGANIC

Codo de tenista.

CARPI-PAD se puede aplicar en la parte externa del codo para el codo de tenista. La letra "T" es legible para el paciente en el EPI-HiT® ORGANIC.



EPI-HiT® ORGANIC

Codo de golfista.

CARPI-PAD se puede aplicar en la parte interna del codo para el codo de tenista. La letra "G" es legible para el paciente en el EPI-HiT® ORGANIC.




Abordaje común de los tendones flexores en el epicóndilo medial del húmero.

Músculo flexor radial del carpo.

Músculo flexor cubital del carpo.

Músculo palmar largo.



Reversible
CARPI-PAD

EPI-HiT® ORGANIC Muñequera.

El soporte para la muñeca ayuda a su estabilización y reduce el dolor producido por la actividad de los músculos extensores.

EPI-HiT® ORGANIC
Soporte de muñeca.



EPI-HIT® ORGANIC

Guía orientativa.

- + **Soportes para epicondilitis.**
Los soportes y ortesis para epicondilitis del antebrazo se pueden considerar como opciones de tratamiento.
- + **Masaje de fricción.**
La aplicación del masaje de fricción tiene como objetivo iniciar un proceso inflamatorio local, que luego contribuye a la curación del tendón aumentando la perfusión y la oxigenación.
- + **Ejercicios terapéuticos.**
Se recomienda una terapia de entrenamiento con carga progresiva para los extensores de la muñeca.

EPI-HIT® ORGANIC

Información de producto.

Referencia 07506

Color: ■

Talla:

- + Talla única, ajustable a una circunferencia de brazo desde 21cm hasta 36cm.
- + Válida para lado derecho e izquierdo.

Indicaciones:

- + Todos los tratamientos que requieran alivio de las inserciones de tendones/músculos en el epicóndilo radial y/o cubital, como son:
 - + Epicondilitis radial/cubital (codo de tenista, codo de golfista).
 - + Epicondilopatía crónica o recurrente.
 - + Daño en las inserciones de tendones/músculos en el codo que causen dolor al hacer ejercicio.





 **SPORLASTIC**

