



MANU X	
Referencia	07642

Ortesis inmovilizadora ambidiestra de muñeca y mano. Incorpora una placa de duraluminio palmar, otra dorsal y cinta de estabilización circular en torno a la muñeca, lo que permite una óptima inmovilización de la misma. Los carpianos quedan fijados al mismo tiempo que quedan en libertad de movimiento pulgar y dedos.

**BENEFICIOS:**

- Fijación del carpo, con libre movilidad de dedos y pulgar.
- Reducción de la tensión en los huesos del carpo, cápsula articular y ligamentos.
- Estabilización y restricción del movimiento.
- Muy transpirable con diseño abierto.
- Barras moldeables de refuerzos palmar y dorsal.
- Diseño ambidiestro para poder usar en mano derecha o izquierdo.
- Correa en forma de "Y" con componentes elásticos y rígidos que optimiza la estabilización, incluso en altos niveles de actividad.

**INDICACIONES:**

- Artrosis de muñeca.
- Esguinces severos de muñeca.
- Tendovaginitis.
- Tratamiento post-operatorio de muñeca y mano.
- Artropatías de muñeca y mano por esfuerzo excesivo.
- Mano caída.
- Tratamiento conservador en las primeras etapas de la necrosis ósea aséptica del carpo.
- Cuidado provisional después de la retirada del yeso.



TALLA	REFERENCIA	CONTORNO MUÑECA
1	07642-11	Hasta 17 cm
2	07642-21	Más de 17 cm