



### MANU-CAST® ORGANIC

Referencia **07059**

Férula de muñeca para inmovilización de la muñeca con libre movilidad de dedos y pulgar. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

#### BENEFICIOS:

- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca.
- Permite una total movilidad de dedos y pulgar.
- Alta transpirabilidad gracias a la estructura orgánica y al tejido 3D del acolchado.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

#### INDICACIONES:

- Tratamiento conservador/ postoperatorio.
- Lesiones de mano, muñeca y zona metacarpiana.
- Inmovilización de muñeca con libre movilidad de dedos y pulgar.
- Toda indicación que requiera de inmovilización de muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos y del pulgar:
  - Síndrome del Túnel Carpiano.
  - Condiciones inflamatorias.
  - Problemas degenerativos.
  - Condiciones reumatológicas.

TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA
	IZQUIERDO	DERECHO	
1	07059-11I	07059-11D	13-18 cm
2	07059-21I	07059-21D	18-21 cm