



MANU-CAST® ORGANIC FX LARGA

Referencia 07759

Férula de muñeca con soporte palmar y dorsal para inmovilización o estabilización de la muñeca con libre movilidad de dedos y pulgar. La estructura orgánica y el tejido 3D del acolchado garantizan una total transpirabilidad.

BENEFICIOS:

- Placa dorsal para inmovilización o estabilización efectiva de la muñeca.
- Posicionamiento de la mano y antebrazo en una posición fisiológica y terapéutica.
- Soporte e inmovilización de la articulación de la muñeca.
- Alta transpirabilidad gracias a la estructura orgánica y al tejido 3D del acolchado.
- Máxima ligereza.
- Confeccionada a partir de materiales reciclados.
- Óptimo ajuste y alta adaptabilidad.
- Cómodo sistema de "click" para colocar el acolchado, que facilita su lavado o intercambio.

INDICACIONES:

- Toda indicación que requiera de inmovilización de muñeca en al menos dos direcciones, con libre movilidad de los dedos y del pulgar.
- Post-operatorios de muñeca y mano.
- Tras la retirada de escayola.
- Traumatismos, fracturas, fracturas distales estables de radio/cubito.
- Síndrome del Túnel Carpiano.
- Condiciones inflamatorias, problemas degenerativos, enfermedades reumáticas, distorsiones, lesiones agudas de muñeca, artrosis, paresia del nervio radial, malformación del semilunar, pseudoartrosis del escafoides y lesión discal.



TALLA	LADO		CIRCUNFERENCIA MUÑECA	LONGITUD ORTESIS
	IZQUIERDO	DERECHO		
1	07759-11I	07759-11D	13-18 cm	21,5 cm
2	07759-21I	07759-21D	18-21 cm	25,5 cm