



NEWPORT HOMBRO

Referencia **118.**

Sistema de hombro modular que utiliza el componente pélvico Newport, el cual permite la descarga del peso sobre el sistema de cadera, eliminando la necesidad de utilizar vendajes rígidos, que a menudo son muy poco confortables.

El sistema de articulación del hombro controla aducción/ abducción, flexión/ extensión y la rotación de hombro y brazo, ofreciendo al técnico ortopédico un buen número de posiciones en la rehabilitación del paciente.

Con acolchado en neopreno para un máximo confort, la ortesis es muy ligera, cómoda y muy fácil de poner y quitar.

La estabilización que proporciona, previene el movimiento anterior de la escápula, de modo que los tejidos conectivos entre el hombro y la escápula no se ven sometidos a estiramientos.

Esta característica está especialmente diseñada para prevenir la capsulitis adhesiva (reducción del rango de movimiento en la articulación del hombro) que puede acontecer tras una cirugía de hombro.

INDICACIONES:

- Lesiones de hombro/ brazo tanto en pre-operatorio como en el post-operatorio o postraumático.
- Fases de rehabilitación.



Sistema ajustable abducción – aducción para rehabilitación o postraumatismo

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO CADERA	DE AXILA A CADERA	DE AXILA A PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA			
S	1180*	1185*	63-78 cm	30-38 cm	43-66 cm
M	1181	1186	86-101 cm	30-38 cm	43-66 cm
L	1182	1187	86-101 cm	38-48 cm	48-73 cm
XL	1183*	1188*	99-114 cm	38-48 cm	48-73 cm

* Las tallas S y XL se suministran bajo pedido a proveedor.