



### CINTA EPICONDILITIS NEOPRENO

Referencia

**T90**

Cinta epicondilitis corta fabricada en neopreno Thermal con forro 100% algodón y sistema de cierre ajustable. Especialmente diseñada para el tratamiento de problemas del epicóndilo.

#### EFFECTOS:

- Gracias a la presión directa que se aplica por debajo de la articulación del codo, se consigue un alivio del dolor.
- La compresión focalizada en los tendones del antebrazo ayuda a reducir el estrés en la articulación del codo, lo cual contribuye a reducir la tensión y la fatiga de los músculos.
- Confeccionado en neopreno THERMAL, con forro 100% algodón, ayuda a mantener el calor corporal para una curación más rápida así como un alivio del dolor.
- El sistema de cierre permite ajustar la presión en los músculos extensores.

#### INDICACIONES:

- Epicondilitis lateral (codo de tenista).
- Epicondilitis medial (codo de golfista).

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	T90-150	23-25 cm
M	T90-250	25-28 cm
L	T90-350	28-30 cm
XL	T90-450	30-32 cm