



## CODERA HIPEREXTENSIÓN

Referencia

**T98**

Codera fabricada en neopreno, que impide la hiperextensión de la articulación del codo, estabiliza la articulación y permite el control de la rotación.

### CARACTERÍSTICAS:

- Ayuda a mantener el calor corporal para una recuperación más rápida y alivio del dolor.
- El diseño anatómico de la codera proporciona compresión en los músculos extensores comunes.
- Proporciona alivio del dolor en músculos, tendones y articulación del codo, debidos a la sobrecarga, fatiga o esguinces.
- El calor y la compresión, ayuda en la recuperación de la tendinitis, esguinces musculares e inflamaciones.
- Válida para uso diario y durante prácticas deportivas.

### INDICACIONES:

- Epicondilitis (Codo de tenista)
- Osteoartritis / artritis.
- Tendinopatías.
- Artroscopias de codo.
- Esguinces de codo.
- Hinchazón y edema crónicos.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO CODO
S	T98-150	23-25 cm
M	T98-250	25-28 cm
L	T98-350	28-30 cm
XL	T98-450	30-32 cm