



ORTESIS BRACE LIGERA DE HÚMERO

Referencia **123**

Ortesis muy ligera y confortable, diseñada para fracturas de húmero, especialmente fracturas de la diáfisis del húmero. El diseño con foam comprimido modelado, proporciona una excepcional flexibilidad en los bordes, con un núcleo estructural rígido.

Esta ortesis es mucho más ligera que ortesis termoplásticas más tradicionales. Los materiales en los que está construida disponen de una compresión muy agradable y un ajuste íntimo, lo cual incrementa el confort y aceptación del paciente.

CARACTERÍSTICAS:

- Foam comprimido ultraligero que proporciona un contacto total para un óptimo soporte.
- Diseño con anatómico en el hombro para evitar la migración sin limitar la movilidad del hombro.
- El componente medial dispone de un diseño de doble lengüeta que facilita el ajuste de la compresión.
- El diseño dispone de bordes flexibles y núcleo estructural rígido.
- Viene acompañada de manguitos para facilitar la higiene e incrementar el confort.
- No guarda lado por lo que se puede usar indistintamente en brazos izquierdo y derecho.

INDICACIONES:

- Especialmente diseñada para fracturas de la diáfisis humeral.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO DISTAL	CONTORNO HÚMERO PROXIMAL	LONGITUD ORTESIS
S	1230	18-23 cm	23-28 cm	30 cm
M	1231	23-28 cm	28-33 cm	33 cm
L	1232	28-33 cm	33-38 cm	33 cm
XL	1233	33-38 cm	38-43 cm	35 cm