



ORTESIS ARTICULADA DE BRAZO

Referencia **111**

Ortesis articulada de brazo que permite un perfecto control de la flexo-extensión del codo.

CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en polietileno muy ligero con forro interno de foam de célula cerrada que incrementa el confort.
- No guarda lado por lo que se puede usar indistintamente en brazos izquierdo y derecho.
- La articulación de diseño plano, permite ajustarla en incrementos de 30°.
- Sistema de cierres de velcro para un óptimo ajuste.
- Viene acompañada de manguitos para facilitar la higiene e incrementar el confort.

INDICACIONES:

- Artroplastias de codo.
- Post-operatorios en donde sea preciso limitar los movimientos del brazo.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO HÚMERO	CONTORNO ANTEBRAZO
S	1110	20-25 cm	18-23 cm
M	1111	25-30 cm	23-28 cm
L	1112	30-36 cm	28-33 cm
XL	1113	36-40 cm	33-38 cm