



ORTESIS DE BRAZO PRIME ELBOW

Referencia **113**

Ortesis articulada para control del movimiento y rotación del brazo

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye cabestrillo y un manguito para facilitar la higiene e incrementar el confort.
- Articulación Prime Elbow en aluminio anodizado que permite ajustar en incrementos de 30°.
- La articulación también dispone de una férula plástica articulada en el lado contrario para incrementar el control.
- Dispone de agujeros para ventilación.
- El sistema de correas de velcro facilita la colocación y retiro de la ortesis para inspección de heridas, vestirse o cambiar de manguito.

INDICACIONES:

- Lesiones en las que se precise un control del movimiento de flexo-extensión y de la rotación del brazo.
- Procesos post-quirúrgicos.

TALLA	REFERENCIA		CONTORNO HÚMERO DISTAL	CONTORNO HÚMERO PROXIMAL	CONTORNO ANTEBRAZO	ANCHO PALMA
	IZQUIERDA	DERECHA				
S	1130	1135	18-23 cm	23-28 cm	18-23 cm	6-8 cm
M	1131	1136	23-28 cm	28-33 cm	23-28 cm	8-9 cm
L	1132	1137	28-33 cm	33-38 cm	28-32 cm	9-10 cm